

Kunde:  
 Seriennummer:

## Wartungsplan zur regelmäßigen Überprüfung

## Gerdi

Pos.	Bereich	Prüfung		
		Einstellung / Funktion	Beschädigung / Verformung	Verschraubungen
1	Hauptrahmen	Grundgestell		
2	Rahmenzubehör	Fußbrett		
		Fußschalen / Fußriemen		
		Abduktionsführung		
		Spitzfußkorrektur		
		Transportrollen		
3	Mittelsäule	Gasfeder		
		Auslösung		
4	Knie	Kniepelotte anatomisch		
		Kniepelotte 3 Ebenen		
		▪ Halterung / Polster		
5	Becken	Beckenpelotten		
		▪ Halterung / Polster		
		Abduktionsrolle		
		▪ Halterung / Polster		
		Pelotten Beugekontraktur		
▪ Halterung / Polster				
6	Brust	Brustpelotte		
		▪ Halterung / Polster		
		Seitenführungspelotten		
		▪ Halterung / Polster		
7	Rücken	Rückenpelotte		
		▪ Halterung / Polster		
		▪ Winkelverstellung		
		Kopfstütze		
		▪ Halterung / Polster		
8	Tisch	Tischplatte Holz		
		Verstellbare Armauflagen		
		Tischumrandung		
9	Sonstige Bemerkungen			

Wartung durchgeführt von: \_\_\_\_\_  
 Wartung durchgeführt von: \_\_\_\_\_  
 Wartung durchgeführt von: \_\_\_\_\_  
 Wartung durchgeführt von: \_\_\_\_\_  
 Wartung durchgeführt von: \_\_\_\_\_  
 Wartung durchgeführt von: \_\_\_\_\_

am: \_\_\_\_\_  
 am: \_\_\_\_\_  
 am: \_\_\_\_\_  
 am: \_\_\_\_\_  
 am: \_\_\_\_\_  
 am: \_\_\_\_\_