

Information zu Wiedereinsätzen REHATEC®

Stand 09.12.2021

Stehgeräte			
Produkt	Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:	Für den Wiedereinsatz geeignet ab Seriennummer*	Bemerkungen
Heidelberger Stehgerät 108 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1018 ohne Rollen 28.29.01.0014	10 Jahre	20012834	<ul style="list-style-type: none"> • Änderung Tischplatte ab 2009 • Änderung Tischumrandung 05 / 2014
Heidelberger Stehgerät 102 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1017 ohne Rollen 28.29.01.0013	10 Jahre	20012820	<ul style="list-style-type: none"> • Änderung Tischplatte ab 2009 • Änderung Tischumrandung 05 / 2014
Heidelberger Stehgerät 101 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1016 ohne Rollen 28.29.01.0012	10 Jahre	20012815	<ul style="list-style-type: none"> • Ab 200153100 kann auf Impuls umgerüstet werden (ohne Mulde) • Änderung Tischplatte ab 2009 • Änderung Tischumrandung 05 / 2014
Stehgerät Impuls 120 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1011 ohne Rollen 28.29.01.0010	10 Jahre	20012813	<ul style="list-style-type: none"> • Änderung Tischaufnahme 2010 ab SN 20010469
Stehgerät Impuls 121 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1012 ohne Rollen 28.29.01.0011	10 Jahre	20012833	<ul style="list-style-type: none"> • Änderung Tischaufnahme 2010 ab SN 20010513
Stehgerät Jumbo 109 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1044 ohne Rollen 28.29.01.0030	10 Jahre	20012817	<ul style="list-style-type: none"> • Änderung Pelottenfarben 05 / 2015 • Änderung Gestellfarbe 05 / 2015 • Änderung Tischplatte 2009
Stehgerät Jumbo für Stehorthesen 107.1 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1039 ohne Rollen 28.29.01.0026	10 Jahre	Produktionsstart 10/2017	—
Stehgerät Benni 106 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1043 ohne Rollen 28.29.01.0029	10 Jahre	20012848	—
Stehgerät Benni 106.1 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1043 ohne Rollen 28.29.01.0029	10 Jahre	20012830	—
Stehgerät Speedy 160 HMV-Nr.: 28.29.01.3007	8 Jahre	16000324	<ul style="list-style-type: none"> • Änderung Pelottenfarben 05 / 2015 • Änderung Gestellfarbe 05 / 2015 • Änderung Tischplatte 2009
Stehgerät Speedy 161 HMV-Nr.: 28.29.01.3007	8 Jahre	16000325	<ul style="list-style-type: none"> • Änderung Pelottenfarben 05 / 2015 • Änderung Gestellfarbe 05 / 2015 • Änderung Tischplatte 2009
Stehgerät Speedy 162 HMV-Nr.: 28.29.01.3007	8 Jahre	16000327	<ul style="list-style-type: none"> • Änderung Pelottenfarben 05 / 2015 • Änderung Gestellfarbe 05 / 2015 • Änderung Tischplatte 2009
Stehgerät Speedy 163 HMV-Nr.: 28.29.01.3007	8 Jahre	16000319	<ul style="list-style-type: none"> • Änderung Pelottenfarben 05 / 2015 • Änderung Gestellfarbe 05 / 2015 • Änderung Tischplatte 2009
Liegebär Lasse mini, Typ 165-Mini HMV-Nr.: 28.29.02.1048	8 Jahre	Produktionsstart 01/2016	—
Liegebär Lasse Gr.1, Typ 165 HMV-Nr.: 28.29.02.1048	8 Jahre	L10001240	—

***Geräte mit einer niedrigeren Seriennummer, bzw. bei denen die Produktlebensdauer überschritten ist, dürfen grundsätzlich nicht in den Wiedereinsatz. Gegen eine entsprechende Gebühr kann die Produktlebensdauer nach Einzelprüfungen durch die Firma Rehatec® GmbH verlängert werden. Entscheidend ist der Zustand des Produkts!**

7-3-4_01 DA Information zu Wiedereinsätzen

Rehatec® GmbH | In den Kreuzwiesen 35 | 69250 Schönau | Tel.: 06228 91360 | Fax: 06228 91 36 99 | www.rehatec.de | info@rehatec.com

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.
Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Information zu Wiedereinsätzen REHATEC®

Stand 09.12.2021

Stehgeräte			
Produkt	Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:	Für den Wiedereinsatz geeignet ab Seriennummer*	Bemerkungen
Liegebär Lasse Gr.2, Typ 166 HMV-Nr.: 28.29.02.1048	8 Jahre	L10001245	—
Liegebär Lasse Gr.3, Typ 167 HMV-Nr.: 28.29.02.1049	8 Jahre	L10001236	Neue Motoren / elektrischer Antrieb ab SN L10001001
Liegebär Lasse Gr.3, Typ 167-G HMV-Nr.: 28.29.02.1049		Produktionsstart 07/2016	
Liegebär Lasse Gr.4, Typ 164 HMV-Nr.: 28.29.02.1049	8 Jahre	L10001234	Neue Motoren / elektrischer Antrieb ab SN L10001001
Liegebär Lasse Gr.5 HMV-Nr.: 28.29.02.1049	5 Jahre	Produktionsstart 03/2019	—
Stehsystem DaVinci 168 HMV-Nr.: 28.29.02.1047	6 Jahre	D1000673	Neue Motoren / elektrischer Antrieb ab SN D1000435
Stehsystem DaVinci 169 HMV-Nr.: 28.29.02.1047	6 Jahre	D1000674	Neue Motoren / elektrischer Antrieb ab SN D1000435

Sitzschalenfahrgestelle			
Produkt	Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:	Für den Wiedereinsatz geeignet ab Seriennummer*	Bemerkungen
Fahrgestell Mika, Typ 300 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1064 mit Antriebsr. 12" 26.99.01.1019	7 Jahre	S30008706	<ul style="list-style-type: none"> Ab 11/2008 Distanzblöcke von M6 auf M8 Ab 12/2007 neue Trommelbremsträger und Radnaben Ab 11/2011 Mika Gr.2+3 langer Rahmen mit doppelter Gasfeder von 200N auf 320N Ab 06/2012 Mika Gr.0+1 Lenkradaufnahme von M6 auf M8 Ab S3004665 Neue Antriebsräder Ab 15.08.16 12"-Bereifung nur noch mit Steckachse
Fahrgestell Mika, Typ 301 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1064 mit Antriebsr. 12" 28.29.01.1019	7 Jahre	S30008716	<ul style="list-style-type: none"> Ab 11/2008 Distanzblöcke von M6 auf M8 Ab 12/2007 neue Trommelbremsträger und Radnaben Ab 11/2011 Mika Gr.2+3 langer Rahmen mit doppelter Gasfeder von 200N auf 320N Ab 06/2012 Mika Gr.0+1 Lenkradaufnahme von M6 auf M8 Ab S3004665 Neue Antriebsräder Ab 15.08.16 12"-Bereifung nur noch mit Steckachse
Fahrgestell Mika, Typ 302 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1064 mit Antriebsr. 12" 26.99.01.1019	7 Jahre	S30008718	<ul style="list-style-type: none"> Ab 11/2008 Distanzblöcke von M6 auf M8 Ab 12/2007 neue Trommelbremsträger und Radnaben Ab 11/2011 Mika Gr.2+3 langer Rahmen mit doppelter Gasfeder von 200N auf 320N Ab 06/2012 Mika Gr.0+1 Lenkradaufnahme von M6 auf M8 Ab S3004665 Neue Antriebsräder Ab 15.08.16 12"-Bereifung nur noch mit Steckachse
Fahrgestell Mika, Typ 303 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1064 mit Antriebsr. 12" 26.99.01.1019	7 Jahre	S30008719	<ul style="list-style-type: none"> Ab 11/2008 Distanzblöcke von M6 auf M8 Ab 12/2007 neue Trommelbremsträger und Radnaben Ab 11/2011 Mika Gr.2+3 langer Rahmen mit doppelter Gasfeder von 200N auf 320N Ab 06/2012 Mika Gr.0+1 Lenkradaufnahme von M6 auf M8 Ab S3004665 Neue Antriebsräder Ab 15.08.16 12"-Bereifung nur noch mit Steckachse

***Geräte mit einer niedrigeren Seriennummer, bzw. bei denen die Produktlebensdauer überschritten ist, dürfen grundsätzlich nicht in den Wiedereinsatz. Gegen eine entsprechende Gebühr kann die Produktlebensdauer nach Einzelprüfungen durch die Firma Rehatec® GmbH verlängert werden. Entscheidend ist der Zustand des Produkts!**

7-3-4_01 DA Information zu Wiedereinsätzen

Rehatec® GmbH | In den Kreuzwiesen 35 | 69250 Schönau | Tel.: 06228 91360 | Fax: 06228 91 36 99 | www.rehatec.de | info@rehatec.com

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.
Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Information zu Wiedereinsätzen REHATEC®

Stand 09.12.2021

Sitzschalenfahrgerüste			
Produkt	Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:	Für den Wiedereinsatz geeignet ab Seriennummer*	Bemerkungen
Fahrgestell Sunny, Typ 310-0 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1065 mit Antriebsr. 12" 26.99.01.1025	7 Jahre	S204688	<ul style="list-style-type: none"> Ab 11/2008 Distanzblöcke von M6 auf M8 Ab 12/2007 Trommelbremsträger und Radnaben Produktionsende 10/2016 Ab S203219 Neue Antriebsräder Ab 15.08.16 12"-Bereifung nur noch mit Steckachse
Fahrgestell Sunny, Typ 310 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1065 mit Antriebsr. 12" 26.99.01.1025	7 Jahre	S204684	<ul style="list-style-type: none"> Ab 11/2008 Distanzblöcke von M6 auf M8 Ab 12/2007 Trommelbremsträger und Radnaben Produktionsende 10/2016 Ab S203219 Neue Antriebsräder Ab 15.08.16 12"-Bereifung nur noch mit Steckachse
Fahrgestell Sunny, Typ 311 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1065 mit Antriebsr. 12" 26.99.01.1025	7 Jahre	S204689	<ul style="list-style-type: none"> Ab 11/2008 Distanzblöcke von M6 auf M8 Ab 12/2007 Trommelbremsträger und Radnaben Ab S203219 Neue Antriebsräder Ab 15.08.16 12"-Bereifung nur noch mit Steckachse
Fahrgestell Sunny, Typ 312 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1065 mit Antriebsr. 12" 26.99.01.1025	7 Jahre	S204685	<ul style="list-style-type: none"> Ab 11/2008 Distanzblöcke von M6 auf M8 Ab 12/2007 Trommelbremsträger und Radnaben Ab S203219 Neue Antriebsräder Ab 15.08.16 12"-Bereifung nur noch mit Steckachse
Fahrgestell Galileo Gr. Mini, Typ 1015911 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 11/2016	—
Fahrgestell Galileo Gr. 0, Typ 1015912 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 11/2016	—
Fahrgestell Galileo Gr. 1, Typ 1015913 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 11/2016	—
Fahrgestell Galileo Gr. 2 kurz, Typ 1015810 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 11/2016	—
Fahrgestell Galileo Gr. 2 lang, Typ 1015919 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 11/2016	—
Fahrgestell Galileo Gr. 3, Typ 1015920 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 11/2016	—
Fahrgestell Galileo Gr. 4, Typ 1016462 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 11/2016	—
Fahrgestell Galileo Gr. 5, Typ 1015827 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 11/2016	—

***Geräte mit einer niedrigeren Seriennummer, bzw. bei denen die Produktlebensdauer überschritten ist, dürfen grundsätzlich nicht in den Wiedereinsatz. Gegen eine entsprechende Gebühr kann die Produktlebensdauer nach Einzelprüfungen durch die Firma Rehatec® GmbH verlängert werden. Entscheidend ist der Zustand des Produkts!**

7-3-4_01 DA Information zu Wiedereinsätzen

Rehatec® GmbH | In den Kreuzwiesen 35 | 69250 Schönau | Tel.: 06228 91360 | Fax: 06228 91 36 99 | www.rehatec.de | info@rehatec.com

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.
Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Information zu Wiedereinsätzen REHATEC®

Stand 09.12.2021

Sitzschalenfahrgestelle			
Produkt	Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:	Für den Wiedereinsatz geeignet ab Seriennummer*	Bemerkungen
Fahrgestell Galileo Gr. 6 Typ 1015827 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 06/2017	—
Fahrgestell Galileo, Typ 400 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	G4000429	<ul style="list-style-type: none"> • Ab Seriennummer G4000148 neue Trommelbrems-träger und Radnaben • Produktionsende 05/2016
Fahrgestell Galileo, Typ 401 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	G4000427	<ul style="list-style-type: none"> • Ab Seriennummer G4000148 neue Trommelbrems-träger und Radnaben • Produktionsende 05/2016
Fahrgestell Galileo, Typ 402 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	G4000425	<ul style="list-style-type: none"> • Ab Seriennummer G4000148 neue Trommelbrems-träger und Radnaben • Produktionsende 05/2016
Fahrgestell Galileo, Typ 403 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	G4000423	<ul style="list-style-type: none"> • Ab Seriennummer G4000148 neue Trommelbrems-träger und Radnaben • Produktionsende 05/2016

Sitzsysteme			
Produkt	Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:	Für den Wiedereinsatz geeignet ab Seriennummer*	Bemerkungen
Therapiestuhl Nele Classic Gr.0 Art.-Nr. 1010249 HMV-Nr.: 26.11.05.0037	7 Jahre	NE1000383	<ul style="list-style-type: none"> • Ab (NE1000976) 01/2016 neue Armlehnenhalterung
Therapiestuhl Nele Classic Gr.1 Art.-Nr. 1010251 HMV-Nr.: 26.11.05.0037	7 Jahre	NE1000373	<ul style="list-style-type: none"> • Ab (NE1000976) 01/2016 neue Armlehnenhalterung
Therapiestuhl Nele Classic Gr.2 Art.-Nr. 1011748 HMV-Nr.: 26.11.05.0037	7 Jahre	NE1000370	<ul style="list-style-type: none"> • Ab (NE1000976) 01/2016 neue Armlehnenhalterung
Therapiestuhl Nele Gr.0 Art.-Nr. 1010151 HMV-Nr.: 26.11.05.0042	7 Jahre	NE1000383	<ul style="list-style-type: none"> • 2015 Änderung Fußauslösung in Handauslösung • Ab (NE1000976) 01/2016 neue Armlehnenhalterung
Therapiestuhl Nele Gr.1 Art.-Nr. 1010173 HMV-Nr.: 26.11.05.0042	7 Jahre	NE1000373	<ul style="list-style-type: none"> • 2015 Änderung Fußauslösung in Handauslösung • Ab (NE1000976) 01/2016 neue Armlehnenhalterung
Therapiestuhl Nele Gr.2 Art.-Nr. 1009604 HMV-Nr.: 26.11.05.0042	7 Jahre	NE1000370	<ul style="list-style-type: none"> • 2015 Änderung Fußauslösung in Handauslösung • Ab (NE1000976) 01/2016 neue Armlehnenhalterung
Heidelberger Sitzsystem Gr. 1, Typ 600001 HMV-Nr.: 26.11.04.0009	7 Jahre	S6000296	<ul style="list-style-type: none"> • Produktionsende 11/2020
Heidelberger Sitzsystem Gr. 2, Typ 600002 HMV-Nr.: 26.11.04.0009	7 Jahre	S6000285	<ul style="list-style-type: none"> • Produktionsende 11/2020

***Geräte mit einer niedrigeren Seriennummer, bzw. bei denen die Produktlebensdauer überschritten ist, dürfen grundsätzlich nicht in den Wiedereinsatz. Gegen eine entsprechende Gebühr kann die Produktlebensdauer nach Einzelprüfungen durch die Firma Rehatec® GmbH verlängert werden. Entscheidend ist der Zustand des Produkts!**

7-3-4_01 DA Information zu Wiedereinsätzen

Rehatec® GmbH | In den Kreuzwiesen 35 | 69250 Schönau | Tel.: 06228 91360 | Fax: 06228 91 36 99 | www.rehatec.de | info@rehatec.com

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.
Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Information zu Wiedereinsätzen REHATEC®

Stand 09.12.2021

Sitzsysteme			
Produkt	Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:	Für den Wiedereinsatz geeignet ab Seriennummer*	Bemerkungen
Heidelberger Sitzsystem Gr. 3, Typ 600003 HMV-Nr.: 26.11.04.0009	7 Jahre	S6000284	• Produktionsende 11/2020
Heidelberger Sitzsystem Gr. 4, Typ 600004 HMV-Nr.: 26.11.04.0009	7 Jahre	S6000283	• Produktionsende 11/2020
Heidelberger Therapiestuhl Gr.1, Typ 61001 HMV-Nr.: 26.11.05.0025	7 Jahre	T60000519	• Produktionsende 11/2020
Heidelberger Therapiestuhl Gr.2, Typ 61002 HMV-Nr.: 26.11.05.0025	7 Jahre	T60000516	• Produktionsende 11/2020
Heidelberger Therapiestuhl Gr.3, Typ 61003 HMV-Nr.: 26.11.05.0025	7 Jahre	T60000517	• Produktionsende 11/2020

Zimmeruntergestelle			
Produkt	Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:	Für den Wiedereinsatz geeignet ab Seriennummer*	Bemerkungen
Zimmeruntergestell Noah Gr.0 HMV-Nr.: 26.99.01.0033	7 Jahre	N1000057	• Produktionsende 03/2020
Zimmeruntergestell Noah Gr.1 HMV-Nr.: 26.99.01.0033	7 Jahre	N1000060	—
Zimmeruntergestell Noah Gr.2 HMV-Nr.: 26.99.01.0033	7 Jahre	Produktionsstart 01/2015	—
ZUG Nick HMV-Nr.: 26.99.01.0014	7 Jahre	Produktionsstart 2016	—

***Geräte mit einer niedrigeren Seriennummer, bzw. bei denen die Produktlebensdauer überschritten ist, dürfen grundsätzlich nicht in den Wiedereinsatz. Gegen eine entsprechende Gebühr kann die Produktlebensdauer nach Einzelprüfungen durch die Firma Rehatec® GmbH verlängert werden. Entscheidend ist der Zustand des Produkts!**

7-3-4_01 DA Information zu Wiedereinsätzen

Rehatec® GmbH | In den Kreuzwiesen 35 | 69250 Schönau | Tel.: 06228 91360 | Fax: 06228 91 36 99 | www.rehatec.de | info@rehatec.com

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.
Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Information zu Wiedereinsätzen REHATEC®

Stand 09.12.2021

Nicht mehr für den Wiedereinsatz geeignet			
Produkt	Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:	Nicht mehr für den Wiedereinsatz geeignet bis zur Seriennummer*	Bemerkungen
Lauftrainer Kimi HMV-Nr.: mit Support-Sys. 10.46.02.3022 ohne Support-Sys. 10.46.02.3023	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Liegebrett Terry	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Nils HMV-Nr.: 18.99.01.2058	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Nils Jogger HMV-Nr.: 18.99.01.2057	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Tim HMV-Nr.: 18.99.01.1010	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
ZUG 260 HMV-Nr.: 26.99.01.0031	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
ZUG 270	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
ZUG 265 HMV-Nr.: 26.99.01.0031	5 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
ZUG 275	5 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
ZUG Delfin 281 HMV-Nr.: 26.99.01.0015	5 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Nur noch Transportrollen und Gasfedern lieferbar
ZUG Delfin 280 HMV-Nr.: 26.99.01.0015	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
ZUG Delfin 2800005 HMV-Nr.: 26.99.01.0015	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
ZUG 219 Biene/Mond HMV-Nr.: 26.99.01.0014	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Nur noch Transportrollen lieferbar
Gerdi 130 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.02.1030 ohne Rollen 28.29.02.0009	5 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Gerdi 140 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.02.1031 ohne Rollen 28.29.02.0010	5 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Gerdi 150	5 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Stehgerät schrägverstellbar 103 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.02.1011 ohne Rollen 28.29.02.0003	5 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Stehgerät schrägverstellbar 104 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.02.1012 ohne Rollen 28.29.02.0004	5 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar

***Geräte mit einer niedrigeren Seriennummer, bzw. bei denen die Produktlebensdauer überschritten ist, dürfen grundsätzlich nicht in den Wiedereinsatz. Gegen eine entsprechende Gebühr kann die Produktlebensdauer nach Einzelprüfungen durch die Firma Rehatec® GmbH verlängert werden. Entscheidend ist der Zustand des Produkts!**

7-3-4_01 DA Information zu Wiedereinsätzen

Rehatec® GmbH | In den Kreuzwiesen 35 | 69250 Schönau | Tel.: 06228 91360 | Fax: 06228 91 36 99 | www.rehatec.de | info@rehatec.com

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.
Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Information zu Wiedereinsätzen REHATEC®

Stand 09.12.2021

Nicht mehr für den Wiedereinsatz geeignet			
Produkt	Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:	Nicht mehr für den Wiedereinsatz geeignet bis zur Seriennummer*	Bemerkungen
Stehgerät schrägverstellbar 105 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.02.1013 ohne Rollen 28.29.02.0005	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Fahrgestell Leonardo, Typ 410 HMV-Nr.: 26.99.01.3019	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Fahrgestell Leonardo, Typ 411 HMV-Nr.: 26.99.01.3019	7 Jahre	L40000272	• Ab Seriennummer L4000244 neue Trommelbrems-träger und Radnaben
Fahrgestell Leonardo, Typ 412 HMV-Nr.: 26.99.01.3019	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Fahrgestell Calimero, Typ 370000 HMV-Nr.: 26.99.01.3028	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Fahrgestell Calimero, Typ 371000 HMV-Nr.: 26.99.01.3028	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Fahrgestell Quiky Gr.1 HMV-Nr.: 26.99.01.2000	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Fahrgestell Quiky Gr.2 HMV-Nr.: 26.99.01.2000	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Stehgerät Impuls 120 (alte Version) HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1011 ohne Rollen 28.29.01.0010	10 Jahre	20012812	• Änderung elektronische Gurtaufrollung / Motor 2010 • keine Ersatzteile für ältere Motoren
Stehgerät Impuls 121 (alte Version) HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1012 ohne Rollen 28.29.01.0011	10 Jahre	20012832	• Änderung elektronische Gurtaufrollung / Motor 2010 • keine Ersatzteile für ältere Motoren

***Geräte mit einer niedrigeren Seriennummer, bzw. bei denen die Produktlebensdauer überschritten ist, dürfen grundsätzlich nicht in den Wiedereinsatz. Gegen eine entsprechende Gebühr kann die Produktlebensdauer nach Einzelprüfungen durch die Firma Rehatec® GmbH verlängert werden. Entscheidend ist der Zustand des Produkts!**

7-3-4_01 DA Information zu Wiedereinsätzen

Rehatec® GmbH | In den Kreuzwiesen 35 | 69250 Schönau | Tel.: 06228 91360 | Fax: 06228 91 36 99 | www.rehatec.de | info@rehatec.com

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.
Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.