

# Verticalisateur ourson Heidelberger Lasse T. 3G, 3 et 4

Modèle 2020 Pour tailles d'env. 128 cm à env. 180 cm

REHATEC®

RC 60030

## Devis

Expéditeur / Adresse de facturation

## Commande

Adresse d'expédition



Client

Date

Commission

Tu peux ici composer ton Lasse pour adolescents et adultes.

Des questions ? Notre service à la clientèle se tient à ta disposition.



L'illustration ne correspond pas à l'équipement de base | Tolérances dimensionnelles ±3

### Équipement de base 3 G

- Structure de base avec roulettes de transport, 75 cm
- Réglage de l'inclinaison **par ressort à gaz** de 0° jusqu'à 85°
- Repose-pieds séparés
- Repose-jambes séparé
- Plateau pelvien séparé avec pelotes pelviennes pivotantes
- Support dorsal
- Harnais
- Poignée de conduite

### Équipement de base 3 et 4

- Structure de base avec roulettes de transport, 75 cm
- Réglage de l'inclinaison **par moteur** de 0° jusqu'à 85°
- Repose-pieds séparés
- Repose-jambes séparé
- Plateau pelvien séparé avec pelotes pelviennes pivotantes
- Support dorsal
- Harnais


### Numéro du dispositif

- |          |               |
|----------|---------------|
| • T. 3 G | 28.29.02.1049 |
| • T. 3   | 28.29.02.1049 |
| • T. 4   | 28.29.02.1049 |

### Charge maximale

- Charge maximale Taille 3 G : 60 kg  
Charge maximale Taille 3 : 70 kg  
Charge maximale Taille 4 : 70 kg

Saisis ci-dessous les dimensions de ton patient.



### Type de mouvements du patient

Comportement stéréotype  
(p. ex. balancement continu)\*

\* En raison du comportement stéréotype, vérifiez si le dispositif devrait faire l'objet d'adaptations spécifiques

L'illustration ne correspond pas à l'équipement de base | Tolérances dimensionnelles  $\pm 3$

### Dimensions du modèle de base/Dimensions du patient

Saisir les valeurs !

	Hauteur de table (a)	Hauteur des genoux (b)	Milieu du bassin (c)	Hauteur des épaules (d)	Largeur du genou (e)	Largeur du bassin (f)	Largeur du thorax (g)	Taille (h)	Poids du patient
T.3G	80-110 cm	30-50 cm	env. 65-78 cm	env. 120-142 cm	8-13 cm	20-42 cm	21-36 cm (44 cm <sup>(1)</sup> )	env. 128-162 cm	max. 60 kg
T.3	70-110 cm	30-50 cm	env. 55-76 cm	env. 116-138 cm	8-13 cm	20-42 cm	21-36 cm (44 cm <sup>(1)</sup> )	env. 124-158 cm	max. 70 kg
T.4	80-120 cm	50-70 cm	env. 70-90 cm	env. 140-160 cm	8-13 cm	20-42 cm	32-46 cm (54 cm <sup>(1)</sup> )	env. 148-180 cm	max. 70 kg
Dimensions du patient	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg

<sup>(1)</sup> Possible avec accessoires spéciaux (voir page 4)

### Dimensions de l'appareil

Type	Pliage	Plateau dorsal (i x j)	Plateaux repose-jambe		Largeur totale (n)	Longueur totale (o)	Hauteur du transfert <sup>(1)</sup>	Hauteur abaissable <sup>(1)</sup>
			Hauteur (k)	Largeur (l/m)				
3G	Ressort à gaz	27 x 44 cm	50 cm	15 cm / 20 cm	71 cm	122 cm	88 cm	10 cm
3	Moteur	27 x 44 cm	44 cm	14 cm / 20 cm	71 cm	122 cm	79 cm	
4	Moteur	27 x 53 cm	50 cm	14 cm / 20 cm	71 cm	122 cm	85 cm	




<sup>(1)</sup> avec roulettes 75 mm

# Structure de base

Verticalisateur ourson Heidelberger Lasse Taille 3G, 3 et 4 – Modèle 2020

REHATEC®

RC 60030

Variante		Structure	
<b>Verticalisateur ourson Lasse T. 3G réglage par ressort à gaz</b> Code 1020435 Pour enfants et adolescents <b>Réglage de l'inclinaison par ressort à gaz</b>		<b>Verticalisateur ourson Lasse T. 3 réglage électrique</b> Code 1007563 Pour enfants et adolescents <b>Réglage de l'inclinaison par moteur</b>	
<b>Verticalisateur ourson Lasse T. 4 réglage électrique</b> Code 1007005 Pour adolescents et adultes <b>Réglage de l'inclinaison par moteur</b>		<b>Batterie pour réglage de l'inclinaison (fonction d'évacuation d'urgence incl.)</b> Code 10072	
<b>T. 3G</b>	<b>3 620,-</b>	<b>T. 3</b>	<b>6 120,-</b>
		<b>T. 4</b>	<b>6 375,-</b>
		<b>Supplément</b>	<b>895,-</b>

## Couleurs de la structure

 Blanc pur (RAL 9010)	 Violet bordeaux (RAL 4004)	 Vert fluorescent (RAL 6038)
 Jaune narcisse (RAL 1007)	 Bleu outremer (RAL 5002)	 Gris anthracite mat (RAL 7016m)
 Jaune fluorescent (RAL 1026)	 Bleu trafic métallisé*	 Argent métallisé*
 Orangé pur (RAL 2004)	 Bleu nuit nacré mat (RAL 5026)	 Anthracite métallisé*
 Orange fluorescent (RAL 2005)	 Bleu d'eau (RAL 5021)	 Noir graphite mat (RAL 9011m)
 Rouge rubis (RAL 3003)	 Vert lumière (RAL 6027)	 Noir profond brillant (RAL 9005g)
 Rouge rubis nacré mat (RAL 3032)	 Vert jaune (RAL 6018)	
 Erika-violet (RAL 4003)	 Vert nacré mat (RAL 6035)	

\* Couleurs non RAL

Les couleurs représentées sont uniquement à titre indicatif. Tous les détails des couleurs sur [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com)

## Couleurs de revêtement



**Revêtement surface de contact / bordure (revêtement de qualité Trevira® CS, tricot universel)**




Jaune / Gris	(GU700-S709)
Rose / Gris	(GU702-S709)
Rouge / Gris	(GU703-S709)
Vert pomme / Gris	(GU705-S709)
Bleu clair / Gris	(GU707-S709)
Noir / Gris	(GU710-S709)



N'oubliez pas de sélectionner les couleurs de la structure et des revêtements de ton Lasse. Elles sont importantes pour la procédure de commande !








## Roulettes

<b>Roulettes de transport avec freins de stationnement, 75 mm</b> Hauteur abaissable = 10 cm 	<b>Roulettes de direction 100 mm, avec blocage total</b> Code 1022143 Hauteur abaissable = 14,5 cm 	<b>Roulettes de transport avec freins de stationnement, 125 mm</b> Hauteur abaissable = 17 cm 	<b>Protection murale et mobilière</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                         La largeur totale augmente de 4 cm !                     </div>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Roulettes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1018607</td> <td>75 mm</td> </tr> <tr> <td>1018783</td> <td>100 mm</td> </tr> <tr> <td>1018698</td> <td>125 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Roulettes	1018607	75 mm	1018783	100 mm	1018698	125 mm
Code	Roulettes										
1018607	75 mm										
1018783	100 mm										
1018698	125 mm										
<b>Standard</b>	<b>Supplément 150,-</b>	<b>En option</b>	<b>Jeu 145,-</b>								

Guidage de la jambe											
<b>Guidage de la jambe à angle réglable</b> Code 10047 	<b>Réglage de l'abduction</b> Code 10073-1 De 0° jusqu'à 25°  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Correction de pied bot Incl.</div>	<b>Étriers, sangles de pieds incl.</b> Code 10052  <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td>Pour T.</td> <td>a</td> <td>b</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>3G / 3 / 4</td> <td>14 cm</td> <td>9 cm</td> <td>11 cm</td> </tr> </table>	Pour T.	a	b	c	3G / 3 / 4	14 cm	9 cm	11 cm	
Pour T.	a	b	c								
3G / 3 / 4	14 cm	9 cm	11 cm								
Jeu de 2 / Supplément	625,-	Supplément	960,-	Jeu de 2 / Supplément	240,-						

Guidage de la jambe			
<b>Correction de pied bot</b> Code 10051  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">ATTENTION ! Les tailles (c) + (d) + (h) diminuent de 4 cm !</div>	<b>Support des pieds à angle réglable</b> Code 1020344 Réglage par segments dentés 		
Jeu de 2 / Supplément	335,-	Jeu de 2 / Supplément	375,-

Pelotes des genoux																							
<b>Pelotes des genoux</b> Code 10045  <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td>T.</td> <td>e (largeur du genou)</td> <td>a</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>7 cm</td> <td>9 cm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>8 cm</td> <td>10 cm</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>9 cm</td> <td>12 cm</td> </tr> </table>	T.	e (largeur du genou)	a	1	7 cm	9 cm	2	8 cm	10 cm	3	9 cm	12 cm	<b>Pelotes des genoux sur mesure</b> Code 10045-2  Profondeur = _____ cm Largeur : dimension e = _____ cm	<b>Pelotes des genoux, anatomiques</b> Code 10074  <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td>T.</td> <td>e (largeur du genou)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>8 cm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>11,5 cm</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>13 cm</td> </tr> </table>	T.	e (largeur du genou)	1	8 cm	2	11,5 cm	3	13 cm	<b>Butée (anneau de réglage) du réglage de profondeur du genou</b> Code 1023378 
T.	e (largeur du genou)	a																					
1	7 cm	9 cm																					
2	8 cm	10 cm																					
3	9 cm	12 cm																					
T.	e (largeur du genou)																						
1	8 cm																						
2	11,5 cm																						
3	13 cm																						
Jeu de 2 <b>Cocher la case correspondante!</b>	695,-	Jeu de 2	975,-	Jeu de 2 <b>Cocher la case correspondante!</b>	790,-	Jeu de 2	48,-																

Guidage pelvien																																											
<b>Plateau pelvien séparé, pelotes pelviennes pivotantes</b> support de pelote coudé 50 mm <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <tr> <td>Pour T.</td> <td>a</td> <td>b</td> <td>f (largeur du bassin)</td> </tr> <tr> <td>3G / 3 / 4</td> <td>19 cm</td> <td>12 cm</td> <td>20-25 cm</td> </tr> </table> support de pelote coudé 25 mm <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <tr> <td>Pour T.</td> <td>a</td> <td>b</td> <td>f (largeur du bassin)</td> </tr> <tr> <td>3G / 3 / 4</td> <td>19 cm</td> <td>12 cm</td> <td>25-30 cm</td> </tr> </table> support de pelote droit <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <tr> <td>Pour T.</td> <td>a</td> <td>b</td> <td>f (largeur du bassin)</td> </tr> <tr> <td>3G / 3 / 4</td> <td>19 cm</td> <td>12 cm</td> <td>30-35 cm</td> </tr> </table> 	Pour T.	a	b	f (largeur du bassin)	3G / 3 / 4	19 cm	12 cm	20-25 cm	Pour T.	a	b	f (largeur du bassin)	3G / 3 / 4	19 cm	12 cm	25-30 cm	Pour T.	a	b	f (largeur du bassin)	3G / 3 / 4	19 cm	12 cm	30-35 cm	<b>Plateau pelvien continu, pelotes pelviennes pivotantes</b> Code 1010994 support de pelote droit <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <tr> <td>Pour T.</td> <td>a</td> <td>b</td> <td>f (largeur du bassin)</td> </tr> <tr> <td>3G / 3 / 4</td> <td>19 cm</td> <td>12 cm</td> <td>32-42 cm</td> </tr> </table> support de pelote coudé <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <tr> <td>Pour T.</td> <td>a</td> <td>b</td> <td>f (largeur du bassin)</td> </tr> <tr> <td>3G / 3 / 4</td> <td>19 cm</td> <td>12 cm</td> <td>22-32 cm</td> </tr> </table> 	Pour T.	a	b	f (largeur du bassin)	3G / 3 / 4	19 cm	12 cm	32-42 cm	Pour T.	a	b	f (largeur du bassin)	3G / 3 / 4	19 cm	12 cm	22-32 cm		
Pour T.	a	b	f (largeur du bassin)																																								
3G / 3 / 4	19 cm	12 cm	20-25 cm																																								
Pour T.	a	b	f (largeur du bassin)																																								
3G / 3 / 4	19 cm	12 cm	25-30 cm																																								
Pour T.	a	b	f (largeur du bassin)																																								
3G / 3 / 4	19 cm	12 cm	30-35 cm																																								
Pour T.	a	b	f (largeur du bassin)																																								
3G / 3 / 4	19 cm	12 cm	32-42 cm																																								
Pour T.	a	b	f (largeur du bassin)																																								
3G / 3 / 4	19 cm	12 cm	22-32 cm																																								
Supplément	<b>Cocher la case correspondante!</b>	435,-	Supplément	<b>Cocher la case correspondante!</b>	435,-																																						

# Table, guidage du tronc et sanglage


Verticalisateur ourson Heidelberger Lasse Taille 3G, 3 et 4 – Modèle 2020

REHATEC®

RC 60030

## Table de thérapie

**Table de thérapie avec renforcement de thérapie, bordure et couvercle incl.**  
Profondeur et angle réglables




Pour T.	Code
3	1009919
4	1010528

Unité 1 170,-

**Table de thérapie, bordure incl.**

Profondeur et angle réglables



Pour T.	Code
3	1007227
4	1007378

Unité 990,-

**Butée (anneau de réglage) Réglage en profondeur de la table**


Code 1023148



Jeu de 2 48,-

## Guidage du tronc

**Pelotes de guidage latéral**




Pelotes	Code	a	b
pivotables	10041	12 cm	14 cm
amovibles	10041-1	12 cm	14 cm

Pivotables 415,-  
Amovibles 415,-

**Appuis-bras, amovibles**

Code 10042




Pour T.	a	b
3	43 cm	16 cm
4	37 cm	16 cm

Jeu de 2 465,-

## Poignée de conduite

**Poignée de conduite**

Code 10076



Inclue avec Lasse 3G!

Unité 415,-

## Accessoires spéciaux

**Angle à 90° pour pelotes de guidage latéral**

Code 1010870

Renforcé et allongé pour la largeur du thorax :

Pour T.	Largeur du thorax(g)
3G	22 - 44 cm
3	22 - 44 cm
4	33 - 54 cm

Unité\* 95,-

**Support pour appuis-bras, rallongé**

Code 1010871

Seulement nécessaire avec le code 1010870!


Unité\* 60,-

\* Il faut toujours 2 unités.

## Sanglage

**Harnais**

Code 10046




a	b	c
36 cm	11 cm	25 cm

Masculin  
Féminin

Standard **Cocher la case correspondante!**

**Sangle pelvienne Pelvi.Loc**

Code 10059



T.	f (largeur du bassin)
XS	16 - 24 cm
S	20 - 32 cm
M	28 - 38 cm
L	36 - 46 cm

Unité **Cocher la case correspondante!** 355,-

