

## Zimmeruntergestell Noah 2020

Betreiber

--	--

Produkt

Seriennummer

Wartungsintervall

12 Monate
-----------

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
1	Rahmen	Standarduntergestell						
		Radstandsverlängerung						
		Kippsicherung						
		Rollen mit Feststellbremsen						
		Wand- und Möbelschutz						
		Standarduntergestell mit Outdoorvariante						
		6" Lenkräder (Outdoorvariante)						
		12" Antriebsräder (Outdoorvariante)						
		Schiebebogen am Untergestell, winkelverstellbar (Outdoorvariante)						
		Trommelbremsträger (Outdoorvariante)						
		Steckachsen (Outdoorvariante)						
2	elektrische Höhenverstellung	Handbediengerät						
		Netzkabel/-stecker						
		Gehäuse						
		Spindelantrieb						
		Akku						
3	hydraulische Höhenverstellung	Betätigungsplatte						
		Hubsäule						
4	Sitzbereich	Sitzplatte						
		Fußbankaufnahmen						
		Trapezadapter						

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
		Schiebebogen Standard						
		Schiebebogen an der Sitzplatte, winkelverstellbar						
5	Rückenbereich	Rücken mit Schiebebogen an der Sitzplatte, winkelverstellbar						
		Rücken ohne Schiebebogen an der Sitzplatte, winkelverstellbar						
		Rückenbefestigung für Sitzschale mit festem Winkel						
		Rückenbefestigung für Sitzschale mit verstellbarem Winkel						
6	Armlehnen	Standard						
		Comfort						
		Polster						
7	Therapeutische	abklappbar mit Ausschnitt						
		abklappbar ohne Ausschnitt						
		Halterungen						
8	Fußbereich	Fußbank durchgehend mit Fußbankaufnahme						
		Fußbank, geteilt						
		Fußbank, geteilt mit Spitzfuß						
		Fußwinkel verstellbar						
		Hochklappmechanik						
		Fersenkante						
		Fußbankpolster, durchgehend						
		Fußbankpolster, geteilt						
		Fußschalen inkl. Fußriemen						
		Wadenpolster, durchgehend						
		Wadenpolster geteilt						

Notizen für etwaige Reparaturen und weitere Instandsetzungen:

Inspektion durchgeführt am

Inspektion durchgeführt durch

Unterschrift