

Lasse Mini, 1, 2

Betreiber

Produkt

Seriennummer

Vorgesehene Wartungsintervalle

--

--

12 Monate

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
1	Rahmen	Grundgestell						
		Transportrollen und Feststellbremse						
		Schrägverstellung durch Gasfeder						
		Steckverbindungen						
		Befestigungselemente						
		Bowdenzüge						
2	Fußbereich	Fußplatten						
		Fußschalen						
		Fußriemen						
		Spitzfußkorrekturen						
		Fußhalterung winkelverstellbar						
3	Kniebereich	Kniepelotten						
		Halterungen bzw. Kniebögen der Kniepelotten						
		Polster und Bezüge der Kniepelotten						
		geteilten Beinauflagen						
		Halterungen der Beinauflagen						
		Polster und Bezüge der Beinauflagen						
		Winkelverstellung, Beinführung						
4	Beckenbereich	Beckenpelotte, geteilt						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						
		Beckenplatte, durchgehend						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						

Lasse Mini, 1, 2

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
		Seitenführungspelotten						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		Abduktionsverstellung						
		- Halterungen						
		Pelvi.Loc-Beckengurt						
		- Befestigung und Verschluss						
5	Tischbereich	Tisch mit oder ohne Mulde						
		- Halterungen						
		-Holzteile						
		-Befestigungs-/Klemmelemente						
6	Rückenbereich	Rückenauflagen						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		-Befestigungs-/Klemmelemente						
		Seitenführungspelotten						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		-Befestigungs-/Klemmelemente						
		Armauflagen						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		-Befestigungs-/Klemmelemente						
		Handgriff / Schiebebogen						
		- Halterungen						
		- Lenkerüberzug (optional)						
		-Befestigungs-/Klemmelemente						
		-Auslösehebel						
		Leibchen						
		- Reißverschluss						
		-Befestigungs-/Klemmelemente						
7	Kopfbereich	Kopfstützen						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		-Befestigungs-/Klemmelemente						
		-Rücksetzadapter						

Seite 3
18.02.25
1023920_1.1