

# Inspektionsplan

## Sitzschalenfahrgestell Galileo

Betreiber


Produkt

Seriennummer

Vorgesehene Wartungsintervalle

--

--

12 Monate
-----------

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
1	Rahmen	Standard Rahmen, abduziert						
		Geschlossener Rahmen, abduziert						
		Kippsicherung						
		Ankippbügel						
		Feststellbremsen/Kniehebelbremsen						
		Bremshebelverlängerung						
		Radstandsverlängerung						
		Lenkräder mit Radgabeln und Castorbuchsen						
		Lenkradstop						
		Verbreiterungssatz für Lenkräder						
		Antriebsräder mit Trommelbremsträger und Handbremsgriffen						
		Steckachsen						
		Speichenschutz						
		Verbreiterungssatz für Antriebsräder						
		Radschutz						
		Sitzkipfung mit Gasfeder						
		Einhandbedienung Sitzkantelung						
		Lenk- und Schiebehilfe inkl. Aufbockkrampen						
		Spritzschutz für Lenk- und Schiebehilfe						
		Kraftknotensystem						
		Rückhalteösen						
		Halterung scala-/viamobil						
		Kippsicherung scalamobil						
2	Sitzbereich	Sitzplatte						
		Trapezadapter						
		Fußbankaufnahme						



Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
		Sitzelement						
		Rückenelement						
		Verbindungsscharniere						
		Verlängerung des Sitzelementes						
		Unihalter						
		Kopfstütze, Muschelform						
3	Rückenbereich	Rückenverstellung mechanisch						
		Rückenverstellung mit Gasfeder						
		Schiebebogen, winkelverstellbar						
		Dynamischer Rücken						
		Rückenbefestigung mit geteiltem, festem Winkel						
		Rückenbefestigung mit geteiltem, verstellbarem Winkel						
		Armlehnen Standard						
		Armlehnen Comfort						
4	Fußbereich	Fußbank durchgehend						
		Fußbank Leichtbau, durchgehend						
		Fußbank, geteilt						
		Fußwinkel verstellbar						
		Hochklappmechanik						
		Fersenkante						
		Wadenpolster, durchgehend						
		Wadenpolster geteilt						
		Beinführung hochschwenkbar, Standardausführung						
		Beinführung hochschwenkbar, Spezialausführung						
		Fersenkante für Beinführung hochschwenkbar						

Notizen für etwaige Reparaturen und weitere Instandsetzungen:

Inspektion durchgeführt am

Inspektion durchgeführt durch

Unterschrift