

## Heidelberger Stehgerät Jumbo (Stehorthesen)

Betreiber


Produkt

Seriennummer

Vorgesehene Wartungsintervalle

--

--

12 Monate
-----------

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
1	Rahmen	Grundgestell						
		Transportrollen und Feststellbremse (optional)						
		Standfüße						
		Wand- und Möbelschutz						
		Klemm- und Befestigungselemente						
		Untergestell Multi (optional)						
		Mittelsäule (Tischsäule)						
2	Fußbereich	Fußplatte						
		Fußschalen (optional)*						
		Fußriemen (optional)*						
		Klemm- und Befestigungselemente						
3	Kniebereich*	Kniepelotten Standard/Anatomisch						
		Halterungen der Kniepelotten						
		Polster und Bezüge der Kniepelotten						
		Klemm- und Befestigungselemente						
4	Beckenbereich	Beckenpelotten*						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						
		Schwenkarmbeckenrahmen						
		-Rahmen						
		- Halterungen						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						
		Säule						
		- Halterungen / Aufnahmen						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						

(\*) – nicht für das Heidelberger Stehgerät Jumbo für Stehorthesen

## Heidelberger Stehgerät Jumbo (Stehorthesen)

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
5	Thoraxbereich	Brustpelotte (Sternum; gebogene Form, nach Maß)						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						
6	Rückenbereich	Rückenpelotte						
		- Halterung						
		- Polster und Bezüge						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						
		Kopfstützen (optional)						
		- Halterung						
		- Polster und Bezüge						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						
7	Tischbereich	Tischbereich / Armauflagen						
		- Halterungen						
		-Befestigungsösen (optional)**						
		-Tischaufnahme mit Tiefenverstellung						
		-Holzteile						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						

(\*\*) – nur für das Heidelberger Stehgerät Jumbo für Stehorthesen

Notizen für etwaige Reparaturen und weitere Instandsetzungen:

Inspektion durchgeführt am

Inspektion durchgeführt durch

Unterschrift