

Heidelberger Stehgerät Benni

Betreiber

Produkt

Seriennummer

Vorgesehene Wartungsintervalle

--

--

12 Monate

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
1	Rahmen	Grundgestell						
		Transportrollen und Feststellbremse (optional)						
		Standfüße						
		Wand- und Möbelschutz (optional)						
		Gummidämpfer						
		Blocker und Trägerplatte						
		Klemm- und Befestigungselemente						
		Dynamische Mittelsäule						
2	Fußbereich	Fußbrett						
		Fußschalen						
		Fußriemen (optional)						
		Klemm- und Befestigungselemente						
3	Kniebereich	Kniepelotten Standard/Anatomisch						
		Halterungen der Kniepelotten						
		Polster und Bezüge der Kniepelotten						
		Klemm- und Befestigungselemente						
4	Beckenbereich	Beckenpelotte						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						
		Schwenkarmbeckenrahmen						
		- Rahmen						
		- Halterungen						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
		Dynamische Säulen						
		- Halterungen / Aufnahmen						
		-Polster und Bezüge						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						
		Pelvi.Loc-Beckengurt (nur für Benni Light)						
		-Befestigung und Verschluss						
		-Textil-Elemente und Riemen						
5	Rücken-/Brust- / Kopfbereich	Rücken-/Beckenpelotte						
		- Halterungen						
		-Polster und Bezüge						
		Befestigungs-/Klemmelemente						
		Kopfstützen *						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						
		Brustpelotten (Sternum) *						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						
6	Tischbereich / Armauflagen *	Halterungen						
		Tischsäulen						
		Tischaufnahme mit Tiefenverstellung						
		Holzteile						
		Befestigungs-/Klemmelemente						

(*) – nur für das Heidelberger Stehgerät Benni

Notizen für etwaige Reparaturen und weitere Instandsetzungen:

Inspektion durchgeführt am

Inspektion durchgeführt durch

Unterschrift