

Rehatec - Neuheiten



Rehatec®

Bade- und Duschliege Melody













Highlights



Melody mit Badewannengestell

Das Badewannengestell sorgt für eine optimale Höhe beim Abduschen in der Badewanne.



Mit dem fahrbaren Duschgestell ist ein anwenderfreundlicher Transfer im Nassbereich sowie das Duschen in bodengleichen, barrierefreien Duschen möglich.



Die Rückenverstellung kann bei Gr. 3 und 4 sehr einfach mit einer Hand bedient werden.



Kopfpolster, Becken-/Rumpfgurt & Beinführungen

Das Kopfpolster, der Becken-/Rumpfgurt und die Beinführungen gewähren eine sichere Positionierung des Patienten.



















Technische Daten für Bade- und Duschliege Melody

Gerätemaße Melody									
Gr.	Code	Sitzbreite	Sitztiefe	Rücken- höhe	Länge Beinauflagen	Gesamt- breite	Gesamt- länge	Körper- größe	Max. Belastung
1	BA31000	max. 34 cm	22,5 cm	58 cm	30 cm	40 cm	116 cm	max. 80 cm	40 kg
2	BA34000	max. 34 cm	28,5 cm	58 cm	30 cm	40 cm	120 cm	max. 100 cm	40 kg
3	BA37000	max. 40 cm	32,5 cm	70 cm	43 cm	46 cm	157 cm	max. 130 cm	75 kg
4	BA40000	max. 40 cm	38,5 cm	70 cm	43 cm	46 cm	163 cm	max. 150 cm	75 kg

Maße	Maße Badewannengestell						
	Breite	Länge	Höhe				
eine Größe	51 cm	66 - 85 cm	38 cm				

Maße Duschgestell, fahrbar						
	Breite	Länge	Höhe			
eine Größe	54 cm	67 - 80 cm	51,5 cm			

Gestellfarbe für Bade- und Duschliege Melody



Weiß

Bezug für Bade- und Duschliege Melody



Blau