

# Heidelberger Stehgerät Impuls

STEHEN

Hilfsmittelnummer

Typ 121 (mit Rollen)	28.29.01.1012
(ohne Rollen)	28.29.01.0011
Typ 120 (mit Rollen)	28.29.01.1011
(ohne Rollen)	28.29.01.0010



Brustpelotte



Gesäßgurt

Mit meiner elektrischen Gurtaufrollung kommst du ganz einfach von der Sitz- in die Stehposition.

Zudem kannst du mit meinem Multi-Untergestell den Muskeltonus des Oberkörpers steigern.



Elektrische Gurtaufrollung



Tiefer Einstieg

Das Highlight unseres Heidelberger Stehgeräts Impuls ist seine integrierte Aufrichthilfe. Die elektrische Gurtaufrollung in Verbindung mit unterschiedlichen Gesäßgurten ermöglicht eine einfache und sichere Aufrichtung des Nutzers im Stehgerät.

Für einen noch besseren Transfer kann ein tieferer Einstieg gewählt werden, wodurch die Position der Fußplatte 7 cm tiefer liegt. Eine große Auswahl an Zubehör ermöglicht ein individuelles Stehtraining für nahezu jeden Patienten.



Bezug: Skai Blau Atoll  
Gestell: Anthrazitgrau matt

Typ	Maximale Tischhöhe	Kniehöhe	Höhe Beckenmitte	Kniebreite
121	110 cm	32 – 62 cm	ca. 60 – 99 cm	6 – 13 cm
120	125 cm	32 – 62 cm	c. 75 – 114 cm	6 – 13 cm

Typ	Beckenbreite		Brustbreite	Untergestell Innenbreite	Max. Patientengewicht
	Barrenholm	Schwenkarmb.			
121	25 – 53 cm	25 – 53 cm	19 – 33 cm	60 cm	130 kg
120	30 – 53 cm	30 – 53 cm	22 – 37 cm	60 cm	130 kg