

Therapiestuhl Pauli

Betreiber

Produkt

Seriennummer

Wartungsintervall

12 Monate

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
1	Rahmen	Holzkorpus Seitenteil links						
		Holzkorpus Seitenteil rechts						
		Querverbindung						
		Standfüße						
		Transportrollen (optional)						
		Feststellbremsen von Transportrollen						
2	Fußbereich	Fußbrett (Kiga-Variante optional)						
		Tiefenverstellung						
		Winkleinstellmechanismus (Kiga-Variante entfällt)						
		Höhenverstellung (Kiga-Variante entfällt)						
3	Sitzbereich	Sitzbrett						
		Tiefenverstellung						
		Winkleinstellmechanismus						
		Höhenverstellung						
		- Polster und Bezüge						
		Oberschenkelführungspelotten (optional)						
		- Polster und Bezüge						
		Abduktionskeil (optional)						
		- Halterung						
- Polster und Bezüge								
4	Armlehnen	Halter						
		Armlehnen						
5	Kopfbereich (optional)	Kopfstütze						
		- Polster und Bezüge						

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
6	Therapietisch (optional)	Tischplatte						
		- Halterung						
		- Polster und Bezüge						
		Tischumrandung						
		Tischtiefenverstellung						
7	Thoraxpelotten (optional)	Halter						
		Polster und Bezüge						
8	Rückenbereich	Rückenbrett						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
9	Begurtung (optional)	Montagesatz Sitzbereich						
		Montagesatz Rückenbereich						
		4-Punkt-Beckengurt						
		2-Punkt-Beckengurt						
		Brustschultergurt mit Steckschnallen						
		4-Punkt-Oberkörpergurt						
		Pelvi.Loc.-Beckengurt						
Sitzhose								

Notizen für etwaige Reparaturen und weitere Instandsetzungen:

Inspektion durchgeführt am

Inspektion durchgeführt durch

Unterschrift