Cadre de fauteuil roulant Sunny et Sunny Swing



Devis	Commande	Client
Expéditeur / Adresse de facturation	Adresse d'expédition	
		Date
		Commission

Je m'appelle Sunny, je suis ravi de faire ta connaissance!

Je suis super polyvalent. Grâce à mon cadre standard, Swing ou conçu pour les constructions spéciales, je m'adapte à de nombreux besoins.

L'illustration ne correspond pas à l'équipement de base | Tolérances dimensionnelles ± 3

Équipement de base

- · Cadre en version soudée
- Inclinaison de l'assise jusqu'à 30°
- Réglage manuel du dossier jusqu'à 50°, réglage continu vers l'arrière
- Carrossage de roue de 0,5° $\,$
- Dossier rabattable vers l'avant
- Roues directrices avec fourches de roues en aluminium et tube de direction
- Roues motrices avec supports de frein à tambour et poignées de frein à main
- Poignées de conduite

Numéro du dispositif

avec pneus de préhension

26.99.01.1065

avec roues motrices 12" 26.99.01.1025

Ce cadre de fauteuil roulant a été testé selon la norme ISO 7176-19 et homologué comme siège adapté au transport dans des véhicules automobiles (avec système de nœuds de force).

Poids et charge

Poids : En fonction de l'équipement à partir de 14 kg.


Charge: Poids maximal du patient, coque d'assise 120 kg incl.


À partir d'un **poids total de 90 kg,** il est indispensable d'équiper le dispositif d'un **ressort à gaz supplémentaire**!


En tenir compte pour passer la commande!











Tolérances dimensionnelles ±3%

	Dimensions				
_ (a)		(c) Profondeur du dossier du plateau d'assise (1)		(f) Hauteur d'assise	(g) Hauteur du dossier
T.	Longueur du cadre	Plateau d'assise standard	Plateau d'assise rallongé	min. (2)	à partir du plateau d'assise
Sunny 2	70 cm	41 – 46 cm	46 – 51 cm	46 cm	55 – 65 cm
Sunny 3	70 cm	41 – 46 cm	46 – 51 cm	46 cm	55 – 65 cm
Swing 2	57 cm	41 – 46 cm	46 – 51 cm	46 cm	55 – 65 cm
Swing 3	57 cm	41 – 46 cm	46 – 51 cm	46 cm	55 – 65 cm

(1) Bord avant du plateau d'assise jusqu'au tube de dossier ; réglage en crans de 2,5 cm. Comparez les données techniques sur www.rehatec.com (2) avec pneus 20 ».

_	Largeur du	(d) Profondeur du	ı plateau d'assise	(e) Extension de l'angle	Modification de	Lauranutatala
Т.	plateau d'assise	Standard	Rallongée	du genou à partir du plateau d'assise	l'empattement	Largeur totale
Sunny 2	35,5 cm	39 cm	44 cm	jusqu'à 20 cm	jusqu'à 8 cm	max. 67 cm
Sunny 3	38,5 cm	39 cm	44 cm	jusqu'à 20 cm	jusqu'à 8 cm	max. 69,5 cm
Swing 2	35,5 cm	39 cm	44 cm	jusqu'à 20 cm	jusqu'à 8 cm	max. 66 cm
Swing 3	38,5 cm	39 cm	44 cm	jusqu'à 20 cm	jusqu'à 8 cm	max. 69,5 cm

_	(h) Largeur entre les roues motrices		(i) Largeur du cadre intérieur		Angle du dossier	Angle d'inclinai-
Т.	avec protection de roue	sans protection de roue	droite	en abduction	Angle du dossier	son
Sunny 2	50 cm	53 cm	38 cm	46 cm	50 °	30 °
Sunny 3	53 cm	56 cm	41 cm	49 cm	50 °	30 °
6 . 0			20		500	20.0
Swing 2	50 cm	53 cm	38 cm	_	50 °	30 °
Swing 3	53 cm	56 cm	41 cm	_	50 °	30 °



Entraînement électrique de AAT Alber Antriebstechnik GmbH



Cadre de fauteuil roulant Sunny

Avec f	Avec frein à tambour ; sans nœud de force				
	T. 2	T. 3	Montage pos- sible unique- ment avec AAT		
v-max	✓	✓	non		
v-max +	_	_	_		
v-max 4	✓	✓	non		
CAMILINO	√(1)	√(1)	non		
Movilino	√(1)	√(1)	non		
s-max	√(1)	√(1)	non		
max-e	✓	✓	oui		
solo	_	_	_		
servo	_	_	_		
max-2	_	_	_		

Avec frei	Avec frein à tambour ; 22" ; sans nœud de force					
	T. 2	Т. 3	Montage pos- sible unique- ment avec AAT			
v-max	_	_	_			
v-max+	_	_	_			
v-max 4	_	_	_			
CAMILINO			_			
Movilino	√(1)	√(1)	oui			
s-max	_	_	_			
max-e	_	_	_			
solo	_	_	_			
servo	_	_	_			
max-2	_	_	_			

(1) à partir d'une hauteur d'assise de 40 cm

Avec f	Avec frein à tambour ; avec nœud de force					
	T. 2	T. 3	Montage pos- sible unique- ment avec AAT			
v-max	√ (2)	√ (2)	oui			
v-max +	_	_	_			
v-max 4	✓	✓	oui			
CAMILINO	_	_	_			
Movilino	_	_	_			
s-max	_	_	_			
max-e	√ (2)	√ (2)	oui			
solo	_	_	_			
servo	_	_	_			
max-2	_	_	_			

Avec frein à ta	mbour ; avec n	œud de force (/	AMF 15.110.19)
	T. 2	Т. 3	Montage pos- sible unique- ment avec AAT
v-max	_√ (2)	_√ (2)	oui
v-max +	_	_	_
v-max 4	_	_	_
CAMILINO	_	_	_
Movilino	_	_	_
s-max	_	_	_
max-e	√ (2)	√ (2)	oui
solo	_	_	_
servo	_	_	_
max-2	_	_	_

(1) à partir d'une hauteur d'assise de 40 cm | (2) Pour cet entraînement électrique, une fixation de construction spéciale AAT est indispensable!

	Sans frein	à tambour	
	T. 2	T. 3	Montage pos- sible unique- ment avec AAT
v-max	✓	✓	non
v-max +	_	_	_
v-max 4	✓	✓	non
CAMILINO	_	_	_
Movilino	✓	✓	non
s-max	√ (1)	√ (1)	non
max-e	✓	✓	oui
solo	_	_	_
servo	_	_	_
max-2	_	_	_

	Swing avec frein à tambour				
	T. 2	T. 3	Montage possible uniquement avec AAT		
v-max	✓	✓	non		
v-max+	_	_	_		
v-max 4	_	_	_		
CAMILINO	√(1)	√(1)	non		
Movilino	√(1)	√ (1)	non		
s-max	√(1)	√ (1)	non		
max-e	✓	✓	oui		
solo	_	_	_		
servo	_	_	_		
max-2	_	_	_		

(1) à partir d'une hauteur d'assise de 40 cm | (2) Pour cet entraînement électrique, une fixation de construction spéciale AAT est indispensable!

	Swing sans frein à tambour				
	T. 2	T. 3	Montage pos- sible unique- ment avec AAT		
v-max	✓	✓	non		
v-max +	_	_	_		
v-max 4	_	_	_		
CAMILINO	√(1)	√(1)	non		
Movilino	√(1)	√(1)	non		
s-max	√ (1)	√(1)	non		
max-e	✓	✓	oui		
solo	_	_	_		
servo	_	_	_		
max-2	_	_	_		

Cet aperçu a été généré avec le plus grand soin.

Nous ne saurions néanmoins exclure totalement les erreurs éventuelles.

Dans ce cas, Rehatec® GmbH décline toute responsabilité.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter directement AAT Antriebstechnik (www.aat-online.de)

(1) à partir d'une hauteur d'assise de 40 cm




Structure de base


Cadre de fauteuil roulant Sunny et Sunny Swina



Sunny Sunny, cadre droit Cadre d'abduction Cadre long Ressort à gaz supplémentaire Code 315 Code 305-2 Code 316 Indispensable à partir d'un poids total Rallonge du cadre de T. 2 (Code 1023895) 10 cm vers l'arrière sur 80 cm (poids du patient, coque d'assise incl.) T. 3 (Code 1023897) de longueur du cadre. de 90 ka Incl. Rallonge de plateau d'assise de Impossible en combinaison Impossible en combinaison avec cadre Sunny Swing! avec cadre Sunny Swing! 970,-Prix de base 3 910,-Supplément 460,-Supplément 440,-Unité







Couleurs de la structure Violet bordeaux Vert fluorescent (RAI 6038) Blanc pur (RAL 9010) (RAL 4004) Jaune narcisse (RAL 1007) Bleu outremer (RAL 5002) Gris anthracite mat (RAL 7016m) Jaune fluorescent (RAL 1026) Bleu trafic métallisé* Argent métallisé* Orangé pur Bleu nuit nacre mat (RAL 5026) Anthracite métallisé* (RAL 2004) (RAL 2005) Bleu d'eau Noir graphite mat Orange fluorescent (RAL 5021) (RAL 9011m) Rouge rubis (RAL 3003) Vert lumière (RAL 6027) Noir profond brillant (RAL 9005g) Rouge rubis nacré mat (RAL 3032) Vert jaune (RAL 6018) * Couleurs non RAL Erika-violet (RAL 4003) Vert nacré mat (RAL 6035)

Les couleurs représentées sont uniquement à titre indicatif. Tous les détails des couleurs sur www.rehatec.com

Type de mouvements du patient

Comportement stéréotype (p. ex. balancement continu)*

En raison du comportement stéréotype, vérifiez si le dispositif devrait faire l'objet d'adaptations spécifiques

Dimensions			
Largeur de la coque d'assise	Profondeur de la coque d'assise		
cm	cm		

Charge totale (patient+coque d'assise)(2) kg

À partir d'un poids total de 90 kg, un ressort à gaz supplémentaire est indispensable!

Configuration		
Position de la roue	Montage de la roue	Crantage des poignées de frein
Centrée (Stan- dard) Avant Arrière	Normal (Standard) Étroit (« Dimension h » -6cm)	Automatique (Standard) Manuel



Pneus, dossier, accoudoirs

Cadre de fauteuil roulant Sunny et Sunny Swing



	Roues motrices avec frein à tambour								
Attenti Avec les pne tainbike et Bi	neus Moun-		Mountainbike Code 4065 Pneus tout- terrain	Big Apple Code 4070 Pneus larges pour plus de surface de contact Marathon Code 4078 (22") Code 4075 (24") Pneus minces, faible profil		") <i>[</i> [[]			
augmente		Jeu de 2			Jeu de 2/Supplément 530,-	Jeu de 2/Supplément 530,-	Jeu de 2 / Supp	olément 130,–	
		12"	20"	22"	24"	24"	24"	22"	24"
Caoutchouc	Grises					_	_	_	_
plein	Noires	_	(1)			_	_	_	_
	Grises					_	_	_	_
Air	Noires								

⁽¹⁾ Supplément (Code 4060) sur demande

	Combinaisons de pneus						
	12"	16"	20"	22"	24"		
6"	✓	✓	✓	✓	✓		
7"	~	~	✓	✓	~		
8"	_	~	_	~	~		

Roues directrices				
		6"	7"	8" (2)
Caoutchouc	Grises			
plein	Noires			
Δ:	Grises			
Air	Noires			

⁽²⁾ Impossible en combinaison avec des roues motrices 12"/20"

Dossier							
Fixation du dossier, angle fixe Code 375		Fixation du dossi angle réglable Code 375-W	er,	Poignée de condui angle et hauteur ré Code 331		Réglage du dossier par ressort à gaz Code 362	ldo II
				↑		Pour un réglage simple de l'inclinaison du dossier	660
Jeu	415,-	Jeu	465,-	Supplément	120,-	En option (gratuit)	


Accoudoir<u>s</u>



Code 1017771

réglables en hauteur, en largeur, en angle par segments dentés

(a) Longueur du tube	(b) Dimensions entre les accoudoirs
23 cm	27,5 – 30,5 cm
28 cm	32,5 – 35,5 cm
33 cm	37,5 – 40,5 cm




Accoudoirs Comfort

Code 1017437

réglables en hauteur, en largeur, en angle par mécanisme de serrage, relevable à 95° vers l'arrière

(b) Dimensions entre les accoudoirs
27 – 30 cm
35 – 38 cm
40 – 43 cm



Unité Cocher la case correspondante!

Unité 480,-

Cocher la case correspondante!


690,-

Adaptateur de coque d'assise

Adaptateur trapézoïdal, intégral

L'adaptateur trapézoïdal est indispensable en combinaison avec un système de nœuds de force!(3)

l	Code	T.	a	b
	1008589	2/3	30 cm	28 cm



Adaptateur trapézoïdal, partie inférieure

L'adaptateur trapézoïdal est indispensable en combinaison avec un système de nœuds de force!(3)

Code	T.	a	b	
1011356	2/3	30 cm	28 cm	

(3) Tout transport dans des véhicules automobiles sans l'adaptateur trapézoïdal est interdit!




330,-


Entraînement électrique et sécurité


Cadre de fauteuil roulant Sunny et Sunny Swing




RC 70000









En cas de commande sans « Montage par Rehatec », plusieurs pièces du produit devront être démontées puis remontées après la livraison du nœud de force.





Page 6

Guidage de jambe pivotable vers le haut REHATEC®

Cadre de fauteuil roulant Sunny Swing (seulement cadre Swing)

Guidage de jambe pivotable vers le haut, modèle standard

Repose-pieds séparé, pivotable vers le haut, modèle standard Code 1019503

Réglable en largeur et profondeur.

Pivotable vers l'extérieur; amovible et pivotable vers le haut mécaniquement.

Logement du repose-pieds incl.

Point de rotation physiologique réglable en hauteur uniquement par le réglage de la hauteur du repose-pieds disponible en option.



Seulement pour cadre Swing!


a (Longueur de la jambe)	b (Angle du genou)	c (Plaque d'assise pivotante Distance)
36 – 58 cm	85°	11 cm

Repose-pieds en plastique

Code 1019439

Repose-pieds séparés, ré et en inclinaison à 360°

gl	Pour T ables e 2	n haut 16 cm	eur b 16 cm
	3	16 cm	18,5 cm



Prix de base

750.


Accessoires pour guidage de jambe pivotable vers le haut, Standard

Repose-pieds en aluminium

Code 1018565

Repose-pieds séparés, rabattables vers le haut et à inclinaison réglable à 360°

Pour T.	a	b
2	24 cm	16,5 cm
3	24 cm	18 cm



Supplément

250,-

Réglage en hauteur des repose-pieds Code 1017760

Permet le réglage du point de rotation physiologique






Supplément

160.-

Coussinets de mollet avec support pivotant

Code 1019467

Mouvement vertical. s'adapte au mollet



Pour T.	a	b
2/3	15 cm	21 cm

Supplément

Bord du talon (talonnette)

Code 1019442

Montage possible uniquement pour les repose-pieds en plastique. Est seulement joint aux repose-pieds en aluminium.



Supplément

105,-

230.-

Guidage de jambe pivotable vers le haut, modèle spécial

Repose-pieds séparé, pivotable vers le haut, modèle spécial Code 1018558

Réglable en largeur, profondeur et hauteur (Réglage de la hauteur du repose-pied).

Pivotable vers l'extérieur; amovible et pivotable vers le haut par ressort à gaz.

Logement du repose-pieds incl. Point de rotation physiologique réglable.


Seulement pour cadre Swing! Convient particulièrement aux patients souffrant de spasticité!

a (Longueur de la jambe)	b (Angle du genou)	c (Plaque d'assise pivotante Distance)
36 – 58 cm	80°	15,5 – 25,5 cm

Repose-pieds en plastique

Code 1019439

Repose-pieds séparés, rabattables vers le haut et à inclinaison réglable à 360°



Pour T.	a	b
2	16 cm	16 cm
3	16 cm	18,5 cm

Repose-pieds en aluminium

Code 1018565

Repose-pieds séparés, rabattables vers le haut et à inclinaison réglable à 360°



Pour T.	a	b
2	24 cm	16,5 cm
3	24 cm	18 cm


Plastique

Aluminium(1)

Réglage en hauteur des repose-pieds Code 1017760

Permet le réglage du point de rotation physiologique





Coussinets de mollet avec support pivotant

Mouvement vertical, s'adapte au mollet

Pour T.	a	b
2/3	15 cm	21 cm



Prix de base (construction spéciale)


1 370,

Accessoires pour guidage de jambe pivotable vers le haut, Spécial

Bord du talon (talonnette)

Code 1019442

Montage possible uniquement pour les epose-pieds en plastique. Est seulement joint aux repose-pieds en aluminium.



Supplément

105,-

(1) Si rien n'est coché, cette position sera livrée.



Guidage de la jambe

Cadre de fauteuil roulant Sunny et Sunny Swing




Guidage de la jambe seulement pour Sunny Swing

Repose-pieds pivotant, cadre droit Code 317

Longueur du mollet 33 cm (rebord supérieur du plateau d'assise jusqu'au repose-pieds)

Impossible en combinaison avec d'autres repose-pieds ou mécanismes! Coussinets de mollets possibles.




Repose-pieds pivotant, cadre en abduction Code 315-S

Longueur du mollet 33 cm (rebord supérieur du plateau d'assise jusqu'au repose-pieds)

Élargissement de 8 cm au total

Impossible en combinaison avec d'autres repose-pieds ou mécanismes! Coussinets de mollets possibles.




Jeu 1 210,- Jeu

Guidage de la jambe pour Sunny

Repose-pieds, continu


Angle du genou réglable, angle du pied fixe avec logement Angle du genou en acier, repose-pied en aluminium



Repose-pieds, séparés

Angle du genou réglable, angle du pied fixe avec logement.

Angle du genou en acier, repose-pied en aluminium



Logement pour repose-pieds pour repose-pieds étranger

Code 353 Carré 20 x 20 mm, insert pour tube carré 15 x 15 mm incl.



16 cm de profondeur (code 213) 24 cm de profondeur (code 213.24) 430, -500, -

16 cm de profondeur (code 21301) 24 cm de profondeur (code 21301.24) 605, -

135,-

Angle du pied réglable

Code 214



Impossible en combinaison avec Mécanisme de rabattement vers le haut.

Supplément

Code

1010802

1010803


1010804

1010805

(1) Avec cadre d'abduction

Mécanisme de rabattement vers le haut -22° jusqu'à 90°

Code 1017724



Impossible en combinaison avec Angle du pied réglable.

Bord du talon

Code 217



Jeu

Supplément

260,-


Supplément

160,-

Coussinets de mollet, continus


2

2 (1)



160,-

Coussinets de mollet, séparés



Code Pour T. 1010837 2/3 1010314 2(1)/3(1) 16 cm 18 cm 37,5 cm

Unité 295,- Jeu de 2

360,-

REHALIZE

16 cm 36 cm

3 (1) 16 cm 39 cm

Page 8

Notes

Cadre de fauteuil roulant Sunny et Sunny Swing



Pour toute construction spéciale, veuillez utiliser notre nouveau formulaire « Adaptation / Construction spéciale ». Vous le trouverez dans la rubrique de téléchargement sur www.rehatec.com



Attention: les prix des pièces de rechange peuvent différer des prix indiqués sur le formulaire d'adaptation.