# Heidelberger Stehgerät Impuls



für Jugendliche und Erwachsene

mit dynamischen Funktionen

Kostenvoranschlag	Bestellung	Besteller
Absender / Rechnungsadresse	Versandadresse	
		Datum
		Kommission




Abbildung entspricht nicht der Grundausstattung | Maßtoleranzen ±3%

#### Grundausstattung Gr. 1

- Dynamische Funktionen (bewegliches Fußbrett, bewegliche/ dynamische Kniepelotten, beweglicher Schwenkarmbeckenrahmen)
- Transportrollen 75 mm mit Feststeller
- Fußschalen, verschraubbar, halbhoch
- Therapietisch mit halbrunder Aussparung
- Tischtiefenverstellung
- Notauspuffer, gepolstert
- Gesäßgurt, klein
- elektrische Gurtaufrollung

Max. Belastung: 130 kg

**Körpergrößen:** ca. 130 cm bis ca. 170 cm **Tischhöhen:** ca. 70 cm bis ca. 110 cm

Hilfsmittelnummern: 28.29.01.1012 (mit Rollen)

#### Grundausstattung Gr. 2

- Dynamische Funktionen (bewegliches Fußbrett, bewegliche/ dynamische Kniepelotten, beweglicher Schwenkarmbeckenrahmen)
- Transportrollen 75 mm mit Feststeller
- Fußschalen, verschraubbar, halbhoch
- Therapietisch mit halbrunder Aussparung
- Tischtiefenverstellung
- Notauspuffer, gepolstert
- · Gesäßgurt, groß
- elektrische Gurtaufrollung

Max. Belastung: 130 kg

**Körpergrößen:** ca. 150 cm bis ca. 195 cm **Tischhöhen:** ca. 96 cm bis ca. 125 cm

Hilfsmittelnummern: 28.29.01.1011 (mit Rollen)


Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!
Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com. Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

1028072 0

Seite 1





**Bewegungsmuster Patient** 

**Stereotypes Verhalten** 

(z.B. permanentes Schaukeln)\*

bitte prüfen Sie, ob aufgrund eines stereotypen Verhaltens etwaige Anpassungen wie z.B. Verstärkungen am Untergestell erforderlich sind! Anforderungen können unter "Notizen" auf der letzten Seite aufgeführt werden!

### Gründen beträgt der Abstand zwischen der Tischhöhe (a) und der Höhe Beckenmitte (c) mindestens 20 cm!

Maßtoleranzen ±3%

Maße Grundmodell/Patientenmaße		Bitte eintragen!					
Gr.	Tischhöhe (a)	Kniehöhe (b)	Höhe Becken- mitte (c)	Kniebreite (e)	Beckenbreite (f)	Brustkorb- breite (g)	Patienten- gewicht
1	70 –110 cm	25 – 45 cm	52-86 cm		25 – 53 cm	14 – 42 cm	max. 130 kg
2	96-125 cm	25 – 65 cm	72 – 105 cm	6 – 14 cm			
Patienten- maße	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg


Gerätemaße				
Gr.	Gesamtlänge	Untergestell- breite Innen	Einstiegshöhe	Gesamtbreite
1	110 cm	57,5 cm	14 cm	78 cm
2	110 cm	57,5 cm	14 cm	78 cm


1028072\_0

# Grundgestell

Heidelberger Stehgerät Impuls mit dynamischen Funktionen







### Bezugsfarben einfarbig Kunstleder Lichtgrau (N20057) Kunstleder Anthrazit (N20058) weitere Kunstleder-Farben auf Anfrage gegen Aufpreis von 233,-€ (Sonderbau) möglich.

Gestellfarbe	en				
Reinweiß	(RAL 9010)	Bordeauxviolett	(RAL 4004)	Leuchtgrün	(RAL 6038)
Narzissengelb	(RAL 1007)	Ultramarinblau	(RAL 5002)	Anthrazitgrau matt	(RAL 7016m)
Leuchtgelb	(RAL 1026)	Verkehrsblau	(RAL 5017)	Silber metallic*	
Reinorange	(RAL 2004)	Perlnachtblau matt	(RAL 5026)	Anthrazit metallic*	
Leuchtorange	(RAL 2005)	Wasserblau	(RAL 5021)	Graphitschwarz matt	(RAL 9011m)
Rubinrot	(RAL 3003)	Lichtgrün	(RAL 6027)	Tiefschwarz glanz	(RAL 9005g)
Perlrubinrot matt	(RAL 3032)	Gelbgrün	(RAL 6018)		
Erikaviolett	(RAL 4003)	Perlgrün matt	(RAL 6035)	<b>*</b> ke	eine RAL Farben

Farbdarstellungen nur als Übersicht. Alle Farbdetails auf www.rehatec.com

#### Gestell Transportrollen mit Feststeller, 75 mm Wand- und Möbelschutz Untergestell, verbreitert Code 1005593-1 Code 1018607 Code 1027159 inkl. verbreitertes Fußbrett Innenmaß (a) bei 75 mm Rollen = 68 cmGesamthreite mit Hebel= 84 cm Bei Verwendung von Untergestell, verbreitert ändert sich die Gesamtbreite auf 82 cm! **Standard** 596,-€ Satz **Aufpreis**


Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an! Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.


Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben. Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, **Tel.** (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

### Therapietisch und Gesäßgurte





Heidelberger Stehgerät Impuls mit dynamischen Funktionen





(1) Aus bautechnischen Gründen beträgt der Abstand zwischen Tischhöhe (a) und Beckenmitte (c) mind. 24,5 cm!








Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an! Gültig bis auf Widerruf ab 01.01.2025. © Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.


Seite 4


### Fußschalen, Pelotten und Notizen




Heidelberger Stehgerät Impuls mit dynamischen Funktionen









Für etwaige Sonderbauten verwenden Sie bitte unser neues Formular "Anpassung/Sonderbau".

Dieses finden Sie im Download-Center auf www.rehatec.com

 $Bitte \ beachten \ Sie, \ dass \ die \ Preise \ von \ Ersatzteilen \ abweichend \ von \ den \ Preisen \ auf \ dem \ Anpassbogen \ sein \ können.$ 

Seite 5

01.10.25

1028072 0