

Heidelberger Stehgerät Benni

Betreiber

Produkt

Seriennummer

Wartungsintervall

12 Monate

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
1	Rahmen	Grundgestell						
		Transportrollen und Feststellbremse (optional)						
		Standfüße						
		Wand- und Möbelschutz (optional)						
		Gummidämpfer						
		Blocker und Trägerplatte						
		Klemm- und Befestigungselemente						
2	Fußbereich	Dynamische Mittelsäule						
		Fußbrett						
		Fußschalen						
		Fußriemen (optional)						
3	Kniebereich	Klemm- und Befestigungselemente						
		Knipelotten Standard/Anatomisch						
		Halterungen der Knipelotten						
		Polster und Bezüge der Knipelotten						
4	Beckenbereich	Klemm- und Befestigungselemente						
		Beckenpelotte						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						
		Schwenkarmbeckenrahmen						
		- Rahmen						
		- Halterungen						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
		Dynamische Säulen						
		- Halterungen / Aufnahmen						
		-Polster und Bezüge						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						
		Pelvi.Loc-Beckengurt (nur für Benni Light)						
		-Befestigung und Verschluss						
		-Textil-Elemente und Riemen						
5	Rücken-/Brust- / Kopfbereich	Rücken-/Beckenpelotte						
		- Halterungen						
		-Polster und Bezüge						
		Befestigungs-/Klemmelemente						
		Kopfstützen *						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						
		Brustpelotten (Sternum) *						
		- Halterungen						
	- Polster und Bezüge							
	- Befestigungs-/Klemmelemente							
6	Tischbereich / Armauflagen *	Halterungen						
		Tischsäulen						
		Tischaufnahme mit Tiefenverstellung						
		Holzteile						
		Befestigungs-/Klemmelemente						

(*) – nur für das Heidelberger Stehgerät Benni

Notizen für etwaige Reparaturen und weitere Instandsetzungen:

Inspektion durchgeführt am

Inspektion durchgeführt durch

Unterschrift