Verticalisateur Heidelberger Jumbo pour orthèses de verticalisation



Devis	Commande	Client
Expéditeur / Adresse de facturation	Adresse d'expédition	
		Date
		Commission
	Bonjour, je m'appelle Jumbo. J'aide les enfants en bas âge à s'entraîner à tenir debout. Tu peux me combiner sans problème à une orthèse de verticalisation.	

L'illustration ne correspond pas à l'équipement de base | Tolérances dimensionnelles ±3

Équipement de base

- Pieds d'appui
- Table de thérapie droite
- Réglage en profondeur de la table

Données de base

• Type 107.1

Poids d'utilisateur max : 40 kg Hauteur de la table max : 65 cm

Numéro du dispositif

Type 107.1

(avec roulettes)
(sans roulettes)

28.29.01.1039 28.29.01.0026



Vous trouverez de plus amples données techniques sur www.rehatec.com


Prix non contractuels en CHF hors TVA

info@rehalize.ch | www.rehalize.ch

Dimensions du patient

Verticalisateur Heidelberger Jumbo pour orthèses de verticalisation





Type de mouvements du patient

Comportement stéréotype (p. ex. balancement continu)*

^e En raison du comportement stéréotype, vérifiez si le dispositif devrait faire l'objet d'adaptations spécifiques

Dimensions du modèle de base/Dimensions du patient				
Hauteur de table* (a)	Hauteur du milieu du bassin (c)	Taille	Poids du patient	
35 – 65 cm	28 – 53 cm	max. 110 cm	max. 40 kg	
cm	cm	cm		kg

Dimensions			
Largeur d'accès max.	Largeur totale	Longueur totale	Logement de la table Largeur intérieure
39 cm	64 cm	80 cm	34 cm

* ATTENTION:
Pour des raisons techniques de construction, la distance entre la hauteur de la table (a) et la hauteur du milieu du bassin (c) est d'au moins 15 cm!

Tolérances dimensionnelles ±3%



Vous trouverez de plus amples données techniques sur www.rehatec.com Prix non contractuels en CHF hors TVA


15/03/22

Page 2

Structure de base

Verticalisateur Heidelberger Jumbo pour orthèses de verticalisation





Couleurs de revêtement unies Similicuir bleu atoll (N20018)

Similicuir gris clair (N20057)
Similicuir anthracite (N20058)

autres couleurs similicuir disponibles sur demande



Indique la couleur de revêtement de ton Jumbo. Si tu commandes une pelote dorsale et / ou un appuie-tête, ces éléments seront livrés dans cette couleur.

Couleurs de la structure

Blanc pur (RAL 9010)
Jaune narcisse (RAL 1007)
Jaune fluorescent (RAL 1026)
Orangé pur (RAL 2004)
Orange fluorescent (RAL 2005)
Rouge rubis (RAL 3003)
Rouge rubis nacré mat (RAL 3032)
Erika-violet (RAL 4003)


Violet bordeaux (RAL 4004)
Bleu outremer (RAL 5002)
Bleu trafic métallisé*
Bleu nuit nacre mat (RAL 5026)
Bleu d'eau (RAL 5021)
Vert lumière (RAL 6027)
Vert jaune (RAL 6035)

Vert fluorescent (RAL 6038)
Gris anthracite mat (RAL 7016m)
Argent métallisé
Anthracite métallisé
Noir graphite mat (RAL 9011m)
Noir profond brillant (RAL 9005g)

* Couleurs non RAL

Les couleurs représentées sont uniquement à titre indicatif. Tous les détails des couleurs sur www.rehatec.com

Structure Roulettes de transport avec Protection murale et mobilière Cadre pelvien avec bras pivotants **Base Multi** freins de stationnement, 75 mm Code 110 Code 1017780 Code 1018607 Code 1005593 réglage oblique du plateau de Tube arrière rembourré table incl. Structure inclinable jusqu'à 20° 790,-Jeu 330,-Jeu 145,-Supplément 535,-Unité






Pelotes







Pour toute construction spéciale, veuillez utiliser notre nouveau formulaire « Adaptation / Construction spéciale ». Vous le trouverez dans la rubrique de téléchargement sur www.rehatec.com		

