

Chaise thérapeutique Nele Classic

REHATEC®

Modèle 2020

RC 60040

Devis

Expéditeur / Adresse de facturation


Commande

Adresse d'expédition

Client

Date

Commission



L'illustration ne correspond pas à l'équipement de base | Tolérances dimensionnelles ± 3

Équipement de base

- Base « Nick 2020 »
(Réglage de la hauteur d'assise mécanique et inclinaison de l'assise par ressort à gaz possible jusqu'à 37°)
- Unité d'assise et pelvienne avec rembourrage et revêtements
- Assise réglable en profondeur
- Accoudoirs
- 4 roulettes de transport, blocables
- Repose-pieds, continus avec logement pour reposer-pieds
- Poignée de conduite au niveau de l'unité d'assise
- Réglage du dossier possible de -10° jusqu'à 35°
- Pelotes de guidage latéral, réglables en hauteur et en largeur

Nele Classic

à hauteur et inclinaison réglables (voir dimensions)
ne convient pas aux tables de maternelle !

Numéro du dispositif

26.11.05.0037


Tailles

- Taille 0 - Poids maximal de l'utilisateur : 40 kg
- Taille 1 - Poids maximal de l'utilisateur : 50 kg
- Taille 2 - Poids maximal de l'utilisateur : 60 kg

Dimensions du patient et configuration **REHATEC®**

Chaise thérapeutique Nele Classic – Modèle 2020

RC 60040



Dimensions du patient

(c) Hauteur as- sise-axillaire	(d) Hauteur as- sise-épaule	(e) Hauteur as- sise-vertex	Poids du patient ⁽¹⁾	Taille
cm	cm	cm	kg	cm

⁽¹⁾ Champ obligatoire

Type de mouvements du patient

Comportement stéréotype
(p. ex. balancement continu)*

* En raison du comportement stéréotype, vérifiez si le dispositif devrait faire l'objet d'adaptations spécifiques

Dimensions de l'appareil

T.	(a) Largeur d'assise	(b) Profondeur d'assise			(f) Largeur du thorax	(g) Longueur du mollet ⁽²⁾
		Standard	raccourcie	rallongée		
0	14 - 23 cm	17 - 27 cm	12 - 22 cm	—	14,5 - 20 cm	10 - 29,5 cm
1	15 - 27 cm	19,5 - 29,5 cm	15 - 25 cm	29,5 - 36 cm	20,5 - 26 cm	10 - 29,5 cm
2	24 - 34 cm	26 - 39 cm	22 - 35 cm	38 - 44 cm	26,5 - 31,5 cm	11 - 41 cm
	cm			cm	cm	cm

⁽²⁾ Longueur des mollets avec coussinets, voir tableau des dimensions des coussinets de mollets.

T.	(h) Hauteur des accou- doirs	(i) Hauteur du dossier			
		Mini	extra courte	courte	longue
0	12,5 - 16,5 cm	24 - 27,5 cm	28 - 32,5 cm	32,5 - 39 cm	41,5 - 51 cm
1	15 - 22 cm	—	29 - 32 cm ⁽³⁾	33 - 41 cm	42 - 51,5 cm
2	17,5 - 26,5 cm	—	—	43 - 53 cm	50 - 60 cm

⁽³⁾ Pour ce modèle de dossier, la largeur du thorax est réglable de 14,5 à 20 cm !

T.	(j) Réglage de la hauteur d'assise	(l) Largeur totale	(m) Longueur totale	Taille	Poids de l'appareil
0	45 - 59 cm ⁽⁴⁾	50 cm ⁽⁴⁾	75 cm ⁽⁴⁾	env. 65 - 95 cm	23 kg
1	46 - 59 cm ⁽⁴⁾	50 cm ⁽⁴⁾	85 cm ⁽⁴⁾	env. 90 - 125 cm	25 kg
2	47,5 - 60,5 cm ⁽⁵⁾	69 cm ⁽⁵⁾	94 cm ⁽⁵⁾	env. 120 - 150 cm	27 kg

⁽⁴⁾ avec roulettes 75 mm | ⁽⁵⁾ avec roulettes 100 mm

Structure de base


Chaise thérapeutique Nele Classic – Modèle 2020

REHATEC®

RC 60040
RC 60040

Variante

Chaise thérapeutique Nele Classic



T.0 (Code 1010249)	2 780,-
T.1 (Code 1010251)	2 780,-
T.2 (Code 1011748)	2 980,-

Couleurs de revêtement unies

Revêtements en microfibres de haute qualité

Lavables jusqu'à 40 degrés

Lilas	(N20080)
Bleu	(N20081)
Vert	(N20082)


Revêtement de qualité Trevira® CS, tricot universel

Rouge*	(GU703)
Gris*	(GU709)

Supplément sur demande

Pliage de l'assise

0° jusqu'à 37°



N'oubliez pas de sélectionner les couleurs de ta chaise Nele. Elles sont importantes pour la procédure de commande!

Profondeur d'assise*

Profondeur standard

En option

Raccourcie (Code 1010421)	*Si aucune case n'est cochée, la profondeur d'assise standard sera livrée
Rallongée (T. 1 Code 1013822) (T. 2 Code 1013823)	


Couleurs de la structure

Blanc pur (RAL 9010)	Violet bordeaux (RAL 4004)	Vert fluorescent (RAL 6038)
Jaune narcisse (RAL 1007)	Bleu outremer (RAL 5002)	Gris anthracite mat (RAL 7016m)
Jaune fluorescent (RAL 1026)	Bleu trafic métallisé*	Argent métallisé*
Orangé pur (RAL 2004)	Bleu nuit nacré mat (RAL 5026)	Anthracite métallisé*
Orange fluorescent (RAL 2005)	Bleu d'eau (RAL 5021)	Noir graphite mat (RAL 9011m)
Rouge rubis (RAL 3003)	Vert lumière (RAL 6027)	Noir profond brillant (RAL 9005g)
Rouge rubis nacré mat (RAL 3032)	Vert jaune (RAL 6018)	
Erika-violet (RAL 4003)	Vert nacré mat (RAL 6035)	

* Couleurs non RAL

Les couleurs représentées sont uniquement à titre indicatif. Tous les détails des couleurs sur www.rehatec.com

Roulettes

Roulettes de transport 75 cm, avec freins de stationnement Code 1005593 	Roulettes de direction 100 mm, avec blocage total Code 1022143 Attention : La hauteur d'assise augmente de 4,5 cm. 	Roulettes de transport 125 mm, avec freins de stationnement Kick Code 1014946 Attention : La hauteur d'assise augmente de 7 cm. 	Protection murale et mobilière La largeur totale augmente de 4 cm ! <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Roulettes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1018607</td> <td>75 mm</td> </tr> <tr> <td>1018783</td> <td>100 mm</td> </tr> </tbody> </table> 	Code	Roulettes	1018607	75 mm	1018783	100 mm
Code	Roulettes								
1018607	75 mm								
1018783	100 mm								
Jeu / Standard	Jeu / Supplément 150,-	Jeu / Supplément 150,-	Jeu 145,-						

Notes

Dossier																																																																											
	Dossier Mini	Dossier extra court	Dossier court	Dossier long																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>T.</th> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mini</td> <td>24-27,5cm</td> <td>23 cm</td> <td>8,5 cm</td> <td>14,5 cm</td> </tr> </tbody> </table>	T.	a	b	c	d	Mini	24-27,5cm	23 cm	8,5 cm	14,5 cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>T.</th> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>28-32,5 cm</td> <td>25 cm</td> <td>12 cm</td> <td>13 cm</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>29 - 32 cm</td> <td>25 cm</td> <td>13 cm</td> <td>13 cm</td> </tr> </tbody> </table>	T.	a	b	c	d	0	28-32,5 cm	25 cm	12 cm	13 cm	1	29 - 32 cm	25 cm	13 cm	13 cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>T.</th> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>32,5-39 cm</td> <td>25 cm</td> <td>12 cm</td> <td>18 cm</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>33 - 41 cm</td> <td>29 cm</td> <td>13 cm</td> <td>18 cm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>43 - 53 cm</td> <td>39 cm</td> <td>18 cm</td> <td>23,5 cm</td> </tr> </tbody> </table>	T.	a	b	c	d	0	32,5-39 cm	25 cm	12 cm	18 cm	1	33 - 41 cm	29 cm	13 cm	18 cm	2	43 - 53 cm	39 cm	18 cm	23,5 cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>T.</th> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>41,5-51 cm</td> <td>25 cm</td> <td>12 cm</td> <td>27 cm</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>42-51,5 cm</td> <td>29 cm</td> <td>13 cm</td> <td>27 cm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>50 - 60 cm</td> <td>39 cm</td> <td>18 cm</td> <td>31 cm</td> </tr> </tbody> </table>	T.	a	b	c	d	0	41,5-51 cm	25 cm	12 cm	27 cm	1	42-51,5 cm	29 cm	13 cm	27 cm	2	50 - 60 cm	39 cm	18 cm	31 cm						
T.	a	b	c	d																																																																							
Mini	24-27,5cm	23 cm	8,5 cm	14,5 cm																																																																							
T.	a	b	c	d																																																																							
0	28-32,5 cm	25 cm	12 cm	13 cm																																																																							
1	29 - 32 cm	25 cm	13 cm	13 cm																																																																							
T.	a	b	c	d																																																																							
0	32,5-39 cm	25 cm	12 cm	18 cm																																																																							
1	33 - 41 cm	29 cm	13 cm	18 cm																																																																							
2	43 - 53 cm	39 cm	18 cm	23,5 cm																																																																							
T.	a	b	c	d																																																																							
0	41,5-51 cm	25 cm	12 cm	27 cm																																																																							
1	42-51,5 cm	29 cm	13 cm	27 cm																																																																							
2	50 - 60 cm	39 cm	18 cm	31 cm																																																																							
T. Nele	Unité 285,-	Unité 285,-	Unité 285,-	Unité 285,-			Unité 285,-																																																																				
	T. Mini 1009325	T. 0 1019514-0	T. 1 1019514	T. 0 1009747	T. 1 1009791	T. 2 1009575	T. 0 1010149	T. 1 1009441	T. 2 1009805																																																																		
0			—		—	—		—	—																																																																		
1	—					—			—																																																																		
2	—	—	—	—			—																																																																				

Dossier

Dossier amovible
Code 00010

Démontage simple et rapide du dossier

En option (gratuit)

Poignée de conduite

Poignée de conduite au niveau de l'assise, à angle réglable

Angle réglable par réglage de grille
Couleur : **Anodisé argent**

Pour T.	Code	a
0	1009459	45 cm
1	1009562	45 cm
2	1009589	56,5 cm

Standard

Poignée de conduite

Poignée de conduite au niveau de l'assise, à angle et à hauteur réglables

Angle réglable par réglage de grille, réglage de la hauteur par serrage

Pour T.	Code	a
0	1010564	59,5 - 69,5 cm
1	1010583	59,5 - 69,5 cm
2	1010691	59,5 - 69,5 cm

Couleur : **Poignée de conduite anodisé argent, tube de rallonge noir**

Unité / Supplément 195,-

Repose-pieds

Repose-pieds, continu

Angle du genou réglable, angle du pied **fixe**

Code	Pour T.
1010235	0
1010308	1
1009600	2

Quel matériau aimerais-tu pour le repose-pieds ? Si tu ne coches rien, un repose-pieds en bois sera livré par défaut.

Bois / Standard Métal

Repose-pieds

Repose-pieds, séparés

Angle du genou réglable, angle du pied **fixe**

Code	Pour T.
1010236	0
1010309	1
1010700	2

Bois / Supplément Métal / Supplément

195,- 195,-

Repose-pieds

Repose-pieds, séparés avec pied bot

Angle du genou réglable, angle du pied **avec pied bot**




Code	Pour T.
1010237	0
1010310	1
1010703	2




Combinaison impossible avec angle de pied réglable, mécanisme de rabattement vers le haut et bord du talon !

Bois / Supplément

330,-

Accessoires de repose-pieds

<p>Angle du pied, réglable Code 214</p>  <p>Impossible en combinaison avec un mécanisme de rabattement vers le haut et un repose-pieds, séparés avec pied bot !</p>	<p>Mécanisme de rabattement vers le haut -22° jusqu'à 90° Code 1017724</p>  <p>Impossible en combinaison avec un angle de pied, réglable et un repose-pieds, séparés avec pied bot !</p>	<p>Bord du talon Code 217</p>  <p>Impossible pour les repose-pieds en bois séparés ! Tenir compte de la longueur minimale obligatoire des mollets de 18 cm en raccord avec coussinet de mollets !</p>
<p>Supplément 160,-</p>	<p>Supplément 250,-</p>	<p>Unité 160,-</p>

<p>Rembourrage de repose-pieds, continu, 2 cm d'épaisseur</p>  <p>Repose-pieds en bois : Similicuir beige Repose-pieds en métal : Similicuir noir</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pour T.</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1017843</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1017849</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1017855</td> </tr> </tbody> </table> <p>Les rembourrages de repose-pieds ne sont pas possibles en combinaison avec des étriers !</p>	Pour T.	Code	0	1017843	1	1017849	2	1017855	<p>Rembourrage de repose-pieds, séparé, 2 cm d'épaisseur</p>  <p>Repose-pieds en bois : Similicuir beige Repose-pieds en métal : Similicuir noir</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pour T.</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1017919</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1017920</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1017921</td> </tr> </tbody> </table> <p>Les rembourrages de repose-pieds ne sont pas possibles en combinaison avec des étriers !</p>	Pour T.	Code	0	1017919	1	1017920	2	1017921	<p>Étriers, sangles de pieds incl.</p>  <p>Seulement possibles avec un prémontage de repose-pieds séparés.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pour T.</th> <th>Code</th> <th>a</th> <th>b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>10052-0</td> <td>11 cm</td> <td>8 cm</td> </tr> <tr> <td>1/2</td> <td>10052-1</td> <td>14 cm</td> <td>11 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Pour T.	Code	a	b	0	10052-0	11 cm	8 cm	1/2	10052-1	14 cm	11 cm
Pour T.	Code																													
0	1017843																													
1	1017849																													
2	1017855																													
Pour T.	Code																													
0	1017919																													
1	1017920																													
2	1017921																													
Pour T.	Code	a	b																											
0	10052-0	11 cm	8 cm																											
1/2	10052-1	14 cm	11 cm																											
<p>Unité 175,-</p>	<p>Jeu de 2 220,-</p>	<p>Jeu de 2 430,-</p>																												



<p>Coussinets de mollet, continus</p> <p>Dans la couleur de revêtement</p> <p>Tenir compte de la longueur minimale obligatoire des mollets de 18 cm en raccord avec un bord du talon !</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pour T.</th> <th>Code</th> <th>Longueur du mollet</th> <th>a</th> <th>b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1010278</td> <td>18-30 cm</td> <td>11 cm</td> <td>28 cm</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1010280</td> <td>18-30 cm</td> <td>11 cm</td> <td>30 cm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1010705</td> <td>21-41 cm</td> <td>13 cm</td> <td>33 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Pour T.	Code	Longueur du mollet	a	b	0	1010278	18-30 cm	11 cm	28 cm	1	1010280	18-30 cm	11 cm	30 cm	2	1010705	21-41 cm	13 cm	33 cm	<p>Coussinets de mollet, séparés</p> <p>En similicuir noir</p> <p>Tenir compte de la longueur minimale obligatoire des mollets de 18 cm en raccord avec un bord du talon !</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pour T.</th> <th>Code</th> <th>Longueur du mollet</th> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1010835</td> <td>18-30 cm</td> <td>11 cm</td> <td>12,5 cm</td> <td>26,5 cm</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1010838</td> <td>18-30 cm</td> <td>11 cm</td> <td>15 cm</td> <td>31 cm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1010314</td> <td>24-41 cm</td> <td>16 cm</td> <td>18 cm</td> <td>37,5 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Pour T.	Code	Longueur du mollet	a	b	c	0	1010835	18-30 cm	11 cm	12,5 cm	26,5 cm	1	1010838	18-30 cm	11 cm	15 cm	31 cm	2	1010314	24-41 cm	16 cm	18 cm	37,5 cm
Pour T.	Code	Longueur du mollet	a	b																																									
0	1010278	18-30 cm	11 cm	28 cm																																									
1	1010280	18-30 cm	11 cm	30 cm																																									
2	1010705	21-41 cm	13 cm	33 cm																																									
Pour T.	Code	Longueur du mollet	a	b	c																																								
0	1010835	18-30 cm	11 cm	12,5 cm	26,5 cm																																								
1	1010838	18-30 cm	11 cm	15 cm	31 cm																																								
2	1010314	24-41 cm	16 cm	18 cm	37,5 cm																																								
<p>Unité 275,-</p>	<p>Jeu de 2 340,-</p>																																												

Table de thérapie emboîtable




<p>Table de thérapie (bois), emboîtable, bordure et fixation, avec découpe</p> <p>Fixations réglables individuellement en largeur, plateau de table sans trous de forage.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>T.</th> <th>Code</th> <th>a (Profondeur)</th> <th>b (Largeur)</th> <th>c (Profondeur de découpe)</th> <th>d (Largeur de découpe)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1016671</td> <td>40 cm</td> <td>45 cm</td> <td>14 cm</td> <td>30 cm</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1016672</td> <td>39 cm</td> <td>50 cm</td> <td>13 cm</td> <td>33 cm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1016673</td> <td>45 cm</td> <td>60 cm</td> <td>15 cm</td> <td>35 cm</td> </tr> </tbody> </table>	T.	Code	a (Profondeur)	b (Largeur)	c (Profondeur de découpe)	d (Largeur de découpe)	0	1016671	40 cm	45 cm	14 cm	30 cm	1	1016672	39 cm	50 cm	13 cm	33 cm	2	1016673	45 cm	60 cm	15 cm	35 cm	<p>Table de thérapie (bois), emboîtable, bordure et fixation, sans découpe</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>T.</th> <th>Code</th> <th>a (Profondeur)</th> <th>b (Largeur)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1016671-S</td> <td>40 cm</td> <td>45 cm</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1016672-S</td> <td>39 cm</td> <td>50 cm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1016673-S</td> <td>45 cm</td> <td>60 cm</td> </tr> </tbody> </table>	T.	Code	a (Profondeur)	b (Largeur)	0	1016671-S	40 cm	45 cm	1	1016672-S	39 cm	50 cm	2	1016673-S	45 cm	60 cm
T.	Code	a (Profondeur)	b (Largeur)	c (Profondeur de découpe)	d (Largeur de découpe)																																				
0	1016671	40 cm	45 cm	14 cm	30 cm																																				
1	1016672	39 cm	50 cm	13 cm	33 cm																																				
2	1016673	45 cm	60 cm	15 cm	35 cm																																				
T.	Code	a (Profondeur)	b (Largeur)																																						
0	1016671-S	40 cm	45 cm																																						
1	1016672-S	39 cm	50 cm																																						
2	1016673-S	45 cm	60 cm																																						
<p>Unité 410,-</p>	<p>Unité 410,-</p>																																								

Table de thérapie rabattable

Table de thérapie (bois), rabattable, bordure et fixation, avec découpe

Fixations réglables en largeur, plateau de table sans trous de forage.




T.	Code	a (Profondeur)	b (Largeur)	c (Profondeur de découpe)	d (Largeur de découpe)
0	1016774	40 cm	45 cm	14 cm	30 cm
1	1016775	39 cm	50 cm	13 cm	33 cm
2	1016776	45 cm	60 cm	15 cm	35 cm

Unité

410,-

Table de thérapie (bois), rabattable, bordure et fixation, sans découpe



T.	Code	a (Profondeur)	b (Largeur)
0	1016774-S	40 cm	45 cm
1	1016775-S	39 cm	50 cm
2	1016776-S	45 cm	60 cm


Unité

410,-

Accessoires de table de thérapie

Rembourrage de table de thérapie

2 cm d'épaisseur, en similicuir beige



Code	Pour T.
1018009	0
1018010	1
1018011	2

Uniquement possible pour table avec découpe!

Unité

195,-

Pelotes

Rembourrage d'assise moulé de manière anatomique

Uniquement possible à partir d'une profondeur d'assise de 20 cm!




Pour T.	Code	
	Standard	Rallongé
0	1017988	—
1	1017991	1021142
2	1017992	1021140

Unité

425,-

Cale d'abduction, rabattable




T.	Code	a	b	c
0	1010854	6,5 cm	7,5 cm	11 cm
1	1009973	9 cm	7,5 cm	11 cm
2	1010271	10 cm	9,5 cm	14 cm
3	1010697	11 cm	15 cm	20 cm

Unité

360,-

Guidage de mollet




Code	T.	a	b
1010754	Mini	7 cm	12 cm
1010181	0	8 cm	14 cm
1010153	1	10 cm	16 cm
1010658	2	13 cm	25 cm

Jeu de 2

285,-

Pelotes pelviennes, réglables en largeur




Code	T.	a	b
1010752	Mini	6,5 cm	7 cm
1010168	0	8 cm	10 cm
1010176	1	10 cm	12 cm
1010696	2	13 cm	19,5 cm

Jeu de 2

520,-


Pelotes

Pelotes de guidage latéral, réglables en hauteur et en largeur



Code	T.	a	b
1010749	Mini	10 cm	8,5 cm
1010169	0	12 cm	10 cm
1010177	1	14 cm	12 cm
1010692	2	15,5 cm	15,5 cm

Guidage du bras



Code	T.	a	b
1010598	0	12 cm	9 cm
1010599	1	16 cm	11 cm
1010693	2	19 cm	13 cm


Standard (gratuites)

Jeu de 2

320,-

Appuie-tête


Appuie-tête, droit (choisir un support d'appuie-tête)



Code	T.	a	b
1010166	0	11 cm	20 cm
1010180	1	14 cm	29 cm
1010683	2	15 cm	33 cm

Choisir un support! Sinon avec support standard


Appuie-tête, forme de coquille (choisir un support d'appuie-tête)



Code	T.	a	b
1009693	0	11 cm	19 cm
1009695	1	14 cm	26 cm
1010684	2	15 cm	30 cm

Choisir un support! Sinon avec support standard

Appuie-tête, réglable (choisir un support d'appuie-tête)



T.	Code	a	b
Mini	1018345	10 cm	33 cm
1	1018338	10 cm	42 cm
2	1018343	14 cm	51 cm

Choisir un support! Sinon avec support standard

Unité

385,-

Unité

525,-

Unité

525,-



Choisis un support à ton appuie-tête. Si tu ne coches rien, le support standard sera utilisé. Tu trouveras les supports sans appuie-tête sur la page suivante.

Support d'appuie-tête standard

Code 1010410
Support coudé avec logement pour tube rond



Standard

Support d'appuie-tête avec réglage par segment denté

Code 1013253-AP
Support coudé avec logement carré



Unité / Supplément 130,-

Support d'appuie-tête avec réglage par serrage

Code 1014903-AP
Convient aux réglages d'appuie-tête bas



Unité / Supplément 130,-

Support sans appuie-tête

Support d'appuie-tête avec réglage par serrage, convient aux appuie-têtes étrangers

Code 1014903

- Angle réglable
- Avec logement pour tube carré 15 x 15
- Convient aux réglages d'appuie-tête bas



Sans appuie-tête!


Unité

255,-

Support d'appuie-tête avec réglage par segment denté, convient aux appuie-têtes étrangers

Code 1013253

- Angle réglable
- Support coudé avec logement pour tube carré 15 x 15



Sans appuie-tête!

Unité


255,-

Sanglage

Kit de montage de sanglage pour la zone d'assise

Code 1021107

Pour fixer les sangles pelviennes



Jeu

70,-

Kit de montage de sanglage pour la zone dorsale

Code 1021086

Pour fixer les sangles thoraciques



Jeu

70,-

Harnais

Matériau : Similicuir noir

Matériau : néoprène

T.	Code
0	1013494
1	1013490
2	1012990
3	1013486

T.	Code
0	1013493
1	1013488
2	1008883
3	1004885

Unité

260,-


Unité

325,-

Sangles fixes dans la zone des épaules et boucles enfichables dans la zone pelvienne

Montage possible uniquement avec kit de montage de sanglage (dossier), code 1021086

T.	a	b	c
0	22 cm	18 cm	7 cm
1	26 cm	21 cm	9 cm
2	36 cm	25 cm	11 cm
3	42 cm	29 cm	17 cm



Sangle épaule-thorax

Matériau : Similicuir noir

Matériau : néoprène

Code	T.
1013492	0
1010372	1
1010374	2
1012989	3

Code	T.
1013491	0
1010373	1
1010375	2
1011918	3

Unité

260,-


Unité

325,-

Sangles fixes dans la zone des épaules et boucles enfichables dans la zone pelvienne

Montage possible uniquement avec kit de montage de sanglage (dossier), code 1021086

T.	a	b	c
0	22 cm	18 cm	7 cm
1	26 cm	21 cm	9 cm
2	36 cm	25 cm	11 cm
3	42 cm	29 cm	17 cm



Sangle épaule-thorax avec boucles enfichables et fermeture rotative

Matériau : Similicuir noir

Matériau : néoprène

T.	Code
0	1021871
1	1021874
2	1021877
3	1021881

T.	Code
0	1021872
1	1021875
2	1021878
3	1021882

Unité

260,-


Unité

365,-

Boucles enfichables dans la zone des épaules et fermeture rotative dans la zone pelvienne

Montage possible uniquement avec kit de montage de sanglage (dossier), code 1021086


T.	a	b	c
0	22 cm	18 cm	7 cm
1	26 cm	21 cm	9 cm
2	36 cm	25 cm	11 cm
3	42 cm	29 cm	17 cm



Sanglage

Sangle pelvienne à 4 points

Montage possible uniquement avec kit de montage de sanglage (assise), code 1021107




Code	T.	b (Largeur du rembourrage)
1010366	1	10,5 cm
1010367	2	13 cm

Unité 230,-

Sangle de tronc à 4 points

Montage possible uniquement avec kit de montage de sanglage (dossier), code 1021086




Code	T.	a (Longueur du rembourrage)
1010361	1	21 cm
1010362	2	34 cm
1010363	3	37 cm

Unité 260,-

Sangle pelvienne à 2 points

Montage possible uniquement avec kit de montage de sanglage (assise), code 1021107




Code	T.	b (Largeur du rembourrage)
1010364	1	10,5 cm
1010365	2	13 cm

Unité 180,-

Sangle pelvienne Pelvi-Loc 3D

Code 1022024




T.	b (largeur du bassin)
XXXS	8 – 16 cm
XXS	12 – 16 cm
XS	16 – 24 cm
S	20 – 32 cm
M	28 – 38 cm

Montage possible uniquement avec kit de montage de sanglage (assise), code 1021107

Unité 355,-

Toile cuissardes

Montage possible uniquement avec kit de montage de sanglage (assise), code 1021107



Code	T.	a	b	c
1010369	1	37 cm	21 cm	15 cm
1010370	2	44 cm	26 cm	21 cm
1010371	3	52 cm	29 cm	26 cm

Unité 215,-

Pour toute construction spéciale, veuillez utiliser notre nouveau formulaire « Adaptation / Construction spéciale ». Vous le trouverez dans la rubrique de téléchargement sur www.rehatec.com

Attention : les prix des pièces de rechange peuvent différer des prix indiqués sur le formulaire d'adaptation.