

Heidelberger Stehgerät Jumbo für Stehorthesen

Betreiber

Produkt

Seriennummer

Wartungsintervall

12 Monate

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
1	Rahmen	Untergestell Standard						
		Standfüße						
		Feststellbremse der Rollen						
		Wand- und Möbelschutz						
		Untergestell Multi						
2	Fußbereich	Fußplatte						
3	Beckenbereich	Schwenkarmbeckenrahmen						
		- Halterungen						
		Befestigungsösen						
		- Halterungen						
4	Tischbereich	Tisch						
		- Halterungen						
		Armauflagen						
		Tischumrandungen						
		Tischplattenschrägverstellung						
		Tischtiefenverstellung						
5	Rückenbereich	Rückenpelotte						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
6	Kopfbereich	Kopfstützen						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						

Notizen für etwaige Reparaturen und weitere Instandsetzungen:

--

