

Inspektionsplan

Lasse 3, 4 und 5 elektrisch

Betreiber

--

Produkt

--

Seriennummer

--

Wartungsintervall

12 Monate

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
1	Rahmen	Grundgestell						
		Feststellbremse der Rollen						
		Wand- und Möbelschutz						
		Schrägverstellung durch E-Antrieb						
		Gehäuse E-Antrieb						
		Steckverbindungen E-Antrieb						
		Leitungen E-Antrieb						
		Akku E-Antrieb						
2	Fußbereich	Fußplatten						
		Fußschalen						
		Fußriemen						
		Spitzfußkorrekturen						
		Fußhalterung winkelverstellbar						
3	Kniebereich	Kniepelotten						
		Halterungen bzw. Kniebögen der Kniepelotten						
		Polster und Bezüge der Kniepelotten						
		geteilten Beinauflagen						
		Halterungen der Beinauflagen						
		Polster und Bezüge der Beinauflagen						
4	Beckenbereich	Beckenpelotte, geteilt						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		Beckenplatte, durchgehend						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
4	Beckenbereich	Beckenpelotten (Seitenführungspelotten)						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		Abduktionsverstellung						
		- Halterungen						
		Pelvi.Loc-Beckengurt						
		- Befestigung und Verschluss						
		Spinenpelotten						
		- Befestigung und Polster						
5	Rückenbereich	Rückenauflagen						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		Seitenführungspelotten						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		Armauflagen						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		Schiebebogen						
		- Zahnsegmente						
		- Griffgummi						
Leibchen								
6	Tischbereich	Tisch mit oder ohne Mulde						
		- Halterungen						
7	Kopfbereich	Kopfstützen						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		Rücksetzadapter						

Notizen für etwaige Reparaturen und weitere Instandsetzungen:

Inspektion durchgeführt am

Inspektion durchgeführt durch

Unterschrift