

# Heidelberger Stehgerät Speedy

STEHEN


Hilfsmittelnummer

Größe 0, 1, 2, 3

28.29.01.3007



Schwenkarmbeckenrahmen



Brustpelotte mit Seitenführungen



Neigungsverstellung



Brustpelotte Standard

Durch meine großen Räder  
kannst du dich eigenständig  
fortbewegen. So kannst du Steh-  
training mit Mobilität verbinden.



Beim Stehtraining mobil sein: Der Speedy macht es möglich. Für Nutzer, die eigenständige Standortwechsel vornehmen können, ist der Speedy ideal. In aufrechter Position kann mit einem gesteigerten Maß an Lebensqualität die Umwelt erkundet werden. Vier verschiedene Größen – bis zu einer Körpergröße von 1,80 m –

ermöglichen eine große Bandbreite an Versorgungsmöglichkeiten. Spielen, Lesen, Essen, Trinken – alles ist hier möglich. Eine große Auswahl an Radgrößen erleichtert das Rangieren durch entsprechende Räumlichkeiten.



Größe 2  
Bezug: Skai Blau Atoll  
Gestell: Reinweiß



Größe 1  
Bezug: Skai Blau Atoll  
Gestell: Graphitschwarz matt

Größe	Körpergröße	Maximales Patientengewicht
0	ca. bis 100 cm	40 kg
1	ca. 110 – 140 cm	50 kg
2	ca. 140 – 160 cm	60 kg
3	ca. 150 – 180 cm	75 kg