


Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2



Baugruppen			
Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung
1	Untergestell	7	Therapietisch
2	Schiebebogen	8	Beckenplatte
3	Rücken	9	Beinauflagen
4	Armauflagen	10	Kniepelotten
5	Seitenführungspelotten	11	Fußplatten
6	Kopfstütze	12	Begurtung

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Stoff- und Gestellfarben	3
1. Untergestell	4
2. Schiebebogen	10
3. Rücken	11
4. Armauflagen	12
5. Seitenführungspelotten	13
6. Kopfstütze	15
7. Therapietisch	17
8. Beckenpelotten	18
9. Beckenplatte	19
10. Beinauflage	24
11. Kniepelotten	28
12. Fußplatten	30
13. Begurtung	31
Notizen	32

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

**Bitte geben Sie bei Bestellungen von Rahmenteilen
immer die Gestellfarbe und bei Bezügen die Stofffarbe an!**

Gestellfarben

Reinweiß (RAL 9010)	Bordeauxviolett (RAL 4004)	Leuchtgrün (RAL 6038)
Narzissengelb (RAL 1007)	Ultramarinblau (RAL 5002)	Anthrazitgrau matt (RAL 7016m)
Leuchtgelb (RAL 1026)	Verkehrsblau (RAL 5017)	Silber metallic*
Reinorange (RAL 2004)	Perlnachtblau matt (RAL 5026)	Anthrazit metallic*
Leuchtorange (RAL 2005)	Wasserblau (RAL 5021)	Graphitschwarz matt (RAL 9011m)
Rubinrot (RAL 3003)	Lichtgrün (RAL 6027)	Tiefschwarz glanz (RAL 9005g)
Perlrubinrot matt (RAL 3032)	Gelbgrün (RAL 6018)	
Erikaviolett (RAL 4003)	Perlgrün matt (RAL 6035)	

Farbdarstellungen nur als Übersicht. Alle Farbdetails auf www.rehatec.com

Bezugsfarben

**Bezug Auflagefläche / Rand
(Hochwertiger Trevira® CS Bezug,
universalgestrickt)**

Gelb / Grau (GU700-S709)
Pink / Grau (GU702-S709)
Rot / Grau (GU703-S709)
Apfelgrün / Grau (GU705-S709)
Hellblau / Grau (GU707-S709)
Schwarz / Grau (GU710-S709)

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1. Untergestell

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission



*Für eine Umrüstung auf Abduktionsverstellung wird Code 1024469-ET bzw. 1025490-ET (Abduktionsverstellung komplett) auf Seite 25 bzw. 27 benötigt.

1.1 Untergestell Standard

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1018852	1	Untergestell mit Einschub und Aufnahmelaschen, ohne Zubehör
	1.1.	Stück	1007622	1	Gleiter/Stopfen für Untergestell
	2.1.	Stück	1018854	1	Beinteil - Standard inkl. Befestigungsmaterial
	2.2.	Stück	1018856	1	Beinteil - Abduktion inkl. Befestigungsmaterial
	3	Stück	1018858	1	Gasdruckfeder KIT inkl. Gasdruckfeder, Auslösekopf und Befestigungsmaterial
	3.1.	Stück	1018947	1	Gasdruckfeder 300 N für die Schrägverstellung, ohne Auslösekopf und Befestigungsmaterial
	3.2.	Stück	1011999	1	Auslösekopf für Gasdruckfeder
	4	Stück	1008173	1	Bowdenzug für die Schrägverstellung ohne Schiebebogen (1 m)
	5	Stück	1008176	1	Bowdenzug für die Schrägverstellung mit Schiebebogen (1,10 m)
	6	Stück	1018607-ET	1	Wand- und Möbelschutz für 75 mm Rollen
	6	Stück	1022293-ET	1	Wand- und Möbelschutz für 100 mm Rollen
	7	Stück	1005593-ET	1	Transportrolle 75 mm mit Feststeller
	8	Stück	1022143-ET	1	Transportrolle 100 mm mit Totalfeststellung

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1. Untergestell

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission



*Für eine Umrüstung auf Abduktionsverstellung wird Code 1024469-ET bzw. 1025490-ET (Abduktionsverstellung komplett) auf Seite 25 bzw. 27 benötigt.

1.1 Untergestell Standard					
Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1018851	2	Untergestell mit Einschub und Aufnahmelaschen, ohne Zubehör
	1.1.	Stück	1007622	2	Gleiter/Stopfen für Untergestell
	2.1.	Stück	1018853	2	Beinteil - Standard inkl. Befestigungsmaterial
	2.2.	Stück	1018855	2	Beinteil - Abduktion inkl. Befestigungsmaterial
	3	Stück	1018857	2	Gasdruckfeder KIT inkl. Gasdruckfeder, Auslösekopf und Befestigungsmaterial
	3.1.	Stück	1018947	2	Gasdruckfeder 300 N für die Schrägverstellung, ohne Auslösekopf und Befestigungsmaterial
	3.2.	Stück	1011999	2	Auslösekopf für Gasdruckfeder
	4	Stück	1008176	2	Bowdenzug für die Schrägverstellung mit und ohne Schiebebogen (1,10 m)
	6	Stück	1018607-ET	2	Wand- und Möbelschutz für 75 mm Rollen
	6	Stück	1022293-ET	2	Wand- und Möbelschutz für 100 mm Rollen
	7	Stück	1005593-ET	2	Transportrolle 75 mm mit Feststeller
	8	Stück	1022143-ET	2	Transportrolle 100 mm mit Totalfeststellung

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1. Untergestell

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

***Hinweis: Die entsprechende Baugruppe ist auf der nächsten Seite ersichtlich!**




Tabelle auf nachfolgender Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1. Untergestell

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

1.2 Untergestell mit Gasfeder Höhenverstellung					
Menge		Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
1		Stück	1022049	1	Untergestell für Gasfeder Höhenverstellung KIT (für die Umrüstung von Lasse auf Lasse 2020) inkl. Untergestell für Höhenverstellung mit Gasdruckfeder, Transportrollen 75 mm, Beinteil Standard oder Abduktion (Hinweis: Es wird zwingend zusätzlich eine Griffhalterung (Code 1023149) oder ein Schiebebogen (Code 1022666-ET) benötigt!)
1		Stück	1022049	2	Untergestell für Gasfeder Höhenverstellung KIT (für die Umrüstung von Lasse auf Lasse 2020) inkl. Untergestell für Höhenverstellung mit Gasdruckfeder, Transportrollen 75 mm, Beinteil Standard oder Abduktion (Hinweis: Es wird zwingend zusätzlich eine Griffhalterung (Code 1023149) oder ein Schiebebogen (Code 1022666-ET) benötigt!)
1.1.		Stück	1022045	1/2	Untergestell für Gasfeder Höhenverstellung KIT (für vorhandenes Lasse Modell 2020), ohne weiteres Zubehör
1.2.		Stück	1007622	1/2	Gleiter/Stopfen für Untergestell
2.1.		Stück	1022307	1	Beinteil - Standard inkl. Befestigungsmaterial
2.1.		Stück	1022309	2	Beinteil - Standard inkl. Befestigungsmaterial
2.2.		Stück	1022658	1	Beinteil - Abduktion inkl. Befestigungsmaterial
2.2.		Stück	1022659	2	Beinteil - Abduktion inkl. Befestigungsmaterial
3		Stück	1022064	1/2	Gasdruckfeder KIT für Schrägverstellung inkl. Gasdruckfeder, Auslösekopf und Befestigungsmaterial
3.1.		Stück	1022038	1/2	Gasdruckfeder 300 N für die Schrägverstellung, ohne Auslösekopf und Befestigungsmaterial
3.2.		Stück	1011999	1/2	Auslösekopf für Gasdruckfeder
4		Stück	1008173	1/2	Bowdenzug für die Schrägverstellung (1 m)
5		Stück	1022054	1/2	Gasdruckfeder 1200 N KIT für Höhenverstellung inkl. Gasdruckfeder, Auslösekopf und Befestigungsmaterial
5.1.		Stück	1022657	1/2	Gasdruckfeder 1200 N für die Höhenverstellung, ohne Auslösekopf und Befestigungsmaterial
5.2.		Stück	1011999	1/2	Auslösekopf für Gasdruckfeder
6		Stück	1008183	1/2	Bowdenzug für die Höhenverstellung (1,30 m)
7		Satz	1018607-ET	1/2	Wand- und Möbelschutz für 75 mm Rollen
7		Satz	1022293-ET	1/2	Wand- und Möbelschutz für 100 mm Rollen
8		Stück	1005593-ET	1/2	Transportrolle 75 mm mit Feststeller
9		Stück	1022143-ET	1/2	Transportrolle 100 mm mit Totalfeststellung

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1. Untergestell

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission



*Hinweis: Die entsprechende Baugruppe ist auf der nächsten Seite ersichtlich!






Tabelle auf nachfolgender Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1. Untergestell

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

1.3 Untergestell mit elektrischer Höhenverstellung

Menge		Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1022670	1/2	Untergestell für elektrische Höhenverstellung KIT (für die Umrüstung von Lasse auf Lasse 2020), Transportrollen 75 mm, Beinteil Standard oder Abduktion (Hinweis: Es wird zwingend zusätzlich eine Griffhalterung (Code 1023149) oder ein Schiebepogen (Code 1022666-ET) benötigt!)
	1.2.	Stück	1022045	1/2	Untergestell für elektrische Höhenverstellung KIT (für vorhandenes Lasse Modell 2020), ohne weiteres Zubehör
	2	Stück	1007622	1/2	Gleiter/Stopfen für Untergestell
	3	Stück	1022307	1	Beinteil - Standard inkl. Befestigungsmaterial
	3	Stück	1022309	2	Beinteil - Standard inkl. Befestigungsmaterial
	4	Stück	1022304	1	Beinteil - Abduktion inkl. Befestigungsmaterial
	4	Stück	1022306	2	Beinteil - Abduktion inkl. Befestigungsmaterial
	5	Stück	1023038	1/2	Elektrische Höhenverstellung KIT bestehend aus: Motor, Steuerung+Halterung, Ladegerät und Handbedienung
		Stück	1023836	1/2	Motor KIT
		Stück	1023414	1/2	Halterung KIT
		Stück	1023038	1/2	Handbedienung
		Satz	1026018	1/2	Akku
		Satz	1022940-1	1/2	Steuerung
		Stück	1025250	1/2	Batterieanschlußkabel
		Stück	1023363	1/2	Netzkabel
		Stück	1023383	1/2	Motorkabel
		Stück	1023429	1/2	Blindstopfen
	6	Stück	1018607-ET	1/2	Wand- und Möbelschutz für 75 mm Rollen
	6	Stück	1022293-ET	1/2	Wand- und Möbelschutz für 100 mm Rollen
	7	Stück	1005593-ET	1/2	Transportrolle 75 mm mit Feststeller
	7	Stück	1022143-ET	1/2	Transportrolle 100 mm mit Totalfeststellung

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

2. Schiebebogen

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung



Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission



2. Schiebebogen

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1025555-ET	1/2	Schiebebogen komplett für Lasse ohne Höhenverstellung
	1	Stück	1022666-ET	1/2	Schiebebogen komplett für Lasse mit Höhenverstellung
	2	Stück	1022402	1/2	Schiebebogenhalterung inkl. Klemmhebel M8x30 (für Lasse ohne Höhenverstellung)
	3	Stück	1004194	1/2	Rastergelenk Schiebebogen
	4	Stück	1001533	1/2	Schiebebogen (Bieeteil)
	5	Stück	1019336	1/2	Schiebebogenüberzug PVC (260 mm) (Es wird 1 Stück benötigt, nur für Lasse ohne Höhenverstellung)
	6	Stück	1003309	1/2	Fünfsterngriff - Soft M6x25
	7	Stück	1005034	1/2	Klemmhebel M8x30
	8	Stück	1023149	1/2	Griffhalterung komplett für Lasse ohne Schiebebogen (Hinweis: Nur für Lasse mit Höhenverstellung - Modell 2020)
	9	Stück	1007160	1/2	Schiebegriff ohne Auslösehebel für Lasse ohne Höhenverstellung
	9.1.	Stück	1000862	1/2	Auslösehebel für Gasdruckfeder

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, **Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com**

3. Rücken

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission



3. Rücken

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1022500	1	Oberteil /Aufnahme Rücken inkl. Schraubenmaterial
	1	Stück	1022506	2	Oberteil /Aufnahme Rücken inkl. Schraubenmaterial
	2.1	Stück	1001812	1	Rückenauflage (Holz)
	2.1	Stück	1001851	2	Rückenauflage (Holz)
	2.2	Stück	1001816	1	Polster für Rückenauflage
	2.2	Stück	1001859	2	Polster für Rückenauflage
		Stück	1021533	1	Bezug für Rückenauflage
		Stück	1021534	2	Bezug für Rückenauflage
	3	Paar	1025893	1/2	Schultergurtführung, höhen- und breitenverstellbar - KIT
	3.1.	Stück	1005222	1/2	Klappschnalle, 25 mm
	3.2.	Stück	1025549	1/2	Flügelschraube M6x16

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

4. Armauflagen

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung



Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission



Armauflage, abnehmbar			
Code	Gr.	a	b
1025516	1	38 cm	13 cm
1025517	2	45 cm	15 cm

4. Armauflagen, abnehmbar					
Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Paar	1025516-ET	1	Armauflagen abnehmbar komplett inkl. Holz, Lasche, Miniwing, Polster und Bezug
	1	Paar	1025517-ET	2	Armauflagen abnehmbar komplett inkl. Holz, Lasche, Miniwing, Polster und Bezug
	2.1.	Stück	1001810	1	Armauflage (Holz), rechts
	2.1.	Stück	1001849	2	Armauflage (Holz), rechts
	2.2.	Stück	1001811	1	Armauflage (Holz), links
	2.2.	Stück	1001850	2	Armauflage (Holz), links
	3.1	Stück	1001820	1	Polster Armauflage rechts
	3.1	Stück	1001863	2	Polster Armauflage rechts
		Stück	1022470	1	Bezug Armauflage rechts
		Stück	1022464	2	Bezug Armauflage rechts
	3.2.	Stück	1001820	1	Polster Armauflage links
	3.2.	Stück	1001863	2	Polster Armauflage links
		Stück	1022471	1	Bezug Armauflage links
		Stück	1022465	2	Bezug Armauflage links
	4	Stück	1001791	1/2	Lasche Armauflage links/rechts inkl. Miniwing M8x15
	5	Stück	1005701	1/2	Miniwing M8x15

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, **Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com**

5. Seitenführungspelotten

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung



Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission



Seitenführungspelotten, abnehmbar				
Code	Gr.	a	b	c
1013155	1	10 cm	12 cm	15-32 cm
1013161	2	12 cm	14 cm	20-36 cm

5.1 Seitenführungspelotten, abnehmbar

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Paar	1013155-ET	1	Seitenführungspelotten abnehmbar komplett inkl. Halterung, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Halter, Polster und Bezug
		Paar	1013161-ET	2	Seitenführungspelotten abnehmbar komplett inkl. Halterung, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Halter, Polster und Bezug
	1.1	Stück	1018878	1/2	Halterung abnehmbar (steckbar), rechts inkl. Miniwing
	1.2	Stück	1018877	1/2	Halterung abnehmbar (steckbar), links inkl. Miniwing
	2	Stück	1005054	1/2	Miniwing M8x15
	3	Stück	1015128	1	Seitenführungspelotte inkl. gerader Halter für Brustkorbbreite 15-32 cm, Blech und Polster - ohne Bezug
	3	Stück	1015124	2	Seitenführungspelotte inkl. gerader Halter für Brustkorbbreite 20-36 cm, Blech und Polster - ohne Bezug
	3	Stück	1026910-ET	1	Seitenführungspelotte inkl. abgewinkelter Halter für Brustkorbbreite 11-25 cm, Blech und Polster - ohne Bezug
	3	Stück	1026917-ET	2	Seitenführungspelotte inkl. abgewinkelter Halter für Brustkorbbreite 15-37 cm, Blech und Polster - ohne Bezug
		Stück	1021541	1	Bezug Seitenführungspelotte rechts
		Stück	1020790	2	Bezug Seitenführungspelotte rechts
		Stück	1021542	1	Bezug Seitenführungspelotte links
		Stück	1021543	2	Bezug Seitenführungspelotte links

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

5. Seitenführungspelotten

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung



Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission



Seitenführungspelotten, abschwenkbar				
Code	Gr.	a	b	c
1025239	1	10 cm	12 cm	15-32 cm
1025240	2	12 cm	14 cm	20-36 cm

5.2 Seitenführungspelotten, abschwenkbar

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Paar	1025239-ET	1	Seitenführungspelotten abschwenkbar komplett inkl. Halterung, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Halter, Polster und Bezug
	1	Paar	1025240-ET	2	Seitenführungspelotten abschwenkbar komplett inkl. Halterung, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Halter, Polster und Bezug
	1.1	Stück	1018875	1/2	Halterung abschwenkbar komplett rechts inkl. Schraubenmaterial
	1.2	Stück	1001974	1/2	Halterung abschwenkbar komplett links inkl. Schraubenmaterial
	2	Stück	1007854	1/2	Abschwenkmechanismus - ohne Arretierbolzen
	2.1	Stück	1007576	1/2	Arretierbolzen/Zugschnäpper M10 - Form B
	3	Stück	1001827	1/2	Halter für Seitenführungspelotte
	4	Stück	1026542	1/2	Winkel für Seitenführungspelotte
	5	Stück	1005054	1/2	Miniwing M6x15
	6	Stück	1024809	1	Seitenführungspelotte inkl. Blech und Polster - ohne Bezug
	6	Stück	1024713	2	Seitenführungspelotte inkl. Blech und Polster - ohne Bezug
		Stück	1021541	1	Bezug Seitenführungspelotte rechts
		Stück	1020790	2	Bezug Seitenführungspelotte rechts
		Stück	1021542	1	Bezug Seitenführungspelotte links
		Stück	1021543	2	Bezug Seitenführungspelotte links

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

6. Kopfstütze

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller


Datum

Seriennummer


Kommission



Kopfstütze „Bär“	
a	b
24 cm	26 cm



Kopfstütze, Muschelform				
Code	Gr.	a	b	
1018336	1	16 cm	28 cm	
1018337	2	20 cm	33 cm	



Code	Gr.	a	b	c
1018345	Mini	10 cm	34 cm	9 cm
1018338	1	10 cm	42 cm	10 cm
1018343	2	14 cm	51 cm	12 cm







Tabelle auf nachfolgender Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

6. Kopfstütze

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

6. Kopfstütze					
Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1005395	1/2	Kopfstützenhalter abgekröpft inkl. Flügelschraube, chrom
	2	Stück	1007669-ET	1/2	Rückesetzadapter inkl. Flügelschraube
	2.1	Stück	1007657	1/2	Flügelschraube M8x15
	3	Stück	1007201-ET	1/2	Kopfstütze Bär inkl. Winkel, Tiefenverstellrohr, Blech, Polster und Bezug
		Stück	1021520	1/2	Bezug Kopfstütze Bär
	4	Stück	1018336-ET	1/2	Kopfstütze muschelform Gr. 1 inkl. Winkel, Tiefenverstellrohr, Blech, Polster und Bezug
		Stück	1017676	1/2	Bezug Kopfstütze muschelform Gr. 1
		Stück	1018337-ET	1/2	Kopfstütze muschelform Gr. 2 inkl. 2 Winkel, Tiefenverstellrohr, Blech, Polster und Bezug
		Stück	1016743	1/2	Bezug Kopfstütze muschelform Gr. 2
	5	Stück	1018345-ET	1/2	Kopfstütze verstellbar Gr. Mini inkl. Tiefenverstellrohr mit Kugelkopf, Blech, Polster und Bezug
		Stück	1018344	1/2	Bezug verstellbare Kopfstütze Gr. Mini, schwarz Neopren
	5	Stück	1018338-ET	1/2	Kopfstütze verstellbar Gr. 1 inkl. Tiefenverstellrohr mit Kugelkopf, Blech, Polster und Bezug
		Stück	1017784	1/2	Bezug verstellbare Kopfstütze Gr. 1, schwarz Neopren
	5	Stück	1018343-ET	1/2	Kopfstütze verstellbar Gr. 2 inkl. Tiefenverstellrohr mit Kugelkopf, Blech, Polster und Bezug
		Stück	1017787	1/2	Bezug verstellbare Kopfstütze Gr. 2, schwarz Neopren

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

7. Therapietisch

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission



7. Therapietisch					
Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1007227-ET	1/2	Therapietisch mit Tischumrandung - ohne Zubehör
	2	Stück	1009915-ET	1/2	Therapietisch mit Muldenausschnitt und Tischumrandung - ohne Zubehör
	3	Stück	1001815	1	Tischbügel
	3	Stück	1001836	2	Tischbügel
	4	Stück	1016841	1/2	Geteilter Bügel für Therapietisch mit Mulde (Bei Verwendung einer Therapiemulde werden 2 Stück benötigt)
	5	Stück	1007150	1	Tischhalterung komplett inkl. Befestigungsmaterial
	5	Stück	1007510	2	Tischhalterung komplett inkl. Befestigungsmaterial
	6	Stück	1009917	1/2	Deckel für Therapiemulde
	7	Stück	1004572	1/2	Therapiemulde
	8	Stück	1018767	1/2	Tischbügel-Aufnahme inkl. Schraubenmaterial (Bei Verwendung einer Therapiemulde werden 2 Stück benötigt)
	9	Stück	1005054	1/2	Miniwing M8x15
	10	Stück	1007549	1/2	Klemmhebel M8x25
	11	Stück	1005188	1/2	Flügelschraube M8x12 mm
	12	Stück	1000733	1/2	Klemmhebel M8
	13	Paar	1023148-ET	1/2	Anschlag (Stelling) für Tischtiefenverstellung KIT

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

8. Beckenpelotten

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung



Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission



Beckenpelotten, geteilt			
Code	Für Gr.	a	Beckenbreite (f)
1026188	1	9 cm	15 - 21 cm
1026189	2	12 cm	20 - 26 cm

8. Beckenpelotten

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1007174	1	Beckenpelotte Standard, rechts komplett inkl. Halter, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Klappschnalle, Blech, Polster und Bezug
	1	Stück	1001926	2	Beckenpelotte Standard, rechts komplett inkl. Halter, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Klappschnalle, Blech, Polster und Bezug
	1.1	Stück	1018862	1	Beckenpelotte Standard, rechts inkl. Blech und Polster - ohne Bezug
	1.1	Stück	1018861	2	Beckenpelotte Standard, rechts inkl. Blech und Polster - ohne Bezug
		Stück	1021539	1	Bezug Beckenpelotte rechts
		Stück	1021540	2	Bezug Beckenpelotte rechts
	2	Stück	1007176	1	Beckenpelotte Standard, links komplett inkl. Halter, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Klappschnalle, Blech, Polster und Bezug
	2	Stück	1001925	2	Beckenpelotte Standard, links komplett inkl. Halter, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Klappschnalle, Blech, Polster und Bezug
	2.2.	Stück	1018863	1	Beckenpelotte Standard, links inkl. Blech und Polster - ohne Bezug
	2.2.	Stück	1018860	2	Beckenpelotte Standard, links inkl. Blech und Polster - ohne Bezug
		Stück	1021539	1	Bezug Beckenpelotte links
		Stück	1021540	2	Bezug Beckenpelotte links
	3	Stück	1001951	1/2	Beckenpelottenhalter inkl. Miniwing
	4	Stück	1006004	1/2	Klemmverstellung dreifach inkl. Klemmhebel
	5	Stück	1005054	1/2	Miniwing M8x15
	6	Stück	1005032	1/2	Klemmhebel M6x10
	7	Stück	1005222	1/2	Klappschnalle

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

9. Beckenplatte

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung



Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission



Beckenplatte			
Code	Für Gr.	a	Beckenbreite (f)
1010979	1	9 cm	26 cm
1010980	2	12 cm	32 cm

9.1 Beckenplatte, durchgehend

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1010979-ET	1	Beckenplatte Gr. 1 komplett inkl. Beckengrundplatte, Halter, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Klappschnallen, Blech, Polster und Bezug
	1	Stück	1010980-ET	2	Beckenplatte Gr. 2 komplett inkl. Beckengrundplatte, Halter, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Klappschnallen, Blech, Polster und Bezug
	1.1	Stück	1018865	1	Beckenplatte Gr. 1 inkl. Blech und Polster - ohne Bezug
	1.2	Stück	1018864	2	Beckenplatte Gr. 2 inkl. Blech und Polster - ohne Bezug
		Stück	1021535	1	Bezug Beckenplatte
		Stück	1021536	2	Bezug Beckenplatte
	3	Stück	1001951	1/2	Beckenpelottenhalter inkl. Miniwing
	4	Stück	1006004	1/2	Knieverstellung dreifach inkl. Klemmhebel
	5	Stück	1005054	1/2	Miniwing M8x15
	6	Stück	1005032	1/2	Klemmhebel M6x10
	7	Stück	1005222	1/2	Klappschnalle

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

9. Beckenplatte

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung



Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission



gerade Pelottenhalter

Code	Für Gr.	a	b	Beckenbreite (f)
1018347	1	12 cm	10 cm	26 - 34 cm
1015122	2	14 cm	12 cm	29 - 45 cm

abgewinkelte Pelottenhalter

Code	Für Gr.	a	b	Beckenbreite (f)
1018347-A	1	12 cm	10 cm	18 - 26 cm
1015122-A	2	14 cm	12 cm	21 - 37 cm

Weitere Tabelle auf der folgenden Seite.

9.2 Beckenplatte mit abnehmbaren Beckenpelotten

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1018347-ET	1	Beckenplatte durchgehend mit abnehmbaren Beckenpelotten und geraden Pelottenhaltern komplett inkl. Grundplatte, Halter, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Klappschnallen, Blech, Polster und Bezug
	1	Stück	1015122-ET	2	Beckenplatte durchgehend mit abnehmbaren Beckenpelotten und geraden Pelottenhaltern komplett inkl. Grundplatte, Halter, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Klappschnallen, Blech, Polster und Bezug
	1	Stück	1018347-A-ET	1	Beckenplatte durchgehend mit abnehmbaren Beckenpelotten und abgewinkelten Pelottenhaltern komplett inkl. Grundplatte, Halter, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Klappschnallen, Blech, Polster und Bezug
	1	Stück	1015122-A-ET	2	Beckenplatte durchgehend mit abnehmbaren Beckenpelotten und abgewinkelten Pelottenhaltern komplett inkl. Grundplatte, Halter, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Klappschnallen, Blech, Polster und Bezug

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

9. Beckenplatte

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

9.2 Beckenplatte mit abnehmbaren Beckenpelotten					
Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1.1	Stück	1018866	1	Beckenplatte durchgehend für abnehmbare Beckenpelotten inkl. Grundplatte, Blech und Polster - ohne Bezug
	1.1	Stück	1018867	2	Beckenplatte durchgehend für abnehmbare Beckenpelotten inkl. Grundplatte, Blech und Polster - ohne Bezug
	2.1.	Stück	1015128	1	Abnehmbare Beckenpelotte rechts mit geradem Pelottenhalter inkl. Polster - ohne Bezug
	2.1.	Stück	1015124	2	Abnehmbare Beckenpelotte rechts mit geradem Pelottenhalter inkl. Polster - ohne Bezug
	2.2.	Stück	1026910-ET	1	Abnehmbare Beckenpelotte rechts mit abgewinkeltem Pelottenhalter inkl. Polster - ohne Bezug
	2.2.	Stück	1026917-ET	2	Abnehmbare Beckenpelotte rechts mit abgewinkeltem Pelottenhalter inkl. Polster - ohne Bezug
	2.3.	Stück	1015128	1	Abnehmbare Beckenpelotte links mit geradem Pelottenhalter inkl. Polster - ohne Bezug
	2.3.	Stück	1015124	2	Abnehmbare Beckenpelotte links mit geradem Pelottenhalter inkl. Polster - ohne Bezug
	2.4.	Stück	1026910-ET	1	Abnehmbare Beckenpelotte links mit abgewinkeltem Pelottenhalter inkl. Polster - ohne Bezug
	2.4.	Stück	1026917-ET	2	Abnehmbare Beckenpelotte links mit abgewinkeltem Pelottenhalter inkl. Polster - ohne Bezug
		Stück	1021535	1	Bezug Beckenplatte
		Stück	1021536	2	Bezug Beckenplatte
		Stück	1021541	1	Bezug Beckenpelotte rechts
		Stück	1020790	2	Bezug Beckenpelotte rechts
		Stück	1021542	1	Bezug Beckenpelotte links
		Stück	1021543	2	Bezug Beckenpelotte links
	4	Stück	1015114	1	Pelottenhalter steckbar inkl. Miniwing M8x10
	4	Stück	1015119	2	Pelottenhalter steckbar inkl. Miniwing M8x10
	5	Stück	1006004	1/2	Klemmverstellung dreifach inkl. Klemmhebel M6x10
	6	Stück	1001951	1/2	Beckenpelottenhalter inkl. Miniwing M8x15
	7	Stück	1005222	1/2	Klappschnalle
	8	Stück	1005054	1/2	Miniwing M8x15
	9	Stück	1005032	1/2	Klemmhebel M6x10

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

9. Beckenplatte

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung



Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission



gerade Pelottenhalter

Code	Für Gr.	a	b	Beckenbreite (f)
1026529	1	10 cm	12 cm	28-45 cm

abgewinkelte Pelottenhalter (3 cm)

Code	Für Gr.	a	b	Beckenbreite (f)
1026529-A30	1	10 cm	12 cm	23-38 cm

abgewinkelte Pelottenhalter (5,4 cm)

Code	Für Gr.	a	b	Beckenbreite (f)
1026529-A54	1	10 cm	12 cm	18-35 cm








Tabelle auf nachfolgender Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

9. Beckenplatte

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

9.3 Beckenplatte mit abschenkbaren Beckenpelotten

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1026529-ET	1	Beckenplatte durchgehend mit abschenkbaren Beckenpelotten und geraden Pelottenhaltern komplett inkl. Grundplatte, Halter, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Klappschnallen, Blech, Polster und Bezug
	1	Stück	1026529-A30-ET	1	Beckenplatte durchgehend mit abschenkbaren Beckenpelotten und abgewinkelten Pelottenhaltern (3 cm) komplett inkl. Grundplatte, Halter, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Klappschnallen, Blech, Polster und Bezug
	1	Stück	1026529-A54-ET	1	Beckenplatte durchgehend mit abschenkbaren Beckenpelotten und abgewinkelten Pelottenhaltern (5,4 cm) komplett inkl. Grundplatte, Halter, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Klappschnallen, Blech, Polster und Bezug
	1.1.	Stück	1018866	1	Beckenplatte durchgehend für abnehmbare Beckenpelotten inkl. Grundplatte, Blech, Polster - ohne Bezug
	2.1.	Stück	1026822	1	Abschenkbare Beckenpelotte (12x10 cm) rechts inkl. Polster - ohne Bezug
	2.2.	Stück	1026822	1	Abschenkbare Beckenpelotte (12x10 cm) links inkl. Polster - ohne Bezug
		Stück	1021535	1	Bezug Beckenplatte
		Stück	1021541	1	Bezug Beckenpelotte rechts
		Stück	1021542	1	Bezug Beckenpelotte links
	3.1.	Stück	1018771	1	Abschenkbare Pelottenhalter, gerade, rechts
	3.2.	Stück	1018770	1	Abschenkbare Pelottenhalter, gerade, links
	3.1.	Stück	1024250	1	Abschenkbare Pelottenhalter, 3 cm abgewinkelt, rechts
	3.2.	Stück	1024251	1	Abschenkbare Pelottenhalter, 3 cm abgewinkelt, links
	3.1.	Stück	1018773	1	Abschenkbare Pelottenhalter, 5,4 cm abgewinkelt, rechts
	3.2.	Stück	1018772	1	Abschenkbare Pelottenhalter, 5,4 cm abgewinkelt, links
	4	Stück	1001951	1	Beckenpelottenhalter inkl. Flügelschraube M8x16
	4.1.	Stück	1025551	1	Flügelschraube M8x16
	5	Stück	1026542	1	Winkel für Beckenplatte
	6	Stück	1006004	1	Knieverstellung dreifach inkl. Klemmhebel M6x10
	6.1.	Stück	1005032	1	Klemmhebel M6x10
	7	Stück	1020998	1	Klemmhebel aus Stahl M6x40
	8	Stück	1005222	1	Klappschnalle
	9	Stück	1007576	1	Arretierbolzen/Zugschnäpper Form B

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

9. Beckenplatte

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung



Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission



gerade Pelottenhalter

Code	Für Gr.	a	b	Beckenbreite (f)
1026559	2	12 cm	14 cm	28-45 cm

abgewinkelte Pelottenhalter (3 cm)

Code	Für Gr.	a	b	Beckenbreite (f)
1026559-A30	2	12 cm	14 cm	23-40 cm

abgewinkelte Pelottenhalter (5,4 cm)

Code	Für Gr.	a	b	Beckenbreite (f)
1026559-A54	2	12 cm	14 cm	19-34 cm







Tabelle auf nachfolgender Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

9. Beckenplatte

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

9.3 Beckenplatte mit abschwenkbaren Beckenpelotten

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1026559-ET	2	Beckenplatte durchgehend mit abschwenkbaren Beckenpelotten und geraden Pelottenhaltern komplett inkl. Grundplatte, Halter, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Klappschnallen, Blech, Polster und Bezug
	1	Stück	1026559-A30-ET	2	Beckenplatte durchgehend mit abschwenkbaren Beckenpelotten und abgewinkelten Pelottenhaltern (3 cm) komplett inkl. Grundplatte, Halter, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Klappschnallen, Blech, Polster und Bezug
	1	Stück	1026559-A54-ET	2	Beckenplatte durchgehend mit abschwenkbaren Beckenpelotten und abgewinkelten Pelottenhaltern (5,4 cm) komplett inkl. Grundplatte, Halter, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Klappschnallen, Blech, Polster und Bezug
	1.1.	Stück	1018867	2	Beckenplatte durchgehend für abnehmbare Beckenpelotten inkl. Grundplatte, Blech, Polster - ohne Bezug
	2.1.	Stück	1026880	2	Abschwenkbare Beckenpelotte (12x14 cm) rechts inkl. Polster - ohne Bezug
	2.2.	Stück	1026880	2	Abschwenkbare Beckenpelotte (12x14 cm) links inkl. Polster - ohne Bezug
		Stück	1021536	2	Bezug Beckenplatte
		Stück	1020790	2	Bezug Beckenpelotte rechts
		Stück	1021543	2	Bezug Beckenpelotte links
	3.1.	Stück	1018771	2	Abschwenkbarer Pelottenhalter, gerade, rechts
	3.2.	Stück	1018770	2	Abschwenkbarer Pelottenhalter, gerade, links
	3.1.	Stück	1024250	2	Abschwenkbarer Pelottenhalter, 3 cm abgewinkelt, rechts
	3.2.	Stück	1024251	2	Abschwenkbarer Pelottenhalter, 3 cm abgewinkelt, links
	3.1.	Stück	1018773	2	Abschwenkbarer Pelottenhalter, 5,4 cm abgewinkelt, rechts
	3.2.	Stück	1018772	2	Abschwenkbarer Pelottenhalter, 5,4 cm abgewinkelt, links
	4	Stück	1001951	2	Beckenpelottenhalter inkl. Flügelschraube M8x16
	4.1.	Stück	1025551	2	Flügelschraube M8x16
	5	Stück	1026542	2	Winkel für Beckenplatte
	6	Stück	1006004	2	Knieverstellung dreifach inkl. Klemmhebel M6x10
	6.1.	Stück	1005032	2	Klemmhebel M6x10
	7	Stück	1020998	2	Klemmhebel aus Stahl M6x40
	8	Stück	1005222	2	Klappschnalle
	9	Stück	1007576	2	Arretierbolzen/Zugschnäpper Form B

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

9. Beckenplatte

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung



Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission



abgewinkelte Pelottenhalter

Code	Für Gr.	a	b	Beckenbreite (f)
1010994-A50	2	19 cm	12 cm	22 - 32 cm

gerade Pelottenhalter

Code	Für Gr.	a	b	Beckenbreite (f)
1010994	2	19 cm	12 cm	32 - 42 cm

Tabelle auf nachfolgender Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

9. Beckenplatte

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

9.4 Beckenplatte mit abschwenkbaren Beckenpelotten						
Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung	
	1	Stück	1010994-ET	2	Beckenplatte durchgehend mit abschwenkbaren Beckenpelotten, gerade Pelottenhalter komplett inkl. Grundplatte, Halterung, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Klappschnallen, Blech, Polster und Bezug	
	1	Stück	1010994-A-ET	2	Beckenplatte durchgehend mit abschwenkbaren Beckenpelotten, abgewinkelte Pelottenhalter komplett inkl. Grundplatte, Aufnahme, Halterung, Klappschnallen, Blech, Polster und Bezug	
	1.1	Stück	1018774	2	Beckenplatte durchgehend für abschwenkbare Beckenpelotten inkl. Grundplatte, Blech, Polster - ohne Bezug	
	2.1	Stück	1018769-B	2	Abschwenkbare Beckenpelotte rechts inkl. Blech und Polster - ohne Bezug	
	2.2	Stück	1018769-B	2	Abschwenkbare Beckenpelotte links inkl. Blech und Polster - ohne Bezug	
		Stück	1021554	2	Bezug Beckenplatte	
		Stück	1021552	2	Bezug Beckenpelotte rechts	
		Stück	1020791	2	Bezug Beckenpelotte links	
	3.1	Stück	1018771	2	Abschwenkbarer Pelottenhalter, gerade, rechts	
	3.2	Stück	1018770	2	Abschwenkbarer Pelottenhalter, gerade, links	
	4.1	Stück	1018773	2	Abschwenkbarer Pelottenhalter, abgewinkelt, rechts	
	4.2	Stück	1018772	2	Abschwenkbarer Pelottenhalter abgewinkelt, links	
	5	Stück	1000138	2	Pelottenhalter gerade	
	6	Stück	1008652	2	Pelottenhalter abgewinkelt, 50 mm	
	7	Stück	1008669	2	Beckenpelottenhalter Gr. 2 inkl. Miniwing M8x15	
	8	Stück	1000370	2	Klemmverstellung inkl. Klemmhebel M8x15	
	9	Stück	1005054	2	Miniwing M8x15	
	10	Stück	1014668	2	Klemmhebel M8x15	
	11	Stück	1005222	2	Klappschnalle	
	12	Stück	1007576	2	Arretierbolzen/Zugschnäpper Form B	

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, **Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com**

10. Beinauflage

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission



Weitere Tabelle auf der nachfolgenden Seite.

10.1 Beinauflage rechts					
Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1.1	Stück	1009015	1	Beinauflage Holz, rechts oben inkl. Eindrehmuttern
	1.1	Stück	1001843	2	Beinauflage Holz, rechts oben inkl. Eindrehmuttern
	1.2	Stück	1001806	1	Beinauflage Holz, rechts Mitte inkl. Eindrehmuttern
	1.2	Stück	1001845	2	Beinauflage Holz, rechts Mitte inkl. Eindrehmuttern
	1.3	Stück	1009010	1	Beinauflage Holz, rechts unten inkl. Eindrehmuttern
	1.3	Stück	1001847	2	Beinauflage Holz, rechts unten inkl. Eindrehmuttern

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

10. Beinauflage

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

10.1 Beinauflage rechts					
Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	2.1	Stück	1001817	1	Polster Beinauflage, rechts oben
	2.1	Stück	1001860	2	Polster Beinauflage, rechts oben
	2.2	Stück	1001818	1	Polster Beinauflage, rechts Mitte
	2.2	Stück	1001861	2	Polster Beinauflage, rechts Mitte
	2.3	Stück	1001819	1	Polster Beinauflage, rechts unten
	2.3	Stück	1001862	2	Polster Beinauflage, rechts unten
		Stück	1022466	1	Bezug Beinauflage, rechts oben
		Stück	1022457	2	Bezug Beinauflage, rechts oben
		Stück	1022468	1	Bezug Beinauflage, rechts Mitte
		Stück	1022460	2	Bezug Beinauflage, rechts Mitte
		Stück	1021525	1	Bezug Beinauflage, rechts unten
		Stück	1022462	2	Bezug Beinauflage, rechts unten
	3	Stück	1018870	1/2	Halter für Bein ohne Abduktion, rechts oben - inkl. Schraubenmaterial
	3.1	Stück	1018872	1/2	Halter für Bein ohne Abduktion, rechts unten - inkl. Schraubenmaterial
	3.2	Stück	1025327	1/2	Halter für Bein mit Abduktion, rechts oben - inkl. Schraubenmaterial
	3.3	Stück	1018874	1/2	Halter für Bein mit Abduktion, rechts unten - inkl. Schraubenmaterial
	4	Stück	1008710	1/2	Fußwinkelaufnahme inkl. Flügelschraube
	5	Stück	1001790	1/2	Verbindungsplatte
		Paar	1024468-P	1	Beinführung winkelverstellbar, komplett - inklusive Beinauflagen (Rechts und links, ohne Bezug und Polster), Scharniere und Kniewinkelverstellung montiert und Befestigungsmaterial*
		Paar	1025489-P	2	Beinführung winkelverstellbar, komplett - inklusive Beinauflagen (Rechts und links, ohne Bezug und Polster), Scharniere und Kniewinkelverstellung montiert und Befestigungsmaterial
	6	Paar	1024928	1/2	Winkelverstellung - ohne Beinauflagen - inkl. Kniewinkelverstellung, Scharniere sowie Schrauben- und Befestigungsmaterial
		Paar	1024469-P	1	Abduktionsverstellung komplett - inklusive Beinauflagen (rechts und links, ohne Bezug und Polster), Beinteil mit Abduktion (Zahnsegment) und Befestigungsmaterial
		Paar	1025490-P	2	Abduktionsverstellung komplett - inklusive Beinauflagen (rechts und links, ohne Bezug und Polster), Beinteil mit Abduktion (Zahnsegment) und Befestigungsmaterial
	7	Stück	1008649	1/2	Lasche für Standardbein ohne Beinführung winkelverstellbar
	8	Stück	1007657	1/2	Flügelschraube M8x15

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

10. Beinauflage

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission



Weitere Tabelle auf der nachfolgenden Seite.

10.1 Beinauflage links

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1.1	Stück	1009013	1	Beinauflage Holz, links oben inkl. Eindrehmuttern
	1.1	Stück	1001844	2	Beinauflage Holz, links oben inkl. Eindrehmuttern
	1.2	Stück	1001807	1	Beinauflage Holz, links Mitte inkl. Eindrehmuttern
	1.2	Stück	1001846	2	Beinauflage Holz, links Mitte inkl. Eindrehmuttern
	1.3	Stück	1009008	1	Beinauflage Holz, links unten inkl. Eindrehmuttern
	1.3	Stück	1001848	2	Beinauflage Holz, links unten inkl. Eindrehmuttern
	2.1	Stück	1001817	1	Polster Beinauflage, links oben
	2.1	Stück	1001860	2	Polster Beinauflage, links oben
	2.2	Stück	1001818	1	Polster Beinauflage, links Mitte
	2.2	Stück	1001861	2	Polster Beinauflage, links Mitte
	2.3	Stück	1001819	1	Polster Beinauflage, links unten
	2.3	Stück	1001862	2	Polster Beinauflage, links unten

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

10. Beinauflage

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

10.1 Beinauflage links					
Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
		Stück	1022467	1	Bezug Beinauflage, links oben
		Stück	1022458	2	Bezug Beinauflage, links oben
		Stück	1022469	1	Bezug Beinauflage, links Mitte
		Stück	1022461	2	Bezug Beinauflage, links Mitte
		Stück	1021526	1	Bezug Beinauflage, links unten
		Stück	1022463	2	Bezug Beinauflage, links unten
	3	Stück	1018869	1/2	Halter für Bein ohne Abduktion, links oben - inkl. Schraubenmaterial
	3.1	Stück	1018871	1/2	Halter für Bein ohne Abduktion, links unten - inkl. Schraubenmaterial
	3.2	Stück	1025326	1/2	Halter für Bein mit Abduktion, links oben - inkl. Schraubenmaterial
	3.3	Stück	1018873	1/2	Halter für Bein mit Abduktion, links unten - inkl. Schraubenmaterial
	4	Stück	1008710	1/2	Fußwinkelaufnahme inkl. Flügelschraube
	5	Stück	1001790	1/2	Verbindungsplatte
		Paar	1024468-P	1	Beinführung winkelverstellbar, komplett - inklusive Beinauflagen (Rechts und links, ohne Bezug und Polster), Scharniere und Kniewinkelverstellung montiert und Befestigungsmaterial
		Paar	1025489-P	2	Beinführung winkelverstellbar, komplett - inklusive Beinauflagen (Rechts und links, ohne Bezug und Polster), Scharniere und Kniewinkelverstellung montiert und Befestigungsmaterial
		Paar	1025489-ET	2	Beinführung winkelverstellbar, komplett
		Paar	1024928	1/2	Winkelverstellung - ohne Beinauflagen - inkl. Kniewinkelverstellung, Scharniere sowie Schrauben- und Befestigungsmaterial
		Paar	1024469-ET	1	Abduktionsverstellung komplett - inklusive Beinauflagen (rechts und links, ohne Bezug und Polster), Beinteil mit Abduktion (Zahnsegment) und Befestigungsmaterial
		Paar	1025490-ET	2	Abduktionsverstellung komplett - inklusive Beinauflagen (rechts und links, ohne Bezug und Polster), Beinteil mit Abduktion (Zahnsegment) und Befestigungsmaterial
	7	Stück	1008649	1/2	Lasche für Standardbein ohne Beinführung winkelverstellbar
	8	Stück	1007657	1/2	Flügelschraube M8x15

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

11. Kniepelotten

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung



Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission



Kniepelotten				
Code	Breite (e)	Polsterdicke	Höhe (H)	Tiefe (T)
1023532-6-2	5-6cm	2cm	9 cm	5 cm
1023532-7-3	7-8cm	3 cm	9,5 cm	6,5 cm
1023532-9-3	9cm	3 cm	11 cm	7 cm

Table auf nachfolgender Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

11. Kniepelotten

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

11. Kniepelotten					
Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1.1	Stück	1001781	1/2	Kniebogen Standard, 320x180 mm
	1.2	Stück	1008670	2	Kniebogen Abduktion, 320x230 mm
	2.1	Stück	1001961	1	Kniepelottenhalter, rechts inkl. Befestigungsmaterial
	2.1	Stück	1007874	2	Kniepelottenhalter, rechts inkl. Befestigungsmaterial
	2.2	Stück	1007220	1	Kniepelottenhalter, links inkl. Befestigungsmaterial
	2.2	Stück	1007868	2	Kniepelottenhalter, links inkl. Befestigungsmaterial
	3	Stück	1006004	1/2	Knieverstellung dreifach inkl. Klemmhebel
	4	Stück	1025432-6-2	1/2	Kniepelotte Standard für Kniebreite 6 cm, rechts/links inkl. Blech, Polster, Bezug, Anschraubbolzen Knieverstellung dreifach und Klemmhebel
	4	Stück	1025432-7-1	1/2	Kniepelotte Standard für Kniebreite 7 cm, rechts/links inkl. Blech, Polster, Bezug, Anschraubbolzen Knieverstellung dreifach und Klemmhebel
	4	Stück	1025432-7-3	1/2	Kniepelotte Standard für Kniebreite 7+8 cm, rechts/links inkl. Blech, Polster, Bezug, Anschraubbolzen Knieverstellung dreifach u. Klemmhebel
	4	Stück	1025432-9-3	2	Kniepelotte Standard für Kniebreite 9 cm, rechts/links inkl. Blech, Polster, Bezug, Anschraubbolzen Knieverstellung dreifach und Klemmhebel
		Stück	1014733	1/2	Bezug Kniepelotte Standard für Kniebreite 6 cm
		Stück	1018296	1/2	Bezug Kniepelotte Standard für Kniebreite 7 cm
		Stück	1014734	1/2	Bezug Kniepelotte Standard für Kniebreite 7+8 cm
		Stück	1014736	1/2	Bezug Kniepelotte Standard für Kniebreite 9 cm
	5	Stück	1018782	1/2	Kniepelotte anatomisch 8 cm, rechts/links inkl. Polster, Bezug, Anschraubbolzen und Knieverstellung dreifach inkl. Klemmhebel
	5	Stück	1018784	1/2	Kniepelotte anatomisch 11,5 cm, rechts/links inkl. Polster, Bezug, Anschraubbolzen und Knieverstellung dreifach inkl. Klemmhebel
		Satz	1023254	1/2	Bezug für anatomische Kniepelotten 8 cm
		Satz	1026795	1/2	Bezug für anatomische Kniepelotten 11,5 cm
	6	Satz	1018713-ET	1/2	4x Abpolsterung für Drehgelenke der anatomischen Kniepelotten (Stoff: Schwarz Neopren) Hinweis: Es werden 2 Stück pro Seite benötigt!
	7	Stück	1005054	1/2	Miniwing M8x15
	8	Stück	1005032	1/2	Klemmhebel M6x10
	9	Stück	1018399	1/2	Klemmhebel M8x12
	10	Paar	1023378-ET	1/2	Anschlag (Stelling) für Knievertiefungsverstellung KIT

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

12. Fußplatten

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission



12. Fußplatten

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1.1	Stück	1007199	1/2	Fußwinkel Standard (schräg,) links
	1.2	Stück	1007198	1/2	Fußwinkel Standard (schräg,) rechts
	2.1	Stück	1007876	1	Fußplatte Standard, rechts
	2.1	Stück	1001841	2	Fußplatte Standard, rechts
	2.2	Stück	1001802	1	Fußplatte Standard, links
	2.2	Stück	1001842	2	Fußplatte Standard, links
	3	Stück	1009420-ET	1/2	Unihalter
	4	Paar	1022320-ET	1/2	Kugelgelenke dreidimensional verstellbar (Kugelgelenke und Aufnahme für Fußplatte)
	5.1	Stück	1004399	1/2	Fußschale verschraubbar Gr. 1, rechts inkl. Mutter und Scheibe
	5.2	Stück	1004398	1/2	Fußschale verschraubbar Gr. 1, links inkl. Mutter und Scheibe
	6	Stück	1014395-ET	1/2	Fußriemen, lang

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

13. Begurtung

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 1 und 2

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung



Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission



Begurtung					
Gr.	Code	a	b	c	Farbe
1	1008880	14,5 cm	27,5 cm	19 cm	Neopren schwarz
1	1008880	14,5 cm	27,5 cm	19 cm	Bezugsfarbe
2	1008883	18,5 cm	36 cm	21 cm	Neopren schwarz
2	1008883	18,5 cm	36 cm	21 cm	Bezugsfarbe

Pelvi.Loc Beckengurt		
Gr.	Beckenbreite	Code
XS	16 - 24 cm	E910752-1
S	20 - 32 cm	E910249-1
M	30 - 40 cm	E910819-1
L	36 - 46 cm	E910248-1

13. Begurtung

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1008880-1	1	Leibchen Gr. 1 in Bezugsfarbe
	1	Stück	1008880	1	Leibchen Gr. 1 in schwarz Neopren
	1	Stück	1008883-1	2	Leibchen Gr. 2 männlich in Bezugsfarbe
	1	Stück	1008883	2	Leibchen Gr. 2 männlich in schwarz Neopren
	1	Stück	1008876-1	2	Leibchen Gr. 2 weiblich in Bezugsfarbe
	1	Stück	1008876	2	Leibchen Gr. 2 weiblich in schwarz Neopren
	2	Stück	E910752-1	1/2	Pelvi.Loc. Beckengurt Gr. XS für Beckenbreite 16-24 cm
	2	Stück	E910249-1	1/2	Pelvi.Loc. Beckengurt Gr. S für Beckenbreite 20-32 cm
	2	Stück	E910819-1	1/2	Pelvi.Loc. Beckengurt Gr. M für Beckenbreite 30-40 cm
	2	Stück	E910248-1	1/2	Pelvi.Loc. Beckengurt Gr. L für Beckenbreite 36-46 cm

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

