

Sitzschalenfahrgestell Sunny und Sunny Swing

Betreiber

Produkt

Seriennummer

Wartungsintervall

12 Monate

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
1	Rahmen	Rahmen, gerade						
		Rahmen, abduziert						
		Langer Rahmen						
		Ankippbügel						
		Feststellbremsen/Kniehebelbremsen						
		Bremshebelverlängerung						
		Lenkräder mit Radgabeln und Castorbuchsen						
		Lenkradstop						
		Antriebsräder mit Trommelbremsträger und Handbremsgriffen						
		Steckachsen						
		Speichenschutz						
		Radschutz						
		Sitzkipfung mit Gasfeder						
		Kraftknotensystem						
Halterung für scala/viamobil								
Kippsicherung scalamobil								
2	Sitzbereich	Sitzplatte						
		Trapezadapter						
		Fußbankaufnahme						
3	Rückenbereich	Rückenverstellung mechanisch						
		Rückenverstellung mit Gasfeder						
		Schiebebogen, höhen- und winkelverstellbar						
		Schiebegriffe						
		Rückenbefestigung mit geteiltem, festem Winkel						
		Rückenbefestigung mit geteiltem, verstellbarem Winkel						
Armlehnen Standard								
Armlehnen Comfort								

Sitzschalenfahrgestell Sunny und Sunny Swing

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
4	Fußbereich	Fußbank durchgehend						
		Fußbank, geteilt						
		Fußwinkel verstellbar						
		Hochklappmechanik						
		Fersenkante						
		Wadenpolster, durchgehend						
		Wadenpolster geteilt						
		Beinführung hochschwenkbar, Standardausführung						
		Beinführung hochschwenkbar, Spezialausführung						
		Fersenkante für Beinführung hochschwenkbar						
		Abschwenkbare Fußbank, gerader Rahmen Sunny Swing						
		Abschwenkbare Fußbank, abduzierter Rahmen Sunny Swing						

Notizen für etwaige Reparaturen und weitere Instandsetzungen:

Inspektion durchgeführt am

Inspektion durchgeführt durch

Unterschrift