



Heidelberger Liegebär

Lasse



Heidelberger Liegebär Lasse



Horizontale u. vertikale Höheneinstellung

Der höheneinstellbare Lasse 2020 ist für ein Stehen auf Augenhöhe vertikal absenkbar. Horizontal ermöglicht die variable Transferhöhe von 62 bis 82 cm eine stressfreie Positionierung mit maximaler Sicherheit. Die Höheneinstellung ist mittels Gasfeder oder elektrisch möglich.



Neigungsverstellung

Das Rückenliegebrett ist in der Neigung von 0° bis 90° einstellbar.




Abduktionsverstellung

Für abduziertes Stehtraining bis 25 Grad verstellbar



Beinführung Winkelverstellbar

Anpassung der Beinauflagen auf etwaige Kontrakturen



Winkelmesser

Kinderleicht können Sie die Gradzahl am Winkelmesser ablesen und somit sehen, wie weit Sie Ihren Patienten aufgerichtet haben. Gleichzeitig haben sie die Kontrolle, medizinisch bzw. therapeutisch festgelegte Werte nicht zu überschreiten.

GMFCS
Level
IV - V

6 Größen

Max.
130 kg

0,65 m -
2,00 m

6 Bezugs-
farben

22 Gestell-
farben

Gr. Mini, 1 und 2 HMV-Nr. 28.29.02.1048
Gr. 3, 4 und 5 HMV-Nr. 28.29.02.1049

Jahrzehntelange
Erfahrung im Bereich
Stehen in Rückenlage
mit dem tausendfach
bewährten ORIGINAL...

... mit hochwertigen
Trevira® CS, Microfaser
oder Kunstleder
Bezügen¹...

... vertikal
absenkbar...

... und horizontal mit
einer um bis zu 28 cm
variierbaren Transfer-
höhe.²



Kleinstkinder



Kinder



Jugendliche



Erwachsene

Produktseite



Anpassbogen
Lasse Mini



Anpassbogen
Lasse 1-2



¹Bezugsvarianten siehe Rückseite. ²Bei Größe 5.

Gestellfarben für Liegebär Lasse



Stoffe für Liegebär Lasse



¹Stoffvarianten für Größe Mini-4; ²Stoffvarianten für Größe 5
Weitere Farben auf Anfrage möglich, diese sind allerdings vom Umtausch ausgeschlossen.

Farbdarstellungen der Gestell- und Stofffarben können vom Original abweichen. Die Abbildungen können Sonderausstattungen oder optionale Extras zeigen, die nicht zum standardmäßigen Lieferumfang gehören. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 09/24