

Noah Hi-Lo Base

operator

Product

serial number

Scheduled maintenance intervals

--

--

12 months

Item	Assembly		Settings & functions		Damage & deformation		Screw connections	
			without defects	with defects	without defects	with defects	without defects	with defects
1	Frame	Base frame and lever mechanism						
		Transport castors and parking brake						
		Tilt adjustment with gas pressure spring						
		Height adjustment by E-drive / gas spring / foot pump						
		Plug connections (optional)						
		Enclosures for electrical components and cable lines (optional)						
		Fastening/clamping elements						
		Bowden cables and release levers						
		Battery (optional)						
		Hand control (optional)						
		Mains cable/plug (optional)						
		E-drive (optional)						
		Wheelbase extension (optional)						
		Tilt protection (optional)						
		Drive wheels with mount and quick-release axles (optional)						
		Steering wheels (optional)						
		Drum brakes with brake handles (optional)						
		Additional gas springs (optional)						
		Sliding arch on the frame (optional)						
		Actuating foot lever with hydraulic pump (optional)						
2	Seating area	Seat mount						
		Footrest mounts						
		Trapezoidal adapter (optional)						
		Sliding bar on the seat plate						

Item	Assembly		Settings & functions		Damage & deformation		Screw connections	
			without defects	with defects	without defects	with defects	without defects	with defects
		Handlebar cover						
3	Back area (optional)	Back with/without sliding arch						
		Handlebar cover						
		Backrest attachment for seat shell with fixed/adjustable angle						
		Armrests Standard / Comfort						
		Armrest cushion						
4	Therapy table (optional)	Brackets						
		Wooden parts						
		Fastening/clamping elements						
5	Foot area (optional)	Knee angles						
		Footrest, split						
		Footrest, continuous						
		Pointed foot correction						
		Footrest holder „fold-up mechanism“						
		Footrest holder with adjustable foot angles						
		Calf pad (divided / continuous)						
		Footrest pad (split / continuous)						

Notes for any repairs and further maintenance:

Inspection carried out on

Inspection carried out by

Signature

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraub- verbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
		Fußschalen inkl. Fußriemen						

Notizen für etwaige Reparaturen und weitere Instandsetzungen:

Inspektion durchgeführt am

Inspektion durchgeführt durch

Unterschrift