

Information zu Wiedereinsätzen REHATEC®

Stand Dezember 2022

Stehgeräte			
Produkt	Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:	Für den Wiedereinsatz geeignet ab Seriennummer*	Bemerkungen
Heidelberger Stehgerät Standard Gr. 1 (108), Art.-Nr. 1004287 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1018 ohne Rollen 28.29.01.0014	10 Jahre	20013573	<ul style="list-style-type: none"> • Änderung Tischplatte ab 2009 • Änderung Tischumrandung ab SN 20014686 (05/2014)
Heidelberger Stehgerät Standard Gr. 2 (102), Art.-Nr. 1017707 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1017 ohne Rollen 28.29.01.0013	10 Jahre	20013570	<ul style="list-style-type: none"> • Änderung Tischplatte ab 2009 • Änderung Tischumrandung ab SN 20014686 (05/2014)
Heidelberger Stehgerät Standard Gr. 3 (101), Art.-Nr. 1017350 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1016 ohne Rollen 28.29.01.0012	10 Jahre	20013572	<ul style="list-style-type: none"> • Ab 200153100 kann auf Impuls umgerüstet werden (ohne Mulde) • Änderung Tischplatte ab 2009 • Änderung Tischumrandung ab SN 20014686 (05/2014)
Stehgerät Impuls Gr 2 (120) Art.-Nr. 1023647 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1011 ohne Rollen 28.29.01.0010	10 Jahre	20013565	<ul style="list-style-type: none"> • Änderung Tischaufnahme 2010 ab SN 20010469
Stehgerät Impuls Gr. 1 (121) Art.-Nr. 1023677 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1012 ohne Rollen 28.29.01.0011	10 Jahre	20013566	<ul style="list-style-type: none"> • Änderung Tischaufnahme 2010 ab SN 20010513
Stehgerät Jumbo (109) Art.-Nr. 1002015 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1044 ohne Rollen 28.29.01.0030	10 Jahre	20013550	<ul style="list-style-type: none"> • Änderung Pelottenfarben 05 / 2015 • Änderung Gestellfarbe 05 / 2015 • Änderung Tischplatte 2009
Stehgerät Jumbo für Stehorthesen (107.1); Art.-Nr. 1018357 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1039 ohne Rollen 28.29.01.0026	10 Jahre	Produktionsstart 10/2017	—
Stehgerät Benni Gr. 106 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1043 ohne Rollen 28.29.01.0029	10 Jahre	20013219	—
Stehgerät Benni Gr. 1 106.1 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1043 ohne Rollen 28.29.01.0029	10 Jahre	20013545	—
Stehgerät Benni Gr. 1 Art.-Nr. 1022159 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1043 ohne Rollen 28.29.01.0029	10 Jahre	Produktionsstart 2022	—
Stehgerät Benni Gr. 2 Art.-Nr. 1021714 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1043 ohne Rollen 28.29.01.0029	10 Jahre	Produktionsstart 2022	—
Stehgerät Benni light Gr. 1 Art.-Nr. 1022832 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1043 ohne Rollen 28.29.01.0029	10 Jahre	Produktionsstart 2022	—
Stehgerät Benni light Gr. 2 Art.-Nr. 1022840 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1043 ohne Rollen 28.29.01.0029	10 Jahre	Produktionsstart 2022	—

***Geräte mit einer niedrigeren Seriennummer, bzw. bei denen die Produktlebensdauer überschritten ist, dürfen grundsätzlich nicht in den Wiedereinsatz. Gegen eine entsprechende Gebühr kann die Produktlebensdauer nach Einzelprüfungen durch die Firma Rehatec® GmbH verlängert werden. Entscheidend ist der Zustand des Produkts!**

Rehatec® GmbH | In den Kreuzwiesen 35 | 69250 Schönau | Tel.: 06228 9136 0 | Fax: 06228 91 36 99 | www.rehatec.de | info@rehatec.com

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.
Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Information zu Wiedereinsätzen REHATEC®

Stand Dezember 2022

Stehgeräte			
Produkt	Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:	Für den Wiedereinsatz geeignet ab Seriennummer*	Bemerkungen
Stehgerät Speedy Gr. 0 (160) Art.-Nr. 1020477 HMV-Nr.: 28.29.01.3007	8 Jahre	16000324	<ul style="list-style-type: none"> • Änderung Pelottenfarben 05 / 2015 • Änderung Gestellfarbe 05 / 2015 • Änderung Tischplatte 2009
Stehgerät Speedy Gr. 1 (161) Art.-Nr. 1003693 HMV-Nr.: 28.29.01.3007	8 Jahre	16000360	<ul style="list-style-type: none"> • Änderung Pelottenfarben 05 / 2015 • Änderung Gestellfarbe 05 / 2015 • Änderung Tischplatte 2009
Stehgerät Speedy Gr. 2 (162) Art.-Nr. 1003695 HMV-Nr.: 28.29.01.3007	8 Jahre	16000332	<ul style="list-style-type: none"> • Änderung Pelottenfarben 05 / 2015 • Änderung Gestellfarbe 05 / 2015 • Änderung Tischplatte 2009
Stehgerät Speedy Gr. 3 (163) Art.-Nr. 1003694 HMV-Nr.: 28.29.01.3007	8 Jahre	16000361	<ul style="list-style-type: none"> • Änderung Pelottenfarben 05 / 2015 • Änderung Gestellfarbe 05 / 2015 • Änderung Tischplatte 2009
Liegebär Lasse mini (Typ 165-Mini) Art.-Nr. 1018442 HMV-Nr.: 28.29.02.1048	8 Jahre	Produktionsstart 01/2016	—
Liegebär Lasse Gr.1, (Typ 165) Art.-Nr. 1007212 HMV-Nr.: 28.29.02.1048	8 Jahre	L10001616	—
Liegebär Lasse Gr.2, (Typ 166) Art.-Nr. 1007955 HMV-Nr.: 28.29.02.1048	8 Jahre	L10001617	—
Liegebär Lasse Gr.3, (Typ 167) Art.-Nr. 1007563 HMV-Nr.: 28.29.02.1049	8 Jahre	L10001620	<ul style="list-style-type: none"> • Neue Motoren / elektrischer Antrieb ab SN L10001001 • Verstärkte Winkel Seitenführungspelotten ab 11/2022
Liegebär Lasse Gr.3, (Typ 167-G) Art.-Nr. 1020435 HMV-Nr.: 28.29.02.1049	8 Jahre	Produktionsstart 07/2016	• Verstärkte Winkel Seitenführungspelotten ab 11/2022
Liegebär Lasse Gr.4, (Typ 164) Art.-Nr. 1007005 HMV-Nr.: 28.29.02.1049	8 Jahre	L10001622	<ul style="list-style-type: none"> • Neue Motoren / elektrischer Antrieb ab SN L10001001 • Verstärkte Winkel Seitenführungspelotten ab 11/2022
Liegebär Lasse Gr.5 Art.-Nr. 1018966 HMV-Nr.: 28.29.02.1049	5 Jahre	Produktionsstart 11/2018	• Verstärkte Winkel Seitenführungspelotten ab 11/2022
Stehsystem DaVinci Gr. 1 (168) Art.-Nr. 1023802 HMV-Nr.: 28.29.02.1047	6 Jahre	D1000721	Neue Motoren / elektrischer Antrieb ab SN D1000435
Stehsystem DaVinci Gr. 2 (169) Art.-Nr. 1023801 HMV-Nr.: 28.29.02.1047	6 Jahre	D1000722	Neue Motoren / elektrischer Antrieb ab SN D1000435

***Geräte mit einer niedrigeren Seriennummer, bzw. bei denen die Produktlebensdauer überschritten ist, dürfen grundsätzlich nicht in den Wiedereinsatz. Gegen eine entsprechende Gebühr kann die Produktlebensdauer nach Einzelprüfungen durch die Firma Rehatec® GmbH verlängert werden. Entscheidend ist der Zustand des Produkts!**

Rehatec® GmbH | In den Kreuzwiesen 35 | 69250 Schönau | Tel.: 06228 9136 0 | Fax: 06228 91 36 99 | www.rehatec.de | info@rehatec.com

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.
Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Information zu Wiedereinsätzen REHATEC®

Stand Dezember 2022

Sitzschalenfahrgestelle			
Produkt	Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:	Für den Wiedereinsatz geeignet ab Seriennummer*	Bemerkungen
Fahrgestell Mika, Gr. 0 (Typ 300) Art.-Nr. 1023900 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1064 mit Antriebsr. 12" 26.99.01.1019	7 Jahre	S30009048	<ul style="list-style-type: none"> Ab SN S30005346 (10/2008) Distanzblöcke von M6 auf M8 Ab SN S3004665 (07/2011) neue Trommelbremsträger und Radnaben Ab 11/2011 Mika Gr.2+3 langer Rahmen mit doppelter Gasfeder von 200N auf 320N Ab 06/2012 Mika Gr.0+1 Lenkradaufnahme von M6 auf M8 Ab S3004665 Neue Antriebsräder Ab 15.08.16 12"-Bereifung nur noch mit Steckachse
Fahrgestell Mika, Gr. 1 (Typ 301) Art.-Nr. 1023901 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1064 mit Antriebsr. 12" 28.29.01.1019	7 Jahre	S30009057	<ul style="list-style-type: none"> Ab SN S30005346 (10/2008) Distanzblöcke von M6 auf M8 Ab SN S3004665 (07/2011) neue Trommelbremsträger und Radnaben Ab 11/2011 Mika Gr.2+3 langer Rahmen mit doppelter Gasfeder von 200N auf 320N Ab 06/2012 Mika Gr.0+1 Lenkradaufnahme von M6 auf M8 Ab S3004665 Neue Antriebsräder Ab 15.08.16 12"-Bereifung nur noch mit Steckachse
Fahrgestell Mika, Gr. 2 (Typ 302) Art.-Nr. 1023902 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1064 mit Antriebsr. 12" 26.99.01.1019	7 Jahre	S30009055	<ul style="list-style-type: none"> Ab SN S30005346 (10/2008) Distanzblöcke von M6 auf M8 Ab SN S3004665 (07/2011) neue Trommelbremsträger und Radnaben Ab 11/2011 Mika Gr.2+3 langer Rahmen mit doppelter Gasfeder von 200N auf 320N Ab 06/2012 Mika Gr.0+1 Lenkradaufnahme von M6 auf M8 Ab S3004665 Neue Antriebsräder Ab 15.08.16 12"-Bereifung nur noch mit Steckachse
Fahrgestell Mika, Gr. 3 (Typ 303) Art.-Nr. 1023903 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1064 mit Antriebsr. 12" 26.99.01.1019	7 Jahre	S30009056	<ul style="list-style-type: none"> Ab SN S30005346 (10/2008) Distanzblöcke von M6 auf M8 Ab SN S3004665 (07/2011) neue Trommelbremsträger und Radnaben Ab 11/2011 Mika Gr.2+3 langer Rahmen mit doppelter Gasfeder von 200N auf 320N Ab 06/2012 Mika Gr.0+1 Lenkradaufnahme von M6 auf M8 Ab S3004665 Neue Antriebsräder Ab 15.08.16 12"-Bereifung nur noch mit Steckachse
Fahrgestell Sunny Swing, Gr. 2 Art.-Nr. 1023898 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1065 mit Antriebsr. 12" 26.99.01.1025	7 Jahre	Produktionsstart 05/2016	<ul style="list-style-type: none"> Ab SN S203419 (10/2008) Distanzblöcke von M6 auf M8 Ab SN S203219 (07/2011) neue Trommelbremsträger und Radnaben Produktionsende 10/2016 Ab S203219 Neue Antriebsräder Ab 15.08.16 12"-Bereifung nur noch mit Steckachse
Fahrgestell Sunny Swing, Gr. 3 Art.-Nr. 1023899 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1065 mit Antriebsr. 12" 26.99.01.1025	7 Jahre	Produktionsstart 05/2016	<ul style="list-style-type: none"> Ab SN S203419 (10/2008) Distanzblöcke von M6 auf M8 Ab SN S203219 (07/2011) neue Trommelbremsträger und Radnaben Produktionsende 10/2016 Ab S203219 Neue Antriebsräder Ab 15.08.16 12"-Bereifung nur noch mit Steckachse
Fahrgestell Sunny, Gr. 2 (Typ 311) Art.-Nr. 1023895 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1065 mit Antriebsr. 12" 26.99.01.1025	7 Jahre	S204823	<ul style="list-style-type: none"> Ab SN S203419 (10/2008) Distanzblöcke von M6 auf M8 Ab SN S203219 (07/2011) neue Trommelbremsträger und Radnaben Ab S203219 Neue Antriebsräder Ab 15.08.16 12"-Bereifung nur noch mit Steckachse
Fahrgestell Sunny, Gr. 3 (Typ 312) Art.-Nr. 1023897 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1065 mit Antriebsr. 12" 26.99.01.1025	7 Jahre	S204826	<ul style="list-style-type: none"> Ab SN S203419 (10/2008) Distanzblöcke von M6 auf M8 Ab SN S203219 (07/2011) neue Trommelbremsträger und Radnaben Ab S203219 Neue Antriebsräder Ab 15.08.16 12"-Bereifung nur noch mit Steckachse

***Geräte mit einer niedrigeren Seriennummer, bzw. bei denen die Produktlebensdauer überschritten ist, dürfen grundsätzlich nicht in den Wiedereinsatz. Gegen eine entsprechende Gebühr kann die Produktlebensdauer nach Einzelprüfungen durch die Firma Rehatec® GmbH verlängert werden. Entscheidend ist der Zustand des Produkts!**

Rehatec® GmbH | In den Kreuzwiesen 35 | 69250 Schönau | Tel.: 06228 9136 0 | Fax: 06228 91 36 99 | www.rehatec.de | info@rehatec.com

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten.
 Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.
 Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Information zu Wiedereinsätzen REHATEC®

Stand Dezember 2022

Sitzschalenfahrgestelle			
Produkt	Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:	Für den Wiedereinsatz geeignet ab Seriennummer*	Bemerkungen
Fahrgestell Galileo Gr. Mini, Art.-Nr. 1015911 ^(1,3,5) , 1018668 ^(1,3,6) HMV-Nr. m. Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 11/2016	• Ab SN G5002392 (02/2021) neuer Radschutz
Fahrgestell Galileo Gr. 0, Art.-Nr. 1015912 ^(1,3,5) , 1018669 ^(1,3,6) HMV-Nr. m. Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 11/2016	• Ab SN G5002392 (02/2021) neuer Radschutz
Fahrgestell Galileo Gr. 1, Art.-Nr. 1015913 ^(1,3,5) , 1018670 ^(1,3,6) HMV-Nr. m. Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 11/2016	• Ab SN G5002392 (02/2021) neuer Radschutz
Fahrgestell Galileo Gr. 2 kurz, Art.-Nr. 1015810 ^(1,3,5) , 1018671 ^(1,3,6) HMV-Nr. m. Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 11/2016	• Ab SN G5002392 (02/2021) neuer Radschutz
Fahrgestell Galileo Gr. 2 lang, Art.-Nr. 1015919 ^(1,3,5) , 1018672 ^(1,3,6) , 1017182 ^(2,3,5) , 1018683 ^(2,3,6) HMV-Nr. m. Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 11/2016	• Ab SN G5002392 (02/2021) neuer Radschutz
Fahrgestell Galileo Gr. 3, Art.-Nr. 1015920 ^(1,3,5) , 1015917 ^(1,4,5) , 1017251 ^(2,3,5) , 1017253 ^(2,4,5) , 1018673 ^(1,3,6) , 1018675 ^(1,4,6) , 1018684 ^(2,3,6) , 1018686 ^(2,4,5) HMV-Nr. m. Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 11/2016	• Ab SN G5002392 (02/2021) neuer Radschutz
Fahrgestell Galileo Gr. 4, Art.-Nr. 1016462 ^(1,3,5) , 1015918 ^(1,4,5) , 1017252 ^(2,3,5) , 1017254 ^(2,4,5) , 1018674 ^(1,3,6) , 1018676 ^(1,4,6) , 1018685 ^(2,3,6) , 1018687 ^(2,4,5) HMV-Nr. m. Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 11/2016	• Ab SN G5002392 (02/2021) neuer Radschutz
Fahrgestell Galileo Gr. 5, Art.-Nr. 1015827 ^(1,4,5) , 1017255 ^(2,4,5) , 1018677 ^(1,4,6) , 1018688 ^(2,4,5) HMV-Nr. m. Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 11/2016	• Ab SN G5002392 (02/2021) neuer Radschutz
Fahrgestell Galileo Gr. 6 Art.-Nr. 1017800 ^(2,4,5) , 1018689 ^(2,4,5) HMV-Nr. m. Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 06/2017	• Ab SN G5002392 (02/2021) neuer Radschutz

⁽¹⁾ Standard Rahmen ⁽²⁾ Geschlossener Rahmen ⁽³⁾ einfache Gasdruckfeder ⁽⁴⁾ doppelte Gasfeder ⁽⁵⁾ Radsturz 2 Grad ⁽⁶⁾ Radsturz 0 Grad

***Geräte mit einer niedrigeren Seriennummer, bzw. bei denen die Produktlebensdauer überschritten ist, dürfen grundsätzlich nicht in den Wiedereinsatz. Gegen eine entsprechende Gebühr kann die Produktlebensdauer nach Einzelprüfungen durch die Firma Rehatec® GmbH verlängert werden. Entscheidend ist der Zustand des Produkts!**

Rehatec® GmbH | In den Kreuzwiesen 35 | 69250 Schönau | Tel.: 06228 9136 0 | Fax: 06228 91 36 99 | www.rehatec.de | info@rehatec.com

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.
Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Information zu Wiedereinsätzen REHATEC®

Stand Dezember 2022

Sitzsysteme			
Produkt	Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:	Für den Wiedereinsatz geeignet ab Seriennummer*	Bemerkungen
Therapiestuhl Nele Classic Gr. 0 Art.-Nr. 1010249 HMV-Nr.: 26.11.05.0037	7 Jahre	NE1000792	<ul style="list-style-type: none"> • Ab (NE1000976) 01/2016 neue Armlehnenhalterung • Produktionsende 04/2020
Therapiestuhl Nele Classic Gr. 1 Art.-Nr. 1010251 HMV-Nr.: 26.11.05.0037	7 Jahre	NE1000793	<ul style="list-style-type: none"> • Ab (NE1000976) 01/2016 neue Armlehnenhalterung • Produktionsende 04/2020
Therapiestuhl Nele Classic Gr. 2 Art.-Nr. 1011748 HMV-Nr.: 26.11.05.0037	7 Jahre	NE1000794	<ul style="list-style-type: none"> • Ab (NE1000976) 01/2016 neue Armlehnenhalterung • Produktionsende 04/2020
Therapiestuhl Nele Gr. 0 Art.-Nr. 1010151 HMV-Nr.: 26.11.05.0042	7 Jahre	NE1000792	<ul style="list-style-type: none"> • 2015 Änderung Fußauslösung in Handauslösung • Ab (NE1000976) 01/2016 neue Armlehnenhalterung • Produktionsende 02/2020
Therapiestuhl Nele Gr. 1 Art.-Nr. 1010173 HMV-Nr.: 26.11.05.0042	7 Jahre	NE1000793	<ul style="list-style-type: none"> • 2015 Änderung Fußauslösung in Handauslösung • Ab (NE1000976) 01/2016 neue Armlehnenhalterung • Produktionsende 02/2020
Therapiestuhl Nele Gr. 2 Art.-Nr. 1009604 HMV-Nr.: 26.11.05.0042	7 Jahre	NE1000794	<ul style="list-style-type: none"> • 2015 Änderung Fußauslösung in Handauslösung • Ab (NE1000976) 01/2016 neue Armlehnenhalterung • Produktionsende 02/2020
Therapiestuhl Nele Classic Modell 2020, Gr. 0 Art.-Nr. 1010249 HMV-Nr.: 26.11.05.0037	7 Jahre	Produktionsstart 04/2020	—
Therapiestuhl Nele Classic Modell 2020, Gr. 1 Art.-Nr. 1010251 HMV-Nr.: 26.11.05.0037	7 Jahre	Produktionsstart 04/2020	—
Therapiestuhl Nele Classic Modell 2020, Gr. 2 Art.-Nr. 1011748 HMV-Nr.: 26.11.05.0037	7 Jahre	Produktionsstart 04/2020	—
Therapiestuhl Nele Modell 2020, Gr. 0, Art.-Nr. 1020886 HMV-Nr.: 26.11.05.0042	7 Jahre	Produktionsstart 02/2020	—
Therapiestuhl Nele Modell 2020, Gr. 1, Art.-Nr. 1020844 HMV-Nr.: 26.11.05.0042	7 Jahre	Produktionsstart 02/2020	—
Therapiestuhl Nele Modell 2020, Gr. 2, Art.-Nr. 1021470 HMV-Nr.: 26.11.05.0042	7 Jahre	Produktionsstart 02/2020	—

***Geräte mit einer niedrigeren Seriennummer, bzw. bei denen die Produktlebensdauer überschritten ist, dürfen grundsätzlich nicht in den Wiedereinsatz. Gegen eine entsprechende Gebühr kann die Produktlebensdauer nach Einzelprüfungen durch die Firma Rehatec® GmbH verlängert werden. Entscheidend ist der Zustand des Produkts!**

Rehatec® GmbH | In den Kreuzwiesen 35 | 69250 Schönau | Tel.: 06228 9136 0 | Fax: 06228 91 36 99 | www.rehatec.de | info@rehatec.com

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.
Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Information zu Wiedereinsätzen REHATEC®

Stand Dezember 2022

Zimmeruntergestelle			
Produkt	Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:	Für den Wiedereinsatz geeignet ab Seriennummer*	Bemerkungen
Zimmeruntergestell Noah Modell 2020 Gr.1, Art.-Nr. 1020544 HMV-Nr.: 26.99.01.0033	7 Jahre	Produktionsstart 02/2020	—
Zimmeruntergestell Noah Modell 2020 Gr.2, Art.-Nr. 1020924 HMV-Nr.: 26.99.01.0033	7 Jahre	Produktionsstart 02/2020	—
Zimmeruntergestell Nick Modell 2020 Gr 1, Art.-Nr. 1021899 HMV-Nr.: 26.99.01.0014	7 Jahre	Produktionsstart 02/2020	—
Zimmeruntergestell Nick Modell 2020 Gr 2, Art.-Nr. 1021900 HMV-Nr.: 26.99.01.0014	7 Jahre	Produktionsstart 02/2020	—
Zimmeruntergestell Nick Modell 2020 Gr 3, Art.-Nr. 1021901 HMV-Nr.: 26.99.01.0014	7 Jahre	Produktionsstart 02/2020	—

Nicht mehr für den Wiedereinsatz geeignet			
Produkt	Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:	Nicht mehr für den Wiedereinsatz geeignet bis zur Seriennummer*	Bemerkungen
Lauftrainer Kimi HMV-Nr.: 10.46.02.3022 mit Support-Sys. 10.46.02.3022 ohne Support-Sys. 10.46.02.3023	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Liegebrett Terry	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Nils HMV-Nr.: 18.99.01.2058	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Nils Jogger HMV-Nr.: 18.99.01.2057	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Tim HMV-Nr.: 18.99.01.1010	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
ZUG 260 HMV-Nr.: 26.99.01.0031	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
ZUG 270	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
ZUG 265 HMV-Nr.: 26.99.01.0031	5 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
ZUG 275	5 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
ZUG Delfin 281 HMV-Nr.: 26.99.01.0015	5 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Nur noch Transportrollen und Gasfedern lieferbar

***Geräte mit einer niedrigeren Seriennummer, bzw. bei denen die Produktlebensdauer überschritten ist, dürfen grundsätzlich nicht in den Wiedereinsatz. Gegen eine entsprechende Gebühr kann die Produktlebensdauer nach Einzelprüfungen durch die Firma Rehatec® GmbH verlängert werden. Entscheidend ist der Zustand des Produkts!**

Rehatec® GmbH | In den Kreuzwiesen 35 | 69250 Schönau | Tel.: 06228 9136 0 | Fax: 06228 91 36 99 | www.rehatec.de | info@rehatec.com

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.
Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Information zu Wiedereinsätzen REHATEC®

Stand Dezember 2022

Nicht mehr für den Wiedereinsatz geeignet				
ZUG Delfin 280 HMV-Nr.: 26.99.01.0015	—	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
ZUG Delfin 2800005 HMV-Nr.: 26.99.01.0015	—	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
ZUG 219 Biene/Mond HMV-Nr.: 26.99.01.0014	—	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Nur noch Transportrollen lieferbar
Gerdi 130 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.02.1030 ohne Rollen 28.29.02.0009	5 Jahre	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Gerdi 140 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.02.1031 ohne Rollen 28.29.02.0010	5 Jahre	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Gerdi 150	5 Jahre	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Stehgerät schrägverstellbar 103 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.02.1011 ohne Rollen 28.29.02.0003	5 Jahre	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Stehgerät schrägverstellbar 104 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.02.1012 ohne Rollen 28.29.02.0004	5 Jahre	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Stehgerät schrägverstellbar 105 HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.02.1013 ohne Rollen 28.29.02.0005	—	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Fahrgestell Leonardo, Typ 410 HMV-Nr.: 26.99.01.3019	7 Jahre	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Fahrgestell Leonardo, Typ 411 HMV-Nr.: 26.99.01.3019	7 Jahre	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Fahrgestell Leonardo, Typ 412 HMV-Nr.: 26.99.01.3019	7 Jahre	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Fahrgestell Calimero, Typ 370000 HMV-Nr.: 26.99.01.3028	7 Jahre	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Fahrgestell Calimero, Typ 371000 HMV-Nr.: 26.99.01.3028	7 Jahre	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Fahrgestell Quiky Gr.1 HMV-Nr.: 26.99.01.2000	7 Jahre	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Fahrgestell Quiky Gr.2 HMV-Nr.: 26.99.01.2000	7 Jahre	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Fahrgestell Sunny Typ 310-0 mit Greifreifen HMV-Nr.: 26.99.01.1065	7 Jahre	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Fahrgestell Sunny Typ 310-0 mit 12" HMV-Nr.: 26.99.01.1025	7 Jahre	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Fahrgestell Sunny Typ 310 mit Greifreifen HMV-Nr.: 26.99.01.1065	7 Jahre	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar

***Geräte mit einer niedrigeren Seriennummer, bzw. bei denen die Produktlebensdauer überschritten ist, dürfen grundsätzlich nicht in den Wiedereinsatz. Gegen eine entsprechende Gebühr kann die Produktlebensdauer nach Einzelprüfungen durch die Firma Rehatec® GmbH verlängert werden. Entscheidend ist der Zustand des Produkts!**

Rehatec® GmbH | In den Kreuzwiesen 35 | 69250 Schönau | Tel.: 06228 9136 0 | Fax: 06228 91 36 99 | www.rehatec.de | info@rehatec.com

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.
Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Information zu Wiedereinsätzen REHATEC®

Stand Dezember 2022

Nicht mehr für den Wiedereinsatz geeignet			
Fahrgestell Sunny Typ 310 mit 12" HMV-Nr.: 26.99.01.1025	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Stehgerät Impuls 120 (alte Version) HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1011 ohne Rollen 28.29.01.0010	10 Jahre	20013565	<ul style="list-style-type: none"> • Änderung elektronische Gurtaufrollung / Motor 2010 • keine Ersatzteile für ältere Motoren
Stehgerät Impuls 121 (alte Version) HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1012 ohne Rollen 28.29.01.0011	10 Jahre	20013566	<ul style="list-style-type: none"> • Änderung elektronische Gurtaufrollung / Motor 2010 • keine Ersatzteile für ältere Motoren
Therapiestuhl Mia Gr. S Art.-Nr. 1020890 HMV-Nr.: 26.11.05.XXXX	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Therapiestuhl Mia Gr. S Kiga Art.-Nr. 1020889 HMV-Nr.: 26.11.05.XXXX	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Therapiestuhl Mia Gr. L Art.-Nr. 1020529 HMV-Nr.: 26.11.05.XXXX	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Therapiestuhl Mia Gr. XL Art.-Nr. 1020892 HMV-Nr.: 26.11.05.XXXX	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Fahrgestell Galileo, Typ 400 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Fahrgestell Galileo, Typ 401 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Fahrgestell Galileo, Typ 402 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Fahrgestell Galileo, Typ 403 HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Zimmeruntergestell Nick Gr 1 Art.-Nr. 642501 HMV-Nr.: 26.99.01.0014	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Zimmeruntergestell Nick Gr 2 Art.-Nr. 642502 HMV-Nr.: 26.99.01.0014	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Zimmeruntergestell Nick Gr 3 Art.-Nr. 642503 HMV-Nr.: 26.99.01.0014	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Zimmeruntergestell Nick Gr 1 V1 Art.-Nr. 642511 HMV-Nr.: 26.99.01.0014	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Zimmeruntergestell Nick Gr 2 V1 Art.-Nr. 642512 HMV-Nr.: 26.99.01.0014	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Zimmeruntergestell Nick Gr 3 V1 Art.-Nr. 642513 HMV-Nr.: 26.99.01.0014	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar

***Geräte mit einer niedrigeren Seriennummer, bzw. bei denen die Produktlebensdauer überschritten ist, dürfen grundsätzlich nicht in den Wiedereinsatz. Gegen eine entsprechende Gebühr kann die Produktlebensdauer nach Einzelprüfungen durch die Firma Rehatec® GmbH verlängert werden. Entscheidend ist der Zustand des Produkts!**

Rehatec® GmbH | In den Kreuzwiesen 35 | 69250 Schönau | Tel.: 06228 9136 0 | Fax: 06228 91 36 99 | www.rehatec.de | info@rehatec.com

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.
Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Information zu Wiedereinsätzen REHATEC®

Stand Dezember 2022

Nicht mehr für den Wiedereinsatz geeignet

Heidelberger Sitzsystem Gr. 1, Typ 600001 HMV-Nr.: 26.11.04.0009	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Heidelberger Sitzsystem Gr. 2, Typ 600002 HMV-Nr.: 26.11.04.0009	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Heidelberger Sitzsystem Gr. 3, Typ 600003 HMV-Nr.: 26.11.04.0009	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Heidelberger Sitzsystem Gr. 4, Typ 600004 HMV-Nr.: 26.11.04.0009	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Heidelberger Therapiestuhl Gr.1, Typ 61001 HMV-Nr.: 26.11.05.0025	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Heidelberger Therapiestuhl Gr.2, Typ 61002 HMV-Nr.: 26.11.05.0025	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Heidelberger Therapiestuhl Gr.3, Typ 61003 HMV-Nr.: 26.11.05.0025	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Zimmeruntergestell Noah Gr.0 Art.-Nr. 1010201 HMV-Nr.: 26.99.01.0033	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Zimmeruntergestell Noah Gr.1 Art.-Nr. 1011641 HMV-Nr.: 26.99.01.0033	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
Zimmeruntergestell Noah Gr.2 Art.-Nr. 1011019 HMV-Nr.: 26.99.01.0033	7 Jahre	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar

***Geräte mit einer niedrigeren Seriennummer, bzw. bei denen die Produktlebensdauer überschritten ist, dürfen grundsätzlich nicht in den Wiedereinsatz. Gegen eine entsprechende Gebühr kann die Produktlebensdauer nach Einzelprüfungen durch die Firma Rehatec® GmbH verlängert werden. Entscheidend ist der Zustand des Produkts!**

Rehatec® GmbH | In den Kreuzwiesen 35 | 69250 Schönau | Tel.: 06228 9136 0 | Fax: 06228 91 36 99 | www.rehatec.de | info@rehatec.com

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.
Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.