



Heidelberger Stehgerät Benni



Heidelberger Stehgerät Benni



Brustpelotte Sternum

Die Brustpelotte Sternum ist in 4 verschiedenen Größen verfügbar, die mit 3 verschiedenen Größen von Seitenpelotten kombinierbar sind. Sie ist mit wenigen Handgriffen flexibel in der Höhe und Breite einstellbar. Dank ihrer schlanken Bauweise können Therapeuten körpernah mit Kindern arbeiten.



Dynamische und fixierbare Mittelsäule

Das Stehgerät Benni mit fixierter Mittelsäule fördert das Gleichgewicht in rein statischen Situationen. Sobald die Dynamik der Mittelsäule zum Einsatz kommt, lernen Kinder zusätzlich, mit vorhersehbaren Seit-, Rück- und Vorwärtsbewegungen umzugehen und trainieren ihre Balance.



Therapeutisch mit Tischemrandung

Ob spielen, lesen oder malen, der hochklappbare Therapietisch aus Holz lädt zu zahlreichen Aktivitäten im Stehen ein. Dank der praktischen Tischemrandung fällt nichts zu Boden. Gleichzeitig können sich Kinder jederzeit an der Umrandung festhalten, was sie sicherer stehen lässt.



Schwenkarmbeckenrahmen

Der Schwenkarmbeckenrahmen fixiert und sichert Kinder einfach und komfortabel im Stehgerät Benni. Die zugehörigen Beckenpelotten geben stabilen Halt. Der Schwenkarmbeckenrahmen lässt sich nur durch einen Betreuer bedienen, wodurch Kinder ihn nicht ungewollt öffnen können.

GMFCS
Level
III - IV



2 Größen



Max.
45 kg



0,65 m -
1,35 m



2 Bezugs-
farben



22 Gestell-
farben

HMV-Nr. (mit Rollen) 28.29.01.1043
HMV-Nr. (ohne Rollen) 28.29.01.0029



Kleinstkinder



Kinder



Jugendliche



Benni Gr. 1
Gestellfarbe: Gelbgrün
Bezugsfarbe: Anthrazit



Benni Gr. 2
Gestellfarbe: Erikaviolett
Bezugsfarbe: Anthrazit

Posturale Stabilität ist die Fähigkeit, gegen die Schwerkraft eine aufrechte Körperhaltung einzunehmen. Viele neurologischen Erkrankungen haben aber zur Folge, dass sich Kinder weder ruhig stehend noch in Bewegung ausbalancieren können. Der Benni hilft ihnen dabei

- die posturale Stabilität (zurück) zu gewinnen
- ihre Balance zu halten und bei Bewegungen wieder ins Gleichgewicht zu kommen (posturale Kontrolle)
- ihren Körper im Zusammenspiel mit der Umwelt bewusst wahrzunehmen (posturale Orientierung).

Die verstellbare Mittelsäule ermöglicht eine steigerbare Dynamik, die eine Bewegungsfreiheit zu den Seiten, nach vorne und nach hinten zulässt. Kinder nehmen die Wirkung der Schwerkraft auf den eigenen Körper bewusst wahr. Mit fixierter Mittelsäule trainiert der Benni das Gleichgewicht in rein statischen Situationen.

Produktseite



Anpassbogen



Farbübersicht



Gestellfarben für Stehgerät Benni



Stoffe für Stehgerät Benni



Weitere Farben auf Anfrage möglich, diese sind allerdings vom Umtausch ausgeschlossen.

Farbdarstellungen der Gestell- und Stofffarben können vom Original abweichen. Die Abbildungen können Sonderausstattungen oder optionale Extras zeigen, die nicht zum standardmäßigen Lieferumfang gehören. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 09/24