

Stand 31.12.2019

<b>Stehgeräte</b>			
<b>Produkt</b>	<b>Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:</b>	<b>Für den Wiedereinsatz geeignet ab Seriennummer*</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>Heidelberger Stehgerät 108</b> HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1018 ohne Rollen 28.29.01.0014	10 Jahre	20010458	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Änderung Tischplatte ab 2009</li> <li>• Änderung Tischumrandung 05 / 2014</li> </ul>
<b>Heidelberger Stehgerät 102</b> HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1017 ohne Rollen 28.29.01.0013	10 Jahre	20010461	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Änderung Tischplatte ab 2009</li> <li>• Änderung Tischumrandung 05 / 2014</li> </ul>
<b>Heidelberger Stehgerät 101</b> HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1016 ohne Rollen 28.29.01.0012	10 Jahre	20010467	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ab 200153100 kann auf Impuls umgerüstet werden (ohne Mulde)</li> <li>• Änderung Tischplatte ab 2009</li> <li>• Änderung Tischumrandung 05 / 2014</li> </ul>
<b>Stehgerät Impuls 120</b> HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1011 ohne Rollen 28.29.01.0010	10 Jahre	20010469	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Änderung elektronische Gurtaufrollung / Motor 2010 ab SN 20010469</li> <li>• keine Ersatzteile für ältere Motoren</li> <li>• Änderung Tischaufnahme 2010 ab SN 20010469</li> </ul>
<b>Stehgerät Impuls 121</b> HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1012 ohne Rollen 28.29.01.0011	10 Jahre	20010513	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Änderung elektronische Gurtaufrollung / Motor 2010 ab SN 20010513</li> <li>• keine Ersatzteile für ältere Motoren</li> <li>• Änderung Tischaufnahme 2010 ab SN 20010513</li> </ul>
<b>Stehgerät Jumbo 109</b> HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1044 ohne Rollen 28.29.01.0030	10 Jahre	20010489	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Änderung Pelottenfarben 05 / 2015</li> <li>• Änderung Gestellfarbe 05 / 2015</li> <li>• Änderung Tischplatte 2009</li> </ul>
<b>Stehgerät Jumbo für Stehorthesen 107.1</b> HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1039 ohne Rollen 28.29.01.0026	10 Jahre	Produktionsstart 10/2017	—
<b>Stehgerät Benni 106</b> HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1043 ohne Rollen 28.29.01.0029	10 Jahre	20010821	—
<b>Stehgerät Benni 106.1</b> HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.01.1043 ohne Rollen 28.29.01.0029	10 Jahre	20010497	—
<b>Stehgerät Speedy 160</b> HMV-Nr.: 28.29.01.3007	8 Jahre	16000230	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Änderung Pelottenfarben 05 / 2015</li> <li>• Änderung Gestellfarbe 05 / 2015</li> <li>• Änderung Tischplatte 2009</li> </ul>
<b>Stehgerät Speedy 161</b> HMV-Nr.: 28.29.01.3007	8 Jahre	16000216	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Änderung Pelottenfarben 05 / 2015</li> <li>• Änderung Gestellfarbe 05 / 2015</li> <li>• Änderung Tischplatte 2009</li> </ul>
<b>Stehgerät Speedy 162</b> HMV-Nr.: 28.29.01.3007	8 Jahre	16000215	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Änderung Pelottenfarben 05 / 2015</li> <li>• Änderung Gestellfarbe 05 / 2015</li> <li>• Änderung Tischplatte 2009</li> </ul>
<b>Stehgerät Speedy 163</b> HMV-Nr.: 28.29.01.3007	8 Jahre	16000219	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Änderung Pelottenfarben 05 / 2015</li> <li>• Änderung Gestellfarbe 05 / 2015</li> <li>• Änderung Tischplatte 2009</li> </ul>
<b>Liegebär Lasse mini, Typ 165-Mini</b> HMV-Nr.: 28.29.02.1048	8 Jahre	Produktionsstart 01/2016	—
<b>Liegebär Lasse Gr.1, Typ 165</b> HMV-Nr.: 28.29.02.1048	8 Jahre	20012775	—

**\*Geräte mit einer niedrigeren Seriennummer, bzw. bei denen die Produktlebensdauer überschritten ist, dürfen nicht in den Wiedereinsatz. Gegen eine Gebühr kann die Produktlebensdauer nach Einzelprüfungen durch die Firma Rehatec® Dieter Frank GmbH verlängert werden. Entscheidend ist der Zustand des Produkts!**

7-3-4\_01 DA Information zu Wiedereinsätzen

Rehatec® Dieter Frank GmbH | In den Kreuzwiesen 35 | 69250 Schönau | Tel.: 06228 91360 | Fax: 06228 91 36 99 | www.rehatec.de | info@rehatec.com

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec Dieter Frank GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com). Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Stand 31.12.2019

Stehgeräte			
Produkt	Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:	Für den Wiedereinsatz geeignet ab Seriennummer*	Bemerkungen
<b>Liegebär Lasse Gr.2, Typ 166</b> HMV-Nr.: 28.29.02.1048	8 Jahre	20012777	—
<b>Liegebär Lasse Gr.3, Typ 167</b> HMV-Nr.: 28.29.02.1049	8 Jahre	20012784	Neue Motoren/elektrischer Antrieb ab SN L10001001
<b>Liegebär Lasse Gr.4, Typ 164</b> HMV-Nr.: 28.29.02.1049	8 Jahre	Produktionsstart 06/2013	Neue Motoren/elektrischer Antrieb ab SN L10001001
<b>Liegebär Lasse Gr.5</b> HMV-Nr.: 28.29.02.1049	5 Jahre	Produktionsstart 03/2019	—
<b>Stehsystem DaVinci 168</b> HMV-Nr.: 28.29.02.1047	6 Jahre	1000504	Neue Motoren/elektrischer Antrieb ab SN D1000435
<b>Stehsystem DaVinci 169</b> HMV-Nr.: 28.29.02.1047	6 Jahre	D1000500	Neue Motoren/elektrischer Antrieb ab SN D1000435

Sitzschalenfahrgestelle			
Produkt	Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:	Für den Wiedereinsatz geeignet ab Seriennummer*	Bemerkungen
<b>Fahrgestell Mika, Typ 300</b> HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1064 mit Antriebsr. 12" 26.99.01.1019	7 Jahre	S30007843	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ab 11/2008 Distanzblöcke von M6 auf M8</li> <li>Ab 12/2007 neue Trommelbremsträger und Radnaben</li> <li>Ab 11/2011 Mika Gr.2+3 langer Rahmen mit doppelter Gasfeder von 200N auf 320N</li> <li>Ab 06/2012 Mika Gr.0+1 Lenkradaufnahme von M6 auf M8</li> <li>Ab S3004665 Neue Antriebsräder</li> <li>Ab 15.08.16 12"-Bereifung nur noch mit Steckachse</li> </ul>
<b>Fahrgestell Mika, Typ 301</b> HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1064 mit Antriebsr. 12" 28.29.01.1019	7 Jahre	S30007800	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ab 11/2008 Distanzblöcke von M6 auf M8</li> <li>Ab 12/2007 neue Trommelbremsträger und Radnaben</li> <li>Ab 11/2011 Mika Gr.2+3 langer Rahmen mit doppelter Gasfeder von 200N auf 320N</li> <li>Ab 06/2012 Mika Gr.0+1 Lenkradaufnahme von M6 auf M8</li> <li>Ab S3004665 Neue Antriebsräder</li> <li>Ab 15.08.16 12"-Bereifung nur noch mit Steckachse</li> </ul>
<b>Fahrgestell Mika, Typ 302</b> HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1064 mit Antriebsr. 12" 26.99.01.1019	7 Jahre	S30007799	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ab 11/2008 Distanzblöcke von M6 auf M8</li> <li>Ab 12/2007 neue Trommelbremsträger und Radnaben</li> <li>Ab 11/2011 Mika Gr.2+3 langer Rahmen mit doppelter Gasfeder von 200N auf 320N</li> <li>Ab 06/2012 Mika Gr.0+1 Lenkradaufnahme von M6 auf M8</li> <li>Ab S3004665 Neue Antriebsräder</li> <li>Ab 15.08.16 12"-Bereifung nur noch mit Steckachse</li> </ul>
<b>Fahrgestell Mika, Typ 303</b> HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1064 mit Antriebsr. 12" 26.99.01.1019	7 Jahre	S30007798	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ab 11/2008 Distanzblöcke von M6 auf M8</li> <li>Ab 12/2007 neue Trommelbremsträger und Radnaben</li> <li>Ab 11/2011 Mika Gr.2+3 langer Rahmen mit doppelter Gasfeder von 200N auf 320N</li> <li>Ab 06/2012 Mika Gr.0+1 Lenkradaufnahme von M6 auf M8</li> <li>Ab S3004665 Neue Antriebsräder</li> <li>Ab 15.08.16 12"-Bereifung nur noch mit Steckachse</li> </ul>

**\*Geräte mit einer niedrigeren Seriennummer, bzw. bei denen die Produktlebensdauer überschritten ist, dürfen nicht in den Wiedereinsatz. Gegen eine Gebühr kann die Produktlebensdauer nach Einzelprüfungen durch die Firma Rehatec® Dieter Frank GmbH verlängert werden. Entscheidend ist der Zustand des Produkts!**

7-3-4\_01 DA Information zu Wiedereinsätzen

Rehatec® Dieter Frank GmbH | In den Kreuzwiesen 35 | 69250 Schönau | Tel.: 06228 91360 | Fax: 06228 91 36 99 | www.rehatec.de | info@rehatec.com

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec Dieter Frank GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com). Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Sitzschalenfahrgerüste			
Produkt	Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:	Für den Wiedereinsatz geeignet ab Seriennummer*	Bemerkungen
<b>Fahrgestell Sunny, Typ 310-0</b> HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1065 mit Antriebsr. 12" 26.99.01.1025	7 Jahre	S204236	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ab 11/2008 Distanzblöcke von M6 auf M8</li> <li>Ab 12/2007 Trommelbremsträger und Radnaben</li> <li>Produktionsende 10/2016</li> <li>Ab S203219 Neue Antriebsräder</li> <li>Ab 15.08.16 12"-Bereifung nur noch mit Steckachse</li> </ul>
<b>Fahrgestell Sunny, Typ 310</b> HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1065 mit Antriebsr. 12" 26.99.01.1025	7 Jahre	S204244	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ab 11/2008 Distanzblöcke von M6 auf M8</li> <li>Ab 12/2007 Trommelbremsträger und Radnaben</li> <li>Produktionsende 10/2016</li> <li>Ab S203219 Neue Antriebsräder</li> <li>Ab 15.08.16 12"-Bereifung nur noch mit Steckachse</li> </ul>
<b>Fahrgestell Sunny, Typ 311</b> HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1065 mit Antriebsr. 12" 26.99.01.1025	7 Jahre	S204237	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ab 11/2008 Distanzblöcke von M6 auf M8</li> <li>Ab 12/2007 Trommelbremsträger und Radnaben</li> <li>Ab S203219 Neue Antriebsräder</li> <li>Ab 15.08.16 12"-Bereifung nur noch mit Steckachse</li> </ul>
<b>Fahrgestell Sunny, Typ 312</b> HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1065 mit Antriebsr. 12" 26.99.01.1025	7 Jahre	S204234	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ab 11/2008 Distanzblöcke von M6 auf M8</li> <li>Ab 12/2007 Trommelbremsträger und Radnaben</li> <li>Ab S203219 Neue Antriebsräder</li> <li>Ab 15.08.16 12"-Bereifung nur noch mit Steckachse</li> </ul>
<b>Fahrgestell Galileo Gr. Mini, Typ 1015911</b> HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 11/2016	—
<b>Fahrgestell Galileo Gr. 0, Typ 1015912</b> HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 11/2016	—
<b>Fahrgestell Galileo Gr. 1, Typ 1015913</b> HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 11/2016	—
<b>Fahrgestell Galileo Gr. 2 kurz, Typ 1015810</b> HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 11/2016	—
<b>Fahrgestell Galileo Gr. 2 lang, Typ 1015919</b> HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 11/2016	—
<b>Fahrgestell Galileo Gr. 3, Typ 1015920</b> HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 11/2016	—
<b>Fahrgestell Galileo Gr. 4, Typ 1016462</b> HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 11/2016	—
<b>Fahrgestell Galileo Gr. 5, Typ 1015827</b> HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 11/2016	—

**\*Geräte mit einer niedrigeren Seriennummer, bzw. bei denen die Produktlebensdauer überschritten ist, dürfen nicht in den Wiedereinsatz. Gegen eine Gebühr kann die Produktlebensdauer nach Einzelprüfungen durch die Firma Rehatec® Dieter Frank GmbH verlängert werden. Entscheidend ist der Zustand des Produkts!**

7-3-4\_01 DA Information zu Wiedereinsätzen

Rehatec® Dieter Frank GmbH | In den Kreuzwiesen 35 | 69250 Schönau | Tel.: 06228 91360 | Fax: 06228 91 36 99 | www.rehatec.de | info@rehatec.com

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec Dieter Frank GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com). Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Stand 31.12.2019

<b>Sitzschalenfahrgestelle</b>			
<b>Produkt</b>	<b>Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:</b>	<b>Für den Wiedereinsatz geeignet ab Seriennummer*</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>Fahrgestell Galileo Gr. 6 Typ 1015827</b> HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	Produktionsstart 06/2017	—
<b>Fahrgestell Galileo, Typ 400</b> HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	G4000429	• Ab Seriennummer G4000148 neue Trommelbrems-träger und Radnaben
<b>Fahrgestell Galileo, Typ 401</b> HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	G4000400	• Ab Seriennummer G4000148 neue Trommelbrems-träger und Radnaben
<b>Fahrgestell Galileo, Typ 402</b> HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	G4000388	• Ab Seriennummer G4000148 neue Trommelbrems-träger und Radnaben
<b>Fahrgestell Galileo, Typ 403</b> HMV-Nr.: mit Greifreifen 26.99.01.1067	7 Jahre	G4000391	• Ab Seriennummer G4000148 neue Trommelbrems-träger und Radnaben

<b>Sitzsysteme</b>			
<b>Produkt</b>	<b>Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:</b>	<b>Für den Wiedereinsatz geeignet ab Seriennummer*</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>Therapiestuhl Nele Classic Gr.0</b> HMV-Nr.: 26.11.05.0037	7 Jahre	Produktionsstart 2013	• Ab (NE1000976) 01/2016 neue Armlehnenhalterung
<b>Therapiestuhl Nele Classic Gr.1</b> HMV-Nr.: 26.11.05.0037	7 Jahre	Produktionsstart 2013	• Ab (NE1000976) 01/2016 neue Armlehnenhalterung
<b>Therapiestuhl Nele Classic Gr.2</b> HMV-Nr.: 26.11.05.0037	7 Jahre	Produktionsstart 2013	• Ab (NE1000976) 01/2016 neue Armlehnenhalterung
<b>Therapiestuhl Nele Gr.0</b> HMV-Nr.: 26.11.05.0042	7 Jahre	Produktionsstart 2013	• 2015 Änderung Fußauslösung in Handauslösung • Ab (NE1000976) 01/2016 neue Armlehnenhalterung
<b>Therapiestuhl Nele Gr.1</b> HMV-Nr.: 26.11.05.0042	7 Jahre	Produktionsstart 2013	• 2015 Änderung Fußauslösung in Handauslösung • Ab (NE1000976) 01/2016 neue Armlehnenhalterung
<b>Therapiestuhl Nele Gr.2</b> HMV-Nr.: 26.11.05.0042	7 Jahre	Produktionsstart 2014	• 2015 Änderung Fußauslösung in Handauslösung • Ab (NE1000976) 01/2016 neue Armlehnenhalterung
<b>Heidelberger Sitzsystem Gr. 1, Typ 600001</b> HMV-Nr.: 26.11.04.0009	7 Jahre	S6000268	—
<b>Heidelberger Sitzsystem Gr. 2, Typ 600002</b> HMV-Nr.: 26.11.04.0009	7 Jahre	S6000234	—
<b>Heidelberger Sitzsystem Gr. 3, Typ 600003</b> HMV-Nr.: 26.11.04.0009	7 Jahre	S6000236	—
<b>Heidelberger Sitzsystem Gr. 4, Typ 600004</b> HMV-Nr.: 26.11.04.0009	7 Jahre	S6000233	—

**\*Geräte mit einer niedrigeren Seriennummer, bzw. bei denen die Produktlebensdauer überschritten ist, dürfen nicht in den Wiedereinsatz. Gegen eine Gebühr kann die Produktlebensdauer nach Einzelprüfungen durch die Firma Rehatec® Dieter Frank GmbH verlängert werden. Entscheidend ist der Zustand des Produkts!**

7-3-4\_01 DA Information zu Wiedereinsätzen

Rehatec® Dieter Frank GmbH | In den Kreuzwiesen 35 | 69250 Schönau | Tel.: 06228 91360 | Fax: 06228 91 36 99 | www.rehatec.de | info@rehatec.com

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec Dieter Frank GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com). Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Stand 31.12.2019

Sitzsysteme			
Produkt	Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:	Für den Wiedereinsatz geeignet ab Seriennummer*	Bemerkungen
<b>Heidelberger Therapiestuhl Gr.1, Typ 61001</b> HMV-Nr.: 26.11.05.0025	7 Jahre	T60000399	—
<b>Heidelberger Therapiestuhl Gr.2, Typ 61002</b> HMV-Nr.: 26.11.05.0025	7 Jahre	T60000391	—
<b>Heidelberger Therapiestuhl Gr.3, Typ 61003</b> HMV-Nr.: 26.11.05.0025	7 Jahre	T60000393	—

Zimmerunterestelle			
Produkt	Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:	Für den Wiedereinsatz geeignet ab Seriennummer*	Bemerkungen
<b>Zimmeruntergestell Noah Gr.0</b> HMV-Nr.: 26.99.01.0033	7 Jahre	Produktionsstart 11/2014	—
<b>Zimmeruntergestell Noah Gr.1</b> HMV-Nr.: 26.99.01.0033	7 Jahre	Produktionsstart 03/2014	—
<b>Zimmeruntergestell Noah Gr.2</b> HMV-Nr.: 26.99.01.0033	7 Jahre	Produktionsstart 01/2015	—
<b>ZUG Nick</b> HMV-Nr.: 26.99.01.0014	7 Jahre	Produktionsstart 2016	—

Nicht für den Wiedereinsatz geeignet			
Produkt	Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:	Für den Wiedereinsatz geeignet ab Seriennummer*	Bemerkungen
<b>Lauftrainer Kimi</b> HMV-Nr.: mit Support-Sys. 10.46.02.3022 ohne Support-Sys. 10.46.02.3023	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
<b>Liegebrett Terry</b>	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
<b>Nils</b> HMV-Nr.: 18.99.01.2058	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
<b>Nils Jogger</b> HMV-Nr.: 18.99.01.2057	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
<b>Tim</b> HMV-Nr.: 18.99.01.1010	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
<b>ZUG 260</b> HMV-Nr.: 26.99.01.0031	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
<b>ZUG 270</b>	—	Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar

**\*Geräte mit einer niedrigeren Seriennummer, bzw. bei denen die Produktlebensdauer überschritten ist, dürfen nicht in den Wiedereinsatz. Gegen eine Gebühr kann die Produktlebensdauer nach Einzelprüfungen durch die Firma Rehatec® Dieter Frank GmbH verlängert werden. Entscheidend ist der Zustand des Produkts!**

7-3-4\_01 DA Information zu Wiedereinsätzen

Rehatec® Dieter Frank GmbH | In den Kreuzwiesen 35 | 69250 Schönau | Tel.: 06228 91360 | Fax: 06228 91 36 99 | www.rehatec.de | info@rehatec.com

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec Dieter Frank GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com). Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

<b>Nicht für den Wiedereinsatz geeignet</b>				
<b>Produkt</b>		<b>Produktlebensdauer erloschen bzw. nicht für den Wiedereinsatz zugelassen nach*:</b>	<b>Für den Wiedereinsatz geeignet ab Seriennummer*</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>ZUG 265</b> HMV-Nr.: 26.99.01.0031	5 Jahre		Z200386	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
<b>ZUG 275</b>	5 Jahre		Z72057	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
<b>ZUG Delfin 281</b> HMV-Nr.: 26.99.01.0015	5 Jahre		ZD2001131	Nur noch Transportrollen und Gasfedern lieferbar
<b>ZUG Delfin 280</b> HMV-Nr.: 26.99.01.0015	—		Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
<b>ZUG Delfin 2800005</b> HMV-Nr.: 26.99.01.0015	—		Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
<b>ZUG 219 Biene/Mond</b> HMV-Nr.: 26.99.01.0014	—		Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Nur noch Transportrollen lieferbar
<b>Gerdi 130</b> HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.02.1030 ohne Rollen 28.29.02.0009	5 Jahre		20014556	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
<b>Gerdi 140</b> HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.02.1031 ohne Rollen 28.29.02.0010	5 Jahre		20015112	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
<b>Gerdi 150</b>	5 Jahre		20011550	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
<b>Stehgerät schrägverstellbar 103</b> HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.02.1011 ohne Rollen 28.29.02.0003	5 Jahre		20015180	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
<b>Stehgerät schrägverstellbar 104</b> HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.02.1012 ohne Rollen 28.29.02.0004	5 Jahre		20014603	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
<b>Stehgerät schrägverstellbar 105</b> HMV-Nr.: mit Rollen 28.29.02.1013 ohne Rollen 28.29.02.0005	—		Nicht für den Wiedereinsatz geeignet	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
<b>Fahrgestell Leonardo, Typ 410</b> HMV-Nr.: 26.99.01.3019	7 Jahre		400477	• Ab Seriennummer L4000244 neue Trommelbrems-träger und Radnaben
<b>Fahrgestell Leonardo, Typ 411</b> HMV-Nr.: 26.99.01.3019	7 Jahre		400478	• Ab Seriennummer L4000244 neue Trommelbrems-träger und Radnaben
<b>Fahrgestell Leonardo, Typ 412</b> HMV-Nr.: 26.99.01.3019	7 Jahre		400479	• Ab Seriennummer L4000244 neue Trommelbrems-träger und Radnaben
<b>Fahrgestell Calimero, Typ 370000</b> HMV-Nr.: 26.99.01.3028	7 Jahre		C000094	—
<b>Fahrgestell Calimero, Typ 371000</b> HMV-Nr.: 26.99.01.3028	7 Jahre		C000087	—
<b>Fahrgestell Quiky Gr.1</b> HMV-Nr.: 26.99.01.2000	7 Jahre		QN4001196	Keine Ersatzteile mehr verfügbar
<b>Fahrgestell Quiky Gr.2</b> HMV-Nr.: 26.99.01.2000	7 Jahre		QN4001193	Keine Ersatzteile mehr verfügbar

**\*Geräte mit einer niedrigeren Seriennummer, bzw. bei denen die Produktlebensdauer überschritten ist, dürfen nicht in den Wiedereinsatz. Gegen eine Gebühr kann die Produktlebensdauer nach Einzelprüfungen durch die Firma Rehatec® Dieter Frank GmbH verlängert werden. Entscheidend ist der Zustand des Produkts!**

7-3-4\_01 DA Information zu Wiedereinsätzen

Rehatec® Dieter Frank GmbH | In den Kreuzwiesen 35 | 69250 Schönau | Tel.: 06228 91360 | Fax: 06228 91 36 99 | www.rehatec.de | info@rehatec.com

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec Dieter Frank GmbH erlaubt. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com). Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.