

Devis

Expéditeur / Adresse de facturation



Commande

Adresse d'expédition

Client

Date

Commission



L'illustration ne correspond pas à l'équipement de base | Tolérances dimensionnelles ± 3

Équipement de base T. 1

- Longeron de barre y compris logement pour pelotes pelviennes (sans pelotes pelviennes)
- Tampon d'arrêt d'urgence, rembourré
- Pieds d'appui (sans roulettes)
- Étriers, emboîtables, T. 2
- Pelotes des genoux
- Sangle fessière, **petite**
- Enroulage de sangle électrique
- Table de thérapie avec évidement semi-circulaire (standard)

Charge max. : 130 kg

110 kg (avec base Multi)

Tailles : env. 130 cm à env. 170 cm

Hauteurs de table : env. 70 cm à env. 110 cm

Numéro du dispositif :

28.29.01.1012 (avec roulettes)

28.29.01.0011 (sans roulettes)

Équipement de base T. 2

- Longeron de barre y compris logement pour pelotes pelviennes (sans pelotes pelviennes)
- Tampon d'arrêt d'urgence, rembourré
- Pieds d'appui (sans roulettes)
- Étriers, emboîtables, T. 2
- Pelotes des genoux
- Sangle fessière, **grande**
- Enroulage de sangle électrique
- Table de thérapie avec évidement semi-circulaire (standard)

Charge max. : 130 kg

110 kg (avec base Multi)

Tailles : env. 150 cm à env. 195 cm

Hauteurs de table : env. 85 cm à env. 125 cm

Numéro du dispositif :

28.29.01.1011 (avec roulettes)

28.29.01.0010 (sans roulettes)


Dimensions du patient

Verticalisateur Heidelberger Impuls
Modèle 2021

REHATEC®

RC 60060

Saisis ci-dessous les dimensions de ton patient.



*** ATTENTION :**
Pour des raisons techniques de construction, la distance entre la hauteur de la table (a) et la hauteur du milieu du bassin (c) est d'au moins 20 cm !

Tolérances dimensionnelles $\pm 3\%$

Dimensions du modèle de base/Dimensions du patient

Saisir les valeurs !

T.	Hauteur de table (a)	Hauteur des genoux ⁽¹⁾ (b)	Hauteur du milieu du bassin ⁽²⁾ (c)	Largeur du genou (e)	Largeur du bassin (f)	Largeur du thorax (g)	Taille	Poids du patient
1	70–110 cm	30–60 cm	55–90 cm	6–13 cm	25–53 cm	19–33 cm	env. 130–170 cm	max. 130 kg
2	85–125 cm	30–65 cm	70–110 cm			22–37 cm	env. 150–195 cm	
Dimensions du patient	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg

⁽¹⁾ En cas d'utilisation de la base standard ! En utilisant un accès profond, le réglage en hauteur des pelotes des genoux est de 35-65 cm !

⁽²⁾ En cas d'utilisation de la base standard ! En utilisant un accès profond, le réglage en hauteur des pelotes pelviennes est de 60-95 cm ou 75-115 cm !

Dimensions de l'appareil

T.	Longueur totale		Largeur de la base, intérieure	Hauteur d'accès		Largeur totale ⁽³⁾
	Standard	Multi		Standard	Accès profond	
1	96 cm	110 cm	60 cm	15 cm	8 cm	77 cm
2	96 cm	110 cm	60 cm	15 cm	8 cm	77 cm

⁽³⁾ En utilisant une protection murale et mobilière, la largeur totale passe à 78 cm !

Type de mouvements du patient

Comportement stéréotype (p. ex. balancement continu)*

* En raison du comportement stéréotype, vérifiez si le dispositif devrait faire l'objet d'adaptations spécifiques

Structure de base


Verticalisateur Heidelberger Impuls
Modèle 2021

REHATEC®


RC 60060

Équipement de base

Verticalisateur Impuls T. 1 pour adolescents
Code 1023677



Verticalisateur Impuls T. 2 pour adultes
Code 1023647



Prix de base 5 720,-

Prix de base 5 720,-

Couleurs de revêtement unies

-  Similicuir bleu atoll (N20018)
-  Similicuir gris clair (N20057)
-  Similicuir anthracite (N20058)

autres couleurs similicuir disponibles sur demande

Couleurs de la structure

 Blanc pur (RAL 9010)	 Violet bordeaux (RAL 4004)	 Vert fluorescent (RAL 6038)
 Jaune narcisse (RAL 1007)	 Bleu outremer (RAL 5002)	 Gris anthracite mat (RAL 7016m)
 Jaune fluorescent (RAL 1026)	 Bleu trafic métallisé*	 Argent métallisé*
 Orangé pur (RAL 2004)	 Bleu nuit nacre mat (RAL 5026)	 Anthracite métallisé*
 Orange fluorescent (RAL 2005)	 Bleu d'eau (RAL 5021)	 Noir graphite mat (RAL 9011m)
 Rouge rubis (RAL 3003)	 Vert lumière (RAL 6027)	 Noir profond brillant (RAL 9005g)
 Rouge rubis nacré mat (RAL 3032)	 Vert jaune (RAL 6018)	
 Erika-violet (RAL 4003)	 Vert nacré mat (RAL 6035)	

* Couleurs non RAL

Les couleurs représentées sont uniquement à titre indicatif. Tous les détails des couleurs sur www.rehatec.com

Structure

Roulettes de transport avec freins de stationnement, 75 mm


Code 1005593



Jeu 330,-

Protection murale et mobilière
Code 1018607

En utilisant une base, la largeur totale passe à 82 cm !




Jeu 145,-

Base Multi
Code 113

réglage en hauteur de la table incl.
Structure inclinable jusqu'à 20°

Charge Max. 110 kg




Seulement possible avec des roulettes de transport !

Supplément 535,-

Base avec accès profond

Code 119

Hauteur d'accès standard = 14 cm
Hauteur d'accès profonde = 9 cm



Seulement possible avec des roulettes de transport !

Supplément 685,-


Base, élargie

Code 1022235

repose-pieds incl., élargi
Dimensions intérieures (a) pour roulettes 75 mm = 68 cm
Largeur totale = 79,5 cm

Uniquement possible avec une structure de base et/ou un accès profond ! Base Multi disponible uniquement sur demande !

Supplément 785,-




NOUVEAUTÉ

Sangle fessière et pelotes

Table de thérapie

Appuis-bras réglables en parallèle, table droite incl.

Code 1017874




Supplément

265,-

Appuis-bras pour table standard

Code 10026

Réglable en largeur




Jeu de 2

265,-

Réglage oblique du plateau de table

Code 10056




Inclus avec base Multi. Combinaison impossible avec réglage en profondeur de la table!

Supplément

185,-

Réglage en profondeur du plateau de table

Code 10015




Combinaison impossible avec réglage en hauteur de la table!

Supplément

350,-

Bordure de table

Code 1018799




Jeu

205,-

Sangles fessières


Sangle fessière, standard



Pour T.	a	b	c
1	59 cm	30 cm	60 cm
2	69 cm	31 cm	60 cm

Standard

Sangle fessière, moulée



Code	Pour T.	a	b	c
1008694	1	59 cm	30 cm	60 cm
1008692	2	69 cm	31 cm	60 cm


RECOMMANDATION
pour un meilleur transfert

Supplément

160,-

Sangle fessière sur mesure, moulée

Code 1010841



a = _____ cm


b = _____ cm

c = _____ cm

Unité


660,-

Tu peux commander ta sangle fessière sur mesure.



Étriers

Étriers, vissables




T.	a	b	c	Réf.
1	10,5 cm	13,5 cm	7 cm	1014407
2	18 cm	19 cm	7,5 cm	1014404

Jeu de 2 / Supplément 105,-

Sangles de pieds

Code 1014395




Recommandées pour les étriers vissables

Jeu de 2 75,-

Mécanisme des pelotes des genoux

Pelotes des genoux réglables une par une


Code 10019



Jeu de 2 / Supplément 315,-

Pelotes des genoux réglables sur 3 niveaux


Code 10022



Jeu de 2 / Supplément 300,-

Pelotes des genoux

Pelotes des genoux standard




Les dimensions s'orientent aux dimensions du patient (6-13 cm)

Standard

Pelotes des genoux sur mesure

Code 10045-2




Dimension e = _____ cm
(à partir de 14 cm)

Jeu de 2 / Supplément

260,-

Pelotes des genoux anatomiques

Code 10033



8 cm
11,5 cm
13 cm


Jeu de 2 / Supplément

190,-

Pelotes

Pelote thoracique

Code 10008-2



T.	a	b
102	32 cm	24 cm
101	37 cm	30 cm


Pour les pelotes de taille 101, la table droite est installée gratuitement.

T. 1
T. 2

390,-
390,-

Pelotes de guidage latéral, réglables en hauteur

Code 10017-2



Pour pelote thoracique	a	b	c
102	14 cm	20 cm	19-33 cm
101	14 cm	20 cm	22-37 cm


Uniquement en combinaison avec une pelote dorsale ou thoracique (code 10008-2)!

Montage sur la pelote thoracique
Montage sur la pelote dorsale

350,-
350,-

Pelote dorsale

Code 10018




Pour T.	a	b
1	22 cm	22 cm
2	27 cm	27 cm

Unité

345,-

Appui-tête

Code 10034



Pour T.	a	b
1	16 cm	28 cm
2	20 cm	33 cm

Uniquement en combinaison avec une pelote dorsale!

Unité

420,-

Cadre pelvien

Cadre pelvien avec bras pivotants

Code 1023754

Pelotes pelviennes incl.




Pour T.	Largeur du bassin
1	25-53 cm
2	30-53 cm

Supplément

960,-

Pelotes pelviennes, emboîtables

Code 10025



Pour T.	Largeur du bassin	Pelotes pelviennes L x H
1	25-53 cm	12x12 cm
2	30-53 cm	13x13 cm

Pour longeron de barre. Inclus pour cadre pelvien avec bras pivotants.

Jeu

560,-

