

# Heidelberger Stehgerät Benni

STEHEN

Typ 106 & 106.1 (mit Rollen)	Hilfsmittelnummer	28.29.01.1043
(ohne Rollen)		28.29.01.0029



3-Ebenen-Verstellung für Kniepelotten

Durch meine dynamische Mittelsäule kannst du dein Stehtraining erweitern. So trainierst du nicht nur deine Muskulatur, sondern zusätzlich sogar dein Gleichgewicht.



Brustpelotte Sternum, verstellbar



Schwenkarmbeckenrahmen



Therapietisch mit Armauflagen

Der neue Benni unterstützt schon die Kleinsten kindgerecht bei ihrem Stehtraining. Seine dynamische Mittelsäule ist ein echtes Highlight. Sie ermöglicht ein dynamisches Training der Rückenmuskulatur und des Gleichgewichtes, ohne dabei die Stabilität und Sicherheit zu verringern. Der Therapietisch, nach Bedarf auch mit

parallelverstellbaren Armauflagen, bietet eine ideale Möglichkeit zum Spielen, Malen sowie Therapieren und ist vollkommen unabhängig von der Mittelsäule. Ob freistehend oder mit Tisch, der Benni eröffnet eine völlig neue Sicht auf die Welt und ermöglicht eine bessere Teilhabe im Alltag.



**NEU**



Größe 1  
Bezug: Microfaser Blau  
Gestell: Reinweiß



Größe 2  
Bezug: Skai Blau Atoll  
Gestell: Reinweiß

Größe	Tischhöhe	Untergestellbreite, innen	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Körpergröße	Max. Patientengewicht
1 kurz	40–63 cm	41 cm	64 cm	73 cm	ca. 65–95 cm	35 kg
1 lang	53–68 cm					
2	64–90 cm	47,5 cm	73 cm	97 cm	ca. 85–135 cm	45 kg