

## Devis

Expéditeur / Adresse de facturation

## Commande

Adresse d'expédition

Client


Date

Commission


## Numéro du dispositif

28.29.02.1048

**Lasse Standard**



**Lasse réglable en hauteur**



**L'illustration ne correspond pas à l'équipement de base**

### Équipement de base Lasse Standard

- Structure de base avec roulettes de transport, 75 cm
- Réglage oblique par ressort à gaz de 0 à 85° (sur demande possible jusqu'à 90°)
- Repose-pieds séparés
- Repose-jambes
- Support dorsal
- Plateau pelvien
- Harnais
- Adaptateur de remise en position initiale pour appuie-tête avec support d'appuie-tête

### Équipement de base Lasse réglable en hauteur

- Structure de base avec roulettes de transport, 75 cm
- Réglage en hauteur par ressort à gaz
- Réglage oblique par ressort à gaz de 0 à 85° (sur demande possible jusqu'à 90°)
- Repose-pieds séparés
- Repose-jambes
- Support dorsal
- Plateau pelvien
- Harnais
- Adaptateur de remise en position initiale pour appuie-tête avec support d'appuie-tête

### Charge maximale

Charge maximale Taille Mini : 30 kg

### Charge maximale


Charge maximale Taille Mini : 30 kg

# Dimensions du patient

Verticalisateur ourson Heidelberg Lasse Taille Mini- Modèle 2020

REHATEC®

RC 60030



L'illustration ne correspond pas à l'équipement de base  
Tolérances dimensionnelles ±3

Si les dimensions ne sont pas indiquées, l'appareil est livré en dimensions standard !  
En cas de dimensions différentes (voir le tableau des tailles), l'appareil est fabriqué sur mesure et facturé en conséquence !

### Type de mouvements du patient

Comportement stéréotype  
(p. ex. balancement continu)\*

\* En raison du comportement stéréotype, vérifiez si le dispositif devrait faire l'objet d'adaptations spécifiques

### Dimensions du modèle de base/Dimensions du patient

Saisir les valeurs !

	Hauteur de table (a)	Hauteur des genoux (b)	Milieu du bassin (c)	Hauteur des épaules (d)	Largeur du genou (e)	Largeur du bassin (f)
T. standard Mini	35 – 60 cm	15 – 30 cm	22 – 40 cm	60 – 80 cm	5 – 8 cm	12 – 20 cm
Réglable en hauteur, T. Mini	35 – 60 cm	15 – 30 cm	22 – 40 cm	60 – 80 cm	5 – 8 cm	12 – 20 cm
	cm	cm	cm	cm	cm	cm


	Largeur du thorax (g)	Taille (h)	Poids du patient	Hauteur de transfert	Hauteur abaissable <sup>(*)</sup>
T. standard Mini	12 – 20 cm	env. 65 – 95 cm	max. 30 kg	73 cm	10 cm
Réglable en hauteur, T. Mini	12 – 20 cm	env. 65 – 95 cm	max. 30 kg	60,5 – 81,5 cm	10 cm
	cm	cm	kg		

<sup>(\*)</sup> Avec roulettes 75 mm

**Modèle**

**Verticalisateur ourson Heidelberg Lasse Mini**  
Code 1018442


Poids de l'utilisateur max. : 30 kg



**Prix de base** **3 120,-**


**Sanglage**

**Harnais**  
Code 10046



**Standard**

**Sangle pelvienne Pelvi.Loc**  
Code 10059




T.	Largeur du bassin
XXXS	8 – 16 cm
XXS	12 – 16 cm
XS	16 – 24 cm

**Unité** **Cocher la case correspondante!** **355,-**

**Réglage en hauteur**

**Base pour réglage en hauteur avec ressort à gaz**  
Code 1022803

Par défaut désormais avec rapporteur d'angle




**NOU-VEAUTÉ**

**Supplément** **890,-**

**Réglage en hauteur électrique**

**Réglage en hauteur électrique, batterie incl.**  
Code 1022806



Uniquement en combinaison avec base et réglage en hauteur!

**Supplément** **1 190,-**

**Couleurs de la structure**

Blanc pur (RAL 9010)	Violet bordeaux (RAL 4004)	Vert fluorescent (RAL 6038)
Jaune narcississe (RAL 1007)	Bleu outremer (RAL 5002)	Gris anthracite mat (RAL 7016m)
Jaune fluorescent (RAL 1026)	Bleu trafic métallisé mat*	Argent métallisé*
Orangé pur (RAL 2004)	Bleu nuit nacre mat (RAL 5026)	Anthracite métallisé*
Orange fluorescent (RAL 2005)	Bleu d'eau (RAL 5021)	Noir graphite mat (RAL 9011m)
Rouge rubis (RAL 3003)	Vert lumière (RAL 6027)	Noir profond brillant (RAL 9005g)
Rouge rubis nacré mat (RAL 3032)	Vert jaune (RAL 6018)	
Erika-violet (RAL 4003)	Vert nacré mat (RAL 6035)	


\*Couleurs non RAL

Les couleurs représentées sont uniquement à titre indicatif. Tous les détails des couleurs sur [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com)




**Couleurs de revêtement**


**Revêtement surface de contact / bordure (revêtement de qualité Trevira<sup>®</sup> CS, tricot universel)**




Jaune / Gris	(GU700-S709)
Rose / Gris	(GU702-S709)
Rouge / Gris	(GU703-S709)
Vert pomme / Gris	(GU705-S709)
Bleu clair / Gris	(GU707-S709)
Noir / Gris	(GU710-S709)





N'oublie pas de sélectionner les couleurs de la structure et des revêtements de ton Lasse. Elles sont importantes pour la procédure de commande!

Appuie-tête																								
<b>Appuie-tête « Ourson »</b> Code 10048 	<b>Appuie-tête, forme de coquille</b> Code 10049  <table border="1"> <tr><th>Taille</th><th>a</th><th>b</th></tr> <tr><td>1</td><td>16 cm</td><td>28 cm</td></tr> </table>	Taille	a	b	1	16 cm	28 cm	<b>Appuie-tête, réglable</b> Code 10075  <table border="1"> <tr><th>T.</th><th>a</th><th>b</th><th>c</th></tr> <tr><td>Mini</td><td>10 cm</td><td>34 cm</td><td>9 cm</td></tr> <tr><td>1</td><td>10 cm</td><td>42 cm</td><td>10 cm</td></tr> <tr><td>2</td><td>14 cm</td><td>51 cm</td><td>12 cm</td></tr> </table>	T.	a	b	c	Mini	10 cm	34 cm	9 cm	1	10 cm	42 cm	10 cm	2	14 cm	51 cm	12 cm
Taille	a	b																						
1	16 cm	28 cm																						
T.	a	b	c																					
Mini	10 cm	34 cm	9 cm																					
1	10 cm	42 cm	10 cm																					
2	14 cm	51 cm	12 cm																					
Unité 310,-	Unité 310,-	Unité <b>Cocher la case correspondante !</b> 495,-																						
<b>Vous trouverez d'autres appuie-tête dans les formulaires d'adaptation Pro-System et Heads Up</b>																								

Roulettes								
<b>Roulettes de transport avec freins de stationnement, 75 mm</b> Hauteur abaissable = 10 cm 	<b>Roulettes de direction 100 mm, avec blocage total</b> Code 1022143 Hauteur abaissable = 14,5 cm 	<b>Protection murale et mobilière</b>  <table border="1"> <tr><th>Code</th><th>Roulettes</th></tr> <tr><td>1018607</td><td>75 mm</td></tr> <tr><td>1018783</td><td>100 mm</td></tr> </table> <b>La largeur globale augmente de 4 cm !</b>	Code	Roulettes	1018607	75 mm	1018783	100 mm
Code	Roulettes							
1018607	75 mm							
1018783	100 mm							
Standard	Supplément 150,-	Jeu 145,-						

Pelotes						
<b>Pelotes de guidage latéral, rabattables</b> Code 10041-1 T. Mini  <table border="1"> <tr><th>a</th><th>b</th></tr> <tr><td>9 cm</td><td>10 cm</td></tr> </table>	a	b	9 cm	10 cm	<b>Appuie-bras, amovible</b> Code 10042 	<b>Plateau pelvien</b> T. Mini (f=20 cm) Combinaison avec Pelvi.Loc recommandée 
a	b					
9 cm	10 cm					
Jeu de 2 415,-	Jeu de 2 465,-	Standard				

<b>Pelotes des genoux</b> Code 10045 T. Mini (e=6 cm) 	<b>Pelotes des genoux, anatomiques</b> Code 10074 (e=8 cm) 	<b>Butée (anneau de réglage) du réglage de profondeur du genou</b> Code 1023378 
Jeu de 2 695,-	Jeu de 2 790,-	Jeu de 2 48,-







Guidage de la jambe											
<b>Réglage de l'abduction</b> Code 10073-Mini De 0° jusqu'à 25° 		<b>Correction de pied bot</b> Code 10051 		<b>Étriers, sangles de pieds incl.</b> Code 10052 T. Mini 							
<b>ATTENTION ! Les tailles (c) + (d) + (h) diminuent de 4 cm !</b>		<table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>b</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>6 cm</td> <td>11 cm</td> <td>8 cm</td> </tr> </table>		a	b	c	6 cm	11 cm	8 cm		
a	b	c									
6 cm	11 cm	8 cm									
Jeu de 2 / Supplément	960,-	Jeu de 2 / Supplément	355,-	Jeu de 2 / Supplément	240,-						

Table de thérapie					
<b>Table de thérapie avec renforcement de thérapie, bordure de table et couvercle incl.</b> Code 1014547 Profondeur et angle réglables 		<b>Table de thérapie, bordure de table incl.</b> Code 1011596 Profondeur et angle réglables 		<b>Butée (anneau de réglage) du réglage de profondeur de table</b> Code 1023148 	
Unité	1 170,-	Unité	990,-	Jeu de 2	48,-

Poignée de conduite	
<b>Poignée de conduite</b> Code 10076 	
Unité	415,-

Pour toute construction spéciale, veuillez utiliser notre nouveau formulaire Adaptation / Construction spéciale. Vous le trouverez dans la rubrique de téléchargement sur [www.rehatec.com](http://www.rehatec.com)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Attention : les prix des pièces de rechange peuvent différer des prix indiqués sur le formulaire d'adaptation.